

KARABINISMEDICAL

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ

————— est.1967 —————

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ **2024**

**ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ
ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!**



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χαιρετισμός Προέδρου της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε., κου Απόστολου Καραμπίνη	8
Η Εταιρεία μας	9
Οι Αξίες μας	10
Η Εταιρεία μας σε Αριθμούς	11
Company's DNA - Milestones	12-13
Εταιρικό Οργανόγραμμα	14-15

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Alfashield - Εισαγωγή.....	18-19
Αποστειρωμένες Γάζες ALFA-GAUZE	20-21
Αποστειρωμένες Γάζες Παραφίνης ALFA-GAUZE	21
Μη Αποστειρωμένες Γάζες ALFA-GAUZE.....	22-24
Μη Αποστειρωμένες Γάζες Χ-Ray ALFA-GAUZE	25
Τολύπια Γάζας ALFA-GAUZE	26
Γάζες Λαπαροτομίας ALFA-GAUZE	26
Επίδεσμοι Γάζας Alfa Bandages	27
Ελαστικοί Επίδεσμοι Alfa Bandages.....	28
Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα Επιθέματα ALFA-GAUZE	28
Αποστειρωμένα Αδιάβροχα Αυτοκόλλητα Επιθέματα ALFA-GAUZE	29
Αποστειρωμένα Οφθαλμικά Επιθέματα VAM MAT	30
Γάντια Latex Alfa Gloves	30
PE. Γάντια Alfa Gloves.....	31
Γάντια Vinyl Alfa Gloves	31
Γάντια Nitrile Alfa Gloves.....	32-33
Πίνακας προτεινόμενης Χρήσης Γαντιών	34
Ιατρικές Μάσκες Alfa Mask.....	35
Μη Αποστειρωμένα Γλωσσοπίεστρα	36
Gel Καθαρισμού Χεριών Alfagel.....	37
Gel Υπερήχου Alfagel.....	37
Επιθέματα Μικροτραυμάτων Alfaplast	38-41
Ταινίες Στερέωσης Alfarolls	42-43
Ουροσυλλέκτες Alfa Urin Cup.....	43
Αποστειρωμένος Συλλέκτης Κοπράνων	43
Σύριγγες Με Βελόνα Alfa Syringes	44
Σύριγγες Χωρίς Βελόνα Alfa Syringes	44
Υποδερμικές Βελόνες Alfa Syringes	45
PVC Θερμοφόρα Νερού 2L.....	46



NIPRO - Εισαγωγή.....	49
Σύριγγες με Βελόνα	50
Σύριγγες χωρίς Βελόνα	51
Πεταλούδες	51

Οδοντιατρικές Βελόνες	51
Υποδερμικές Βελόνες.....	51

YPSOMED

SELF CARE SOLUTIONS

YPSOMED - Υποστήριξη Διαβήτη.....	52
Βελόνες Mylife Clickfine	53

Hypertension & Diabetes



microlife®

Microlife - Προϊόντα και Υπηρεσίες	56-57
Ψηφιακά Πιεσόμετρα Μπράτσου.....	58-63
Ψηφιακά Πιεσόμετρα Καρπού.....	63-64
Αναλογικό Πιεσόμετρο	65
Διαχείριση Θερμοκρασίας & Τεχνολογίες Θερμομέτρων	68-69
Θερμόμετρα Μετώπου - Χώρου με Τεχνολογία Υπερύθρων	70
Θερμόμετρο Αυτιού	71
Θερμόμετρο με Αντιμικροβιακό Χαλκό.....	72
Ψηφιακά Θερμόμετρα	73-75
Παλμικό Οξύμετρο.....	78-79
Νεφροποιητής.....	80
Ηλεκτρική Θερμοφόρα	81
TIPS Θηλασμού	82
Θήλαστρα	83-84
Ζυγαριές	85
Σωματική Σύνθεση-Έλεγχος της Γενικής Ευεξίας	86

Alfacheck®

Alfacheck - Εισαγωγή	87
Ψηφιακά Θερμόμετρα	88
Ψηφιακά Πιεσόμετρα	89
Αναλογικό Πιεσόμετρο	90
Παλμικά Οξύμετρα	90-91
Θερμοφόρες	91

BIONIME

BIONIME - Συστήματα Μέτρησης Γλυκόζης	92-95
Συστήματα Μέτρησης Γλυκόζης Αίματος	96-97



ESI - Εισαγωγή	99
Propolaid Propolgota Spray	105
Propolaid Propolgota Honey Spray	105
Propolaid Propol C 1000mg	106
Propolaid Balsamic Σιρόπι	107
Propolaid Propolbaby Σιρόπι	108
Propolaid Estratto Puro	108
Propolaid PropolUrto	109
Propolaid Lip Balm	109
Ginseng Plus Rapid Energy - Κάψουλες	110
10 Herbs	111
Normolip 5 STRONG	112
Melatonin Pura	113
Melatonin Pura Spray	113
Aloe Vera Gel Puro 100% Organic	114
Aloe Fresh Οδοντόκρεμα	115



SON - Εισαγωγή.....	115-117
Vitamin C 100mg Vivid.....	118
Echinacea Frizz	119
Multivitamin Fortius	120
Vitamin C & Ginseng	121
Magnesium & Vitamins B	121
Vitamin D3 (800 IU).....	122
Vitamin B12 Λιπωσμοιακό Σπρέϊ	122
Vitamin D3 & K2 Λιπωσμοιακό Σπρέϊ.....	123
Vitamin D3, C & Zinc Λιπωσμοιακό Σπρέϊ.....	123
Melatonin EzSleep Λιπωσμοιακό Σπρέϊ	124
Propolis Nasal Spray.....	124
Mosquito Protection Lotion 100ml	125
Mosquito Protection Spray 100ml	125
Mosquito Protection Diffuser 30ml	126
Mosquito Protection After Bite gel 30ml.....	126
Η Φροντίδα για το Περιβάλλον είναι στο DNA μας	127-129
Marketing Material - POS υλικά	130-132



Αγαπητοί συνεργάτες,

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τον νέο κατάλογο της εταιρείας μας, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για όλη την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Στην **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL** μια εταιρεία με ξεκάθαρη πελατοκεντρική φιλοσοφία, είμαστε υπερήφανοι για την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρουμε τόσο στους συνεργάτες μας, όσο και στους καταναλωτές. Με βασικό στόχο την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών σας, αναβαθμίζουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας και παραμένουμε καθημερινά στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Απόστολος Καραμπίνης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

“ **Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ** ”

Βλέπουμε μακριά!

Η **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.** είναι μια μεγάλη παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία ιατρικών αναλώσιμων προϊόντων, διαγνωστικών ιατρικών συσκευών και συμπληρωμάτων διατροφής, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 1967.

Η εταιρεία διανύει μια επιτυχημένη πορεία 55 κερδοφόρων ετών, η οποία επισφραγίζεται από σημαντικά επιτεύγματα στην ελληνική αγορά επεκτείνοντας ταυτόχρονα τη δραστηριότητά της και στη διεθνή αγορά υγείας.

Η ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Παιανία Αττικής.



Αξιόπιστη

Η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται κάτω από τα Brands:

- **Alfashield** - Αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- **Alfcheck** - Διαγνωστικές συσκευές
- **SON** (Science of Nature) - Συμπληρώματα διατροφής

Το σύνολο των προϊόντων της έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί ως προς την συμμόρφωσή του σε εφαρμοστέες κοινοτικές διατάξεις (σήμανση CE) διασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη διακίνησή τους στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

Επιπρόσθετα, η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με καταξιωμένους και πιστοποιημένους Διεθνείς Οίκους όπως: MICROLIFE, ESI, BIONIME, YPSOMED, NIPRO, προωθώντας στην ελληνική αγορά υγείας προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και απόλυτης ασφάλειας τα οποία πληρούν τα απαραίτητα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 και EN ISO 13485.

Δυναμική

Η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** έχει αναπτύξει πανελλήνιο δίκτυο πωλήσεων με εξειδικευμένα Business Units, τα οποία συνεργάζονται απευθείας με περίπου 4.000 φαρμακεία. Παράλληλα, συνεργάζεται άριστα και δομημένα με το σύνολο των Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών, Φαρμακαποθηκών, Φαρμακευτικών Εταιρειών και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια εδραιώνει την παγκόσμια παρουσία της συνάπτοντας στρατηγικές συνεργασίες μέσω του εξειδικευμένου Τμήματος Εξαγωγών της. Μέσω αντιπροσώπων, η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές προϊόντων σε Κύπρο, Μάλτα, Αίγυπτο, Ομάν, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ρουμανία, Λίβανο και Κόσοβο. Οι στρατηγικοί συνεργάτες που έχουν αναλάβει την προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας της εταιρείας στη χώρα τους, υποστηρίζονται και με την απαραίτητη τεχνολογία την οποία έχει αναπτύξει η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** μέσα από την πολυετή εμπειρία της.

Ανταποδοτική

Η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** ανταποδίδει τα μέγιστα στην κοινωνία, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της, ώστε και οι επόμενες γενιές να ζουν σε ένα καθαρό και βιώσιμο πλανήτη. Μέσω του προγράμματος Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης «**Σύμμαχος Ζωής**», υποστηρίζει έμπρακτα ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες με ενέργειες που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον και την κοινωνία, η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** και τα συμπληρώματα διατροφής SON δημιούργησαν το νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «**Η Φροντίδα για το περιβάλλον**

είναι στο DNA μας». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης των άδειων συσκευασιών όλων των συμπληρωμάτων διατροφής, που ενισχύει την κυκλική οικονομία με τη συμμετοχή του καταναλωτή. Παράλληλα στα πλαίσια του προγράμματος, η εταιρεία μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα επενδύοντας το 1% του κύκλου εργασιών των συμπληρωμάτων διατροφής SON σε καθαρισμούς παραλιών, δασών και άλλων επιβαρυσμένων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος από πλαστικά και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.

Καινοτόμος

Η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** δημιούργησε **Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης** το οποίο δραστηριοποιείται στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων καθώς και προηγμένων υπηρεσιών υγείας, σε συνεργασία με το γνωμοδοτικό της συμβούλιο που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες στον κλάδο της υγείας.

Η **KARAMPINHS MEDICAL A.E.** προχώρησε σε κατοχύρωση με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή κατοχύρωση των πνευματικών/ βιομηχανικών τους δικαιωμάτων, σε όσα εκ των προαναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών κατέχουν εφευρετικό άλμα ή τα διέπει ιδιαίτερη καινοτομία.

Ενδεικτικά:

Υπηρεσία “**Hypertension & Diabetes Corner**”
(Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα)

Υπηρεσία “**GET WELL Natural Corner**”
(Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα)

Το πρώτο παγκοσμίως **Ψηφιακό Θερμόμετρο με αντιμικροβιακό χαλκό** (Διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

ΟΡΑΜΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

“

ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΣ, ΑΝΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ KARABINIS MEDICAL ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

”

Είμαστε πάντα δίπλα σας
με όλες μας τις δυνάμεις!



Οικονομικά στοιχεία 10ετίας 2012 - 2021

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

άνω των **50** ετών

ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

32,6 εκατ. €

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

104,5 εκατ. €

ΤΖΙΡΟΣ 10ΕΤΙΑΣ

περισσότερα από

4.000

φαρμακεία απευθείας
συνεργασία

εξαγωγές


10

σε
χώρες

περισσότεροι από

1.000

κωδικί
προϊόντων



1980

Μετατροπή σε καθετοποιημένη βιομηχανία φαρμακευτικής γάζας σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις από τον κύριο Νικόλαο Καραμπίνη.

1998

Μεταφορά παραγωγής και τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Ασία και ίδρυση στρατηγικών συνεργασιών με κινέζους παραγωγούς. Πιστοποίηση της εταιρείας με ISO και CE.

2000

Έναρξη συνεργασιών αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με καταξιωμένους και πιστοποιημένους Διεθνείς Οίκους: Microlife, Bionime, ESI, YPSOMED, Nipro, Attends. Διεύρυνση σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

2011

Ίδρυση Τμήματος Εξαγωγών και Έναρξη Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων.

1967

Ίδρυση της εταιρείας από τον κύριο Βικέντιο Βιτάλη ως βιοτεχνία παραγωγής φαρμακευτικής γάζας.

1995

Ανάληψη της διοίκησης από τον κύριο Απόστολο Καραμπίνη (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος).

2006

Ίδρυση Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.

1999

Δημιουργία Business Units & ξεχωριστών Profit Centers. (ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα, διαγνωστικές συσκευές και συμπληρώματα διατροφής)

2012

- Λανσάρισμα της Υπηρεσίας «H&D Corner».
- Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο παγκοσμίως «Ψηφιακό Θερμόμετρο με εφαρμογή Αντιμικροβιακού Χαλκού», Alfacheck AT400.
- Έναρξη του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: "Σύμμαχος Ζωής"

2016

Αποκλειστική συμφωνία με τη Microlife για την παγκόσμια διανομή και προώθηση του πρώτου παγκοσμίως Ψηφιακού Θερμόμετρου με Αντιμικροβιακό Χαλκό, υπό την επωνυμία Microlife.

2021

- Αλλαγές στην οργανωτική δομή της εταιρείας: Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Μανθόπουλος. Περαιτέρω ένταξη βασικών στελεχών στο Δ.Σ. της εταιρείας, με τους κ. Χρυσόστομο Ντάσικο, κ. Γιώργο Σταματίου, κ. Σοφία Πετροπούλου και κ. Παναγιώτη Μαγουλά.

2023

Περαιτέρω επένδυση για την ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας με τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η «Arab Health 2023», και την εγκαθίδρυση νέων συνεργασιών.

2019

Απόκτηση σφραγίδας ποιότητας proderm – «Δερματολογικά Εγκεκριμένο» για τα προϊόντα Alfashield.

- Έναρξη του περιβαλλοντικού προγράμματος ΕΚΕ: Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι στο DNA μας

2014

Λανσάρισμα της Υπηρεσίας «Get Well Natural Corner».

2022

Σημαντικές βραβεύσεις:

- Βραβείο «GREEK BUSINESS CHAMPIONS» για την Καραμπίνης Medical A.E. στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», για την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, την αξιοσημείωτη αύξηση της κερδοφορίας της καθώς και την εξαιρετική παρουσία της στο Ελληνικό επιχειρείν!
- ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Η Φροντίδα για το Περιβάλλον είναι στο DNA μας».
- ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το καινοτόμο προϊόν Alfashield New Born Care, ιατρική γάζα με ενισχυμένη πυκνή ύφανση, αποστείρωση με ατμό και μεγάλη απαλότητα, κατάλληλη για το ευαίσθητο βρεφικό δέρμα.

2020


- Σημαντικές επενδύσεις σε λογισμικό Business Intelligence και Νέα Μηχανήματα Παραγωγής και Logistics.
- Στα πλαίσια του προγράμματος Σύμμαχος Ζωής πραγματοποιήθηκε δωρεά υποδερμικών βελονών αξίας 10.000€ στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας COVID-19.


2017

USA & WIPO: Κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για το 1ο Ψηφιακό Θερμόμετρο με εφαρμογή Αντιμικροβιακού Χαλκού, παγκοσμίως.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ








KARABINISMEDICAL

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΝΑ ΜΑΣ



**ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΛΩ ΣΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**





“Θέλω τα πάντα στη ζωή να έρχονται φυσικά!”

microlife

“Θέλω να νιώθω ασφαλής!”



“Θέλω τη φύση με το μέρος μου!”

“Θέλω να ζήσω χωρίς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου!”

Hypertension & Diabetes



H&D
CORNER®

Alfacheck

“Θέλω τεχνολογίες που βελτιώνουν τη ζωή μου!”

“Θέλω να με φροντίζουν!”



“Θέλω προϊόντα υψηλής ποιότητας!”



“Θέλω να ζω χωρίς έγνοιες!”

“Θέλω να ζω στο μέγιστο κάθε στιγμή!”

BIONIME



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε. από το 1967 ειδικεύεται στην παραγωγή και τυποποίηση φαρμακευτικής γάζας και ιατρικού αναλώσιμου υλικού καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών σε επιθέματα, επιδέσμους, εξεταστικά γάντια, μάσκες προσώπου, σύριγγες, συστήματα έγχυσης, καθετήρες κ.ά. Τα αναλώσιμα ιατρικά προϊόντα διανέμονται σε φαρμακεία και νοσηλευτικά ιδρύματα για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των ασθενών.

Εγγύηση στην Προστασία, Κορυφή στην Ασφάλεια!

ΟΦΕΛΟΣ

Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E. είναι παραγωγός υγειονομικού αναλώσιμου υλικού για περισσότερα από 55 χρόνια.

Λειτουργώντας μέσα από ένα Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια μία Πολιτική Ποιότητας ικανή για την διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΙΔΟΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ε.Κ.Ε.

Ειδικότερα, σε σχέση με την παραγωγή, διενεργεί σε συνεχή βάση τις ακόλουθες διεργασίες:

- Διεξοδική επιθεώρηση στις γραμμές παραγωγής, με συνεχή αξιολόγηση τόσο των συνθηκών, όσο και της δυναμικότητας παραγωγής.
- Επιλογή ποιοτικών πρώτων υλών και στην συνέχεια έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων. Μόνο εφόσον τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, δίδεται η έγκριση από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας για την παραγωγή και την τελική αποδέσμευση του προϊόντος προς διάθεση.
- Τήρηση αρχείου αντιδειγμάτων για τη δυνατότητα επιπρόσθετων ελέγχων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και διασφάλιση ικνηλασιμότητας για τον εντοπισμό των προϊόντων στην αγορά.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΕΜΠΕΙΡΙΑ



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ



Τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων γάζας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές παγκοσμίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα γάζας να έχουν μια πολύ ισχυρή ύφανση που δεν ξεχειλώνει, παρέχοντας υψηλή ποιότητα και ασφάλεια.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ



Μετά την ύφανση, οι γάζες πλένονται με ειδικό τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες που προβλέπει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι τυχόν ξένα σωματίδια έχουν πλήρως απομακρυνθεί από τα προϊόντα γάζας διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε απορροφητικότητα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και με γνώμονα πάντα την προάσπιση της υγείας, πραγματοποιήθηκε Μελέτη Δερματολογικής Αξιολόγησης για τη σειρά υγειονομικών αναλώσιμων προϊόντων Alfashield σε συνεργασία με το κορυφαίο Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης proderm. Σύμφωνα με αυτό, τα προϊόντα Alfashield διαθέτουν δερματολογικά τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, και δύνανται να φέρουν την σφραγίδα proderm.

Το Ινστιτούτο proderm εξειδικεύεται στη διεξαγωγή κλινικών μελετών καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη εισαγωγή τους στην αγορά. Αναγνωρισμένη παγκοσμίως μέσα από τις αξιόπιστες και τις καινοτόμες μεθόδους δοκιμών στον τομέα δερματολογικών ελέγχων για περισσότερα από 25 χρόνια, η σφραγίδα proderm είναι συνώνυμη με εξαιρετικά και αξιόπιστα αποτελέσματα.



ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ



ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ

Οι αποστειρωμένες γάζες Alfashield I ALFA-GAUZE κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης και με διπλωμένα άκρα. Οι γάζες είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟ.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένες & Εγκεκριμένες με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Διατίθενται σε 4 διαστάσεις
- Ανοχή $\pm 8\%$
- Συσκευασμένες σε ατομικό φάκελο από ειδικό ιατρικό χαρτί
- Σε κάθε φάκελο αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του προϊόντος

Χρήση: Αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος για την περιποίηση τραυμάτων και πληγών και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
15cm x 15cm	5206355024332	APO-AS-008	6	320
15cm x 15cm	5206355024295	APO-AS-004	12	200
15cm x 30cm	5206355024301	APO-AS-005	12	200
17cm x 30cm	5206355024318	APO-AS-006	12	200
17cm x 30cm	5206355000671	APO-XY-106	1	-
36cm x 40cm	5206355024325	APO-AS-007	10	100
36cm x 40cm	5206355000701	APO-XY-102	1	-



PACK ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ

Οι αποστειρωμένες γάζες Alfashield I ALFA-GAUZE κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης και με διπλωμένα άκρα. Οι γάζες είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟ.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένες & Εγκεκριμένες με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Τύπος νήματος 36/36 ή 40/40
- Ανοχή $\pm 8\%$
- Αποστειρωμένες με ΕΤΟ
- Τυποποιημένες σε συσκευασία 100 τεμαχίων
- Ατομική συσκευασία με ιατρικό χαρτί και εύκολο άνοιγμα

Χρήση: Αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος για την περιποίηση τραυμάτων και πληγών και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις. Εργονομική συσκευασία, για εύκολη χρήση στο ιατρείο.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
5cm x 5cm 8ply	5206355021898	APO-AS-001	100	48
7.5cm x 7.5cm 8ply	5206355021904	APO-AS-002	100	40
10cm x 10cm 12ply	5206355021911	APO-AS-003	100	24



NEW BORN CARE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ ΜΕ ΑΤΜΟ

Οι Αποστειρωμένες με Ατμό Γάζες Alfashield | ALFA-GAUZE της σειράς βρεφικών προϊόντων **New Born Care** είναι εξαιρετικά απαλές και ιδανικές για την ευαίσθητη επιδερμίδα. Κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης και με διπλωμένα άκρα. Κάθε γάζα είναι αποθηκευμένη σε ατομικό φάκελο, που αναγράφει την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά:


- Δερματολογικά Ελεγμένες & Εγκεκριμένες με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Υψηλή ποιότητα
- Αποστειρωμένες με ατμό
- 100% Βαμβάκι
- Εξαιρετικά Απαλές
- Ιδανικές για ευαίσθητο δέρμα
- Υπερ-απορροφητικές

Χρήση: Κατάλληλες για τον καθημερινό καθαρισμό ευαίσθητων περιοχών όπως τα μάτια, ο αφαλός, και το δέρμα των νεογέννητων. Λόγω της απαλότητάς τους είναι ιδανικές για χρήση σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Κατάλληλες για καθαρισμό επιφανειακών πληγών όπως εκδορές. Κατάλληλες για γενική χρήση.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 0653.

Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
5cm x 5cm 16ply	5206355032931	APO-AS-016	50	30



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

Η γάζα παραφίνης Alfashield | ALFA-GAUZE είναι ένα αποστειρωμένο επίθεμα γάζας παραφίνης μιας χρήσης, που προορίζεται για την προστασία και περιποίηση πληγών.

Χρήση:

- Ελαφρά και βαρύτερα εγκαύματα
- Κάλυψη σημείων μοσχεύματος δέρματος δότη και λήπτη
- Πληγές απώλειας δέρματος
- Εκτεταμένες εκδορές ή τραυματισμοί
- Έλκη ποδιών
- Χρήση και δοσολογία: Δείτε τις συνημμένες οδηγίες χρήσης

Πιστοποιημένο προϊόν CE .



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
10cm x 10cm	5206355051321	NOS-AS-100	10	100
10cm x 20cm	5206355051345	NOS-AS-101	10	30
10cm x 30cm	5206355051383	NOS-AS-102	10	30

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 13 ΚΛΩΣΤΩΝ

Οι γάζες Alfashield I ALFA-GAUZE κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης και με διπλωμένα άκρα.

Χαρακτηριστικά:

- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Τυποποιημένες σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Δερματολογικά Ελεγμένες & Εγκεκριμένες με την κορυφαία πιστοποίηση proderm

Χρήση: Μη αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος 13 κλωστών για την περιποίηση τραυμάτων και πληγών και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
5cm x 5cm 8ply / 13κλωστών	5206355026961	NOS-AS-055	100	5000
7,5cm x 7,5cm 8 ply / 13 κλωστών	5206355027005	NOS-AS-057	100	5000
10cm x 10cm 8ply / 13 κλωστών	5206355026671	NOS-AS-019	100	2000
10cm x 20cm 8ply / 13 κλωστών	5206355026695	NOS-AS-020	100	2000
10cm x 20 cm 12ply / 13 κλωστών	5206355027081	NOS-AS-059	100	2000



ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ

Οι γάζες Alfashield I ALFA-GAUZE κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης και με διπλωμένα άκρα.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένες & Εγκεκριμένες με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένες σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων

Χρήση: Μη αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος για την περιποίηση τραυμάτων και για χρήση σε μικροχειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
5cm x 5cm 8ply	5206355023656	NOS-AS-001	100	5000
5cm x 5cm 12ply	5206355023663	NOS-AS-002	100	5000
7.5cm x 7.5cm 8 ply	5206355023670	NOS-AS-003	100	5000
10cm x 10cm 8ply	5206355023687	NOS-AS-004	100	2000/4000
10cm x 10cm 12ply	5206355023694	NOS-AS-005	100	4000
10cm x 20cm 8ply	5206355023700	NOS-AS-006	100	2000
10cm x 20cm 12ply	5206355023717	NOS-AS-007	100	2000





ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ NON-WOVEN

Τα επιθέματα **Alfashield** | **ALFA-GAUZE** κατασκευάζονται από μη υφασμένο υλικό άριστης ποιότητας (non-woven) για μέγιστη ασφάλεια και προστασία.

Χαρακτηριστικά:

- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένα σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων

Χρήση: Μη αποστειρωμένο επίθεμα non- woven για την περιποίηση τραυμάτων και πληγών.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
5cm x 5cm 4ply	5206355026886	NOS-AS-050	100	16000
7.5cm x 7.5cm 4ply	5206355026909	NOS-AS-051	100	6000
10cm x 10cm 4ply	5206355026923	NOS-AS-052	100	4000
10cm x 20cm 4ply	5206355026947	NOS-AS-053	100	2000

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ 100 ΜΕΤΡΑ

Η μη αποστειρωμένη γάζα **Alfashield** | **ALFA-GAUZE** 100 μέτρων κατασκευάζεται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλη, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμη, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης.

Χαρακτηριστικά:

- Διατίθεται σε συσκευασία των 100 μέτρων
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Μπορούν να κοπούν στις κατάλληλες διαστάσεις
- 15 κλωστές/cm²

Χρήση: Μη αποστειρωμένη γάζα βάμβακος για την περιποίηση τραυμάτων και πληγών και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Μέτρα/Συσκευασία	Μέτρα/Κιβώτιο
0,90cm x 1m	5206355023908	NOS-AS-012	100m	500m
0,90cm x 1m	5206355027067	NOS-AS-066	100m	500m

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ X-RAY

Οι γάζες **Alfashield I ALFA-GAUZE X-RAY** κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης. Φέρουν ακτινοσκοπικό νήμα για την ανίχνευσή τους ακτινογραφικά.

Χαρακτηριστικά:

- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένες σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων

Χρήση: Μη αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος X-Ray για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
5cm x 5cm 8ply	5206355023809	NOS-AS-008	100	5000
10cm x 10cm 8ply	5206355023816	NOS-AS-009	100	2000
10cm x 10cm 12ply	5206355023823	NOS-AS-010	100	2000/4000
10cm x 20cm 12ply	5206355023830	NOS-AS-011	100	2000



ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ

Τα τολύπια γάζας **Alfashield I ALFA-GAUZE** κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλα, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμα, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης.

Χαρακτηριστικά:

- 17±1κλωστές/cm² και ελάχιστου βάρους 23g±1/m²
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένα σε πρακτικές συσκευασίες

Χρήση: Μη αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος για την περιποίηση τραυμάτων και πληγών και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
30cm x 40cm	5206355023953	NOS-AS-016	100	2000

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ X-RAY

Τα τολύπια γάζας **Alfashield I ALFA-GAUZE X-RAY** κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλα, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμα, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης. Φέρουν ακτινοσκοπικό νήμα για την ανίχνευσή τους ακτινογραφικά.

Χαρακτηριστικά:

- 17±1κλωστές/cm² και ελάχιστου βάρους 23g±1/m²
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένα σε πρακτικές συσκευασίες

Χρήση: Μη αποστειρωμένο επίθεμα γάζας βάμβακος για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
8cm x 8cm X-RAY	5206355023922	NOS-AS-013	100	5000
30cm x 40cm X-RAY	5206355023939	NOS-AS-014	100	2000

ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ

Οι γάζες λαπαροτομίας **Alfashield I ALFA-GAUZE** κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Είναι υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άοσμες, χωρίς κατάλοιπα λεύκανσης.

Χαρακτηριστικά:

- Γαζωμένες περιμετρικά και εσωτερικά (κάθετα & οριζόντια)
- Φέρουν ακτινοσκοπικό νήμα και βρόγχο συγκράτησης (loop)
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένες σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων
- Πλυμένες και διπλωμένες

Χρήση: Για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
40cm x 40cm 4ply X-Ray	5206355024011	NOS-AS-018	100	500
40cm x 40cm 8ply X-ray	5206355024004	NOS-AS-017	100	500

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ

Οι μη αποστειρωμένοι επίδεσμοι γάζας **Alfashield | Alfa Bandages** κατασκευάζονται από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία.

Χαρακτηριστικά:

- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Μπορούν να αποστειρωθούν
- Τυποποιημένοι σε πρακτικές συσκευασίες των 20 τεμαχίων

Χρήση: Για την επίδεση και υποστήριξη επιθεμάτων πάνω σε τραύματα.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
2.5m x 10cm	5206355024165	EPI-AS-003	20	2000
5m x 10cm	5206355024189	EPI-AS-005	20	1600
10m x 10cm	5206355024172	EPI-AS-004	20	720



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ IDEAL

Ο ελαστικός επίδεσμος **Alfashield I Alfa Bandages** κατασκευάζεται από βαμβάκι, πολυαμίδιο & πολυέστερ και φέρει ειδικά clips συγκράτησης. Είναι σχεδιασμένος να τυλίγεται σωστά γύρω από το τραυματισμένο σημείο του σώματος και να παρέχει σωστή πίεση. Είναι ιδανικός για τραυματισμούς αθλητών.

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετικά ελαστικός $\geq 140\%$
- Υπο-αλλεργικός
- Επαναχρησιμοποιήσιμος
- Φιλικός προς το δέρμα
- Πλένεται σε χλιαρό νερό (40°C)
- Μπορεί να αποστειρωθεί
- Latex-free

Χρήση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εφαρμογή επίδεσης. Ιδανικός για επίδεση σε τραυματισμούς αθλητών.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
5cm x 4,5m	5206355023410	ELA-AS-001	20	100
6cm x 4,5m	5206355023427	ELA-AS-002	20	100
7cm x 4,5m	5206355023434	ELA-AS-003	20	100
8cm x 4,5m	5206355023441	ELA-AS-004	20	100
10cm x 4,5m	5206355023458	ELA-AS-005	20	100
12cm x 4,5m	5206355023465	ELA-AS-006	20	100
15cm x 4,5m	5206355023472	ELA-AS-007	20	100
20cm x 4,5m	5206355023489	ELA-AS-008	20	100

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

Τα αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα **Alfashield I ALFA-GAUZE** είναι ιδανικά για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων τραυμάτων. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και δεν προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα. Προστατεύουν απαλά την πληγή φέροντας ένα λεπτό απορροφητικό επίθεμα με προστατευτικό φίλμ που βοηθάει στην απορρόφηση των εξιδρωμάτων της πληγής.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Αποστειρωμένα με ΕΤΟ
- Φέρουν υπο-αλλεργική ακρυλική κολλητική ουσία
- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Τυποποιημένα σε συσκευασίες των 5 & 50 τεμαχίων



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
6cm x 8cm	5206355022437	PLS-AS-001	5	100
8cm x 10cm	5206355022444	PLS-AS-002	5	100
8cm x 12cm	5206355022451	PLS-AS-003	5	100
10cm x 10cm	5206355026855	PLS-AS-056	5	100
9cm x 15cm	5206355022468	PLS-AS-004	5	100
9cm x 20cm	5206355022475	PLS-AS-005	5	100
9cm x 25cm	5206355022482	PLS-AS-006	5	100
9cm x 30cm	5206355026817	PLS-AS-054	5	100
6cm x 8cm	5206355022529	PLS-AS-010	50	24
8cm x 10cm	5206355022536	PLS-AS-011	50	24
10cm x 10cm	5206355026879	PLS-AS-057	50	24
9cm x 15cm	5206355022550	PLS-AS-013	50	24
9cm x 20cm	5206355022567	PLS-AS-014	50	20
9cm x 25cm	5206355022574	PLS-AS-015	50	10



Χρήση: Για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων τραυμάτων.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

Τα αποστειρωμένα αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα Alfashield | ALFA-GAUZE με film PU είναι ιδανικά για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων τραυμάτων από το νερό. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, απορροφητικά και δεν προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα. Φέρουν ένα λεπτό απορροφητικό επίθεμα με προστατευτικό φιλμ που βοηθά στην απορρόφηση των εξιδρωμάτων της πληγής.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Αποστειρωμένα με ΕΤΟ
- Διαφανή και υψηλής απορροφητικότητας
- Φέρουν υπο-αλλεργική ακρυλική κολλητική ουσία
- Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις
- Τυποποιημένα σε συσκευασίες των 5 τεμαχίων & 50 τεμαχίων

Χρήση: Για την προστασία των τραυμάτων από το νερό.

Συμμορφούμενα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14079.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουπά/Κιβώτιο
6cm x 8cm	5206355022734	PLS-AS-016	5	100
10cm x 10cm	5206355022765	PLS-AS-019	5	100
9cm x 15cm	5206355026718	PLS-AS-052	5	100
9cm x 20cm	5206355022741	PLS-AS-017	5	100
9cm x 25cm	5206355022758	PLS-AS-018	5	100
6cm x 8cm	5206355022772	PLS-AS-020	50	24
10cm x 10cm	5206355022802	PLS-AS-023	50	24
9cm x 15cm	5206355026732	PLS-AS-053	50	20



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

Τα Alfashield | ALFA-GAUZE Sterile Eye Pads είναι αποστειρωμένα οφθαλμικά επιθέματα κατασκευασμένα από βαμβάκι και non-woven υλικό. Είναι συσκευασμένα σε ατομικό φάκελο από ειδικό ιατρικό χαρτί.

Χαρακτηριστικά:

- Σε κάθε φάκελο αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του προϊόντος
- Αποστειρωμένα με ΕΤΟ
- Μεγάλης απορροφητικότητας

Χρήση: Αποστειρωμένα οφθαλμικά επιθέματα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία των οφθαλμών.

Πιστοποιημένο προϊόν CE 0653.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
6cm x 8cm	5206355021997	EYE-AS-001	5	200
6cm x 8cm	5206355022413	EYE-AS-002	50	1000

LATEX ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

Alfashield | Alfa Gloves γάντια Latex μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, λεία και σταθεροποιούμενα στον καρπό, ελαφρώς πουδραρισμένα.

Χαρακτηριστικά:

- Συμμορφούμενα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
- Συνθήκες αποθήκευσης: 10-25 °C

Χρήση: Γάντια latex γενικής χρήσεως.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
XS	5206355027593	GLO-AS-031	100	10
S	5206355027616	GLO-AS-032	100	10
M	5206355027630	GLO-AS-033	100	10
L	5206355027654	GLO-AS-034	100	10
XL	5206355027692	GLO-AS-035	100	10



LATEX ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

Alfashield | Alfa Gloves γάντια Latex μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, λεία και σταθεροποιούμενα στον καρπό χωρίς πουδρά.

Χαρακτηριστικά:

- Συμμορφούμενα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
- Συνθήκες αποθήκευσης: 10-25 °C

Χρήση: Συνιστώνται για εξέταση ασθενών ή εργασία στο εργαστήριο.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Κουτιά/Κιβώτιο
S	5206355022116	GLO-AS-016	100	10
M	5206355022123	GLO-AS-017	100	10
L	5206355022130	GLO-AS-018	100	10
XL	5206355032306	GLO-AS-019	100	10

PE. ΓΑΝΤΙΑ

Alfashield | Alfa Gloves γάντια από πολυαιθυλένιο, μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια.

Χαρακτηριστικά:

- Μεγέθη M-L
- Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Χρήση: Για ατομική προστασία.
Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Κωδικός	Barcode	Τμχ/Συσκευασία	Συσκευασίες/Κιβώτιο
M	GLO-AS-029	5206355022376	100	100
L	GLO-AS-030	5206355022383	100	100

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ VINYL

Alfashield | Alfa Gloves γάντια εξεταστικά βινυλίου αμφιδέξια, μη αποστειρωμένα.


Χαρακτηριστικά:

- Μιας χρήσης
- Χωρίς πούδρα
- Χωρίς latex

Χρήση: Εξεταστικά γάντια Βινυλίου.
Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
S	5206355029412	GLO-AS-036	100	10
M	5206355029436	GLO-AS-037	100	10
L	5206355029450	GLO-AS-038	100	10
XL	5206355029474	GLO-AS-039	100	10



NITRILE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ - SOFT

Alfashield | Alfa Gloves εξεταστικά γάντια Nitrile (νιτριλίου) μη αποστειρωμένα σε μαύρο χρώμα.

Χαρακτηριστικά:

- Μη αποστειρωμένα
- Αμφιδέξια
- Εξαιρετική αίσθηση αφής
- Χωρίς πούδρα
- Κατάλληλα για όσους έχουν αλλεργία στο latex

Χρήση: Συνιστώνται για εξέταση ασθενών ή εργασία στο εργαστήριο και μικροεπεμβάσεις.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
XS	5206355030012	GLO-AS-041	100	10
S	5206355030029	GLO-AS-042	100	10
M	5206355030036	GLO-AS-043	100	10
L	5206355030043	GLO-AS-044	100	10
XL	5206355030050	GLO-AS-045	100	10

NITRILE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Alfashield | Alfa Gloves εξεταστικά γάντια Nitrile (νιτριλίου) μη αποστειρωμένα, ιδιαίτερα ανθεκτικά, σε μαύρο χρώμα.

Χαρακτηριστικά:

- Μη αποστειρωμένα
- Αμφιδέξια
- Εξαιρετική αντοχή
- Εξαιρετική αίσθηση αφής
- Χωρίς πούδρα
- Κατάλληλα για όσους έχουν αλλεργία στο latex

Χρήση: Συνιστώνται για εξέταση ασθενών ή εργασία στο εργαστήριο και μικροεπεμβάσεις.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
XS	5206355022277	GLO-AS-024	100	10
S	5206355022284	GLO-AS-025	100	10
M	5206355022291	GLO-AS-026	100	10
L	5206355022307	GLO-AS-027	100	10
XL	5206355022314	GLO-AS-028	100	10

NITRILE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΕ ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ

Alfashield | Alfa Gloves εξεταστικά γάντια Nitrile (νιτριλίου) μη αποστειρωμένα, ιδιαίτερα ανθεκτικά σε ροζ χρώμα.

Χαρακτηριστικά:

- Μη αποστειρωμένα
- Αμφιδέξια
- Εξαιρετική αντοχή
- Εξαιρετική αίσθηση αφής
- Χωρίς πούδρα
- Κατάλληλα για όσους έχουν αλλεργία στο latex

Χρήση: Συνιστώνται για εξέταση ασθενών ή εργασία στο εργαστήριο και μικροεπεμβάσεις.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
XS	5206355021799	GLO-AS-006	100	10
S	5206355021812	GLO-AS-007	100	10
M	5206355021836	GLO-AS-008	100	10
L	5206355021850	GLO-AS-009	100	10

NITRILE ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ

Alfashield | Alfa Gloves εξεταστικά γάντια Nitrile (νιτριλίου) μη αποστειρωμένα, ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μπλε χρώμα.

Χαρακτηριστικά:

- Μη αποστειρωμένα
- Αμφιδέξια
- Εξαιρετική αντοχή
- Εξαιρετική αίσθηση αφής
- Χωρίς πούδρα
- Κατάλληλα για όσους έχουν αλλεργία στο latex

Χρήση: Συνιστώνται για εξέταση ασθενών ή εργασία στο εργαστήριο και μικροεπεμβάσεις.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
XS	5206355021690	GLO-AS-001	100	10
S	5206355021713	GLO-AS-002	100	10
M	5206355021737	GLO-AS-003	100	10
L	5206355021751	GLO-AS-004	100	10
XL	5206355021775	GLO-AS-005	100	10

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΛΑΤΕΞ ΜΑΠ	ΛΑΤΕΞ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ	ΒΙΝΥΛΙΟΥ	ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ	ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ	ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ	ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΖ	ΓΑΝΤΙΑ ΡΕ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ χρήση στο λάτεξ	-	-	+	+	+	+	+	-
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ατόμου στο λάτεξ όταν έρχεται σε επαφή με χρήση που φοράει γάντια με λάτεξ	-	-	+	+	+	+	+	-
ΑΛΛΕΡΓΙΑ χρήση στο άλευρο καλαμποκιού	-	-	-	+	+	+	+	-
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ατόμου στο άλευρο καλαμποκιού όταν έρχεται σε επαφή με χρήση που φοράει γάντια με άλευρο καλαμποκιού	-	-	-	+	+	+	+	-
Πλύσιμο πιάτων	+	+	+	+	+	+	+	-
Καθαριότητα γενική	+	+	+	+	+	+	+	-
Καθαριότητα με καυστικά υγρά (π.χ. Άκουα φόρτε)	+	+	+	+	+	+	+	-
Καθαριότητα με χλωρίνη	+	+	+	+	+	+	+	-
Αλλαγή βρεφικής πάνας	+	+	+	+	+	+	+	-
Περιποίηση κατακεκλιμένου ασθενή	+	+	+	+	+	+	+	-
Περιποίηση πληγών κατακεκλιμένου ασθενή	-	+	-	+	+	+	+	-
Νοσηλεία ασθενών	-	+	-	+	+	+	+	-
Μικροεπεμβάσεις στο ιατρείο	-	+	-	+	+	+	+	-
Δουλειές με γράσα, λάδια μηχανών	-	-	-	+	+	+	+	-
Περιποίηση γλαστρών, φύτεμα σε γλάστρα	+	+	+	+	+	+	+	-
Λίπανση - ψέκασμα φυτών	+	+	-	+	+	+	+	-
Ξηρά και υγρά τρόφιμα	+	+	+	+	+	-	-	+
Προετοιμασία ποτών	+	+	-	+	+	-	-	-
Ακετόνη (acetone)	+	+	+	+	+	+	+	-
Βάψιμο μαλλιών	+	+	+	+	+	+	+	+
Περιποίηση νυχιών	-	+	+	+	+	+	+	-

* Ισχύουν οι προτεινόμενες οδηγίες χρήσης εκτός εάν απαιτούνται ειδικότερα μέτρα προστασίας

- = Μην το χρησιμοποιείτε. + = Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ II

Ιατρικές Μάσκες Προσώπου Alfashield I Alfa Mask τύπου II, τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά:

- Με ειδικό λάστιχο που δεν ενοχλεί
- Απαλή επένδυση εσωτερικά
- $bfe \geq 98\%$
- Από άοσμο υλικό
- Επιτρέπει τη σωστή αναπνοή
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14683
- Τύπου II
- Με 3 επάλληλα στρώματα υλικού

Χρήση: Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε χώρους χειρουργείου ή σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις με παρόμοιες απαιτήσεις υγιεινής.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Κωδικός	Barcode	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
NOS-MS-006	5206355029566	50	2000

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ II (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ)

Ιατρικές Μάσκες Προσώπου Alfashield I Alfa Mask τύπου II, τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά:

- Με ειδικό λάστιχο που δεν ενοχλεί
- Με 3 επάλληλα στρώματα υλικού
- Απαλή επένδυση εσωτερικά
- $bfe \geq 98\%$
- Από άοσμο υλικό
- Επιτρέπει τη σωστή αναπνοή
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14683
- Τύπου II

Χρήση: Προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε χώρους χειρουργείου ή σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις με παρόμοιες απαιτήσεις υγιεινής.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Ποσότητα/ Φάκελο	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
2 TEM	5206355032610	NOS-MS-011	50	2000
5 TEM	5206355032641	NOS-MS-012	50	2000
10 TEM	5206355032672	NOS-MS-013	50	2000

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ

Μη Αποστειρωμένα Γλωσσοπίεστρα Alfashield | ALFA CONSUMABLES, από υψηλής ποιότητας σκληρό ξύλο. Χάρη στην εξαιρετικά προσεκτική επεξεργασία και τα στρογγυλεμένα άκρα τους, εγγυώνται υψηλή ασφάλεια κατά τη χρήση.

Χαρακτηριστικά:

- Ξύλινα με λεία επιφάνεια και στρογγυλεμένες άκρες
- Για εξέταση στόματος-φάρυγγα
- Σε ατομική συσκευασία

Χρήση: Μη αποστειρωμένα γλωσσοπίεστρα για εξέταση ασθενών και εφαρμογή αλοιφών.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
150x18x1,6mm	WTD-AS-002	5206355032948	100	1000



ΓΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Γέλη καθαρισμού χεριών Alfashield | Alfagel με ήπια αντισηπτική δράση. Περιέχει γλυκερίνη και Aloe Vera που βοηθούν στην ενυδάτωση του δέρματος.

Χαρακτηριστικά:

- Gel καθαρισμού χεριών χωρίς χρήση νερού
- Ήπια αντισηπτική δράση 70% αλκοόλη
- Καθαρίζει άμεσα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Με ενυδατικά και καλλυντικά συστατικά
- Εύκολο στη χρήση και τη μεταφορά

Χρήση: Αντισηπτικό gel καθαρισμού χεριών χωρίς χρήση νερού.

Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
80ml E	ANT-AS-001	5206355032917	24	1000



ΓΕΛ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Γέλη υπερήχων Alfashield | Alfagel διαφανής, κατάλληλη για όλους τους τύπους υπερήχων.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερική Χρήση
- Μη αποστειρωμένο προϊόν
- Υδατοδιαλυτό

Χρήση: Για εφαρμογή κατά την πραγματοποίηση υπερήχων Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
260g	GEL-AS-001	5206355032795	50	2000
5000g	GEL-AS-002	5206355032818	4	2000



NON-WOVEN FAMILY 5 SIZES

Τα **Alfashield | Alfaplast Non-Woven Family Strips** είναι επιθέματα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Από ανθεκτικό non-woven υλικό που κολλάει σταθερά για πολλές ώρες στο δέρμα προστατεύοντας το τραύμα και φέροντας στο κέντρο του αντικολλητικό επίθεμα υψηλής απορροφητικότητας.

Χαρακτηριστικά:

- Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει
- Με υπο-αλλεργική κολλητική ουσία για να μην δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα
- Υπερ-απορροφητικά
- 5 σχήματα επιθεμάτων για την προστασία διαφορετικών τραυμάτων
- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm

Χρήση: Για την περιποίηση τραυμάτων και μικροτραυμάτων.
Κατάλληλα για άτομα με ευαίσθητη επιδερμίδα.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



NON-WOVEN FLEX

Τα **Alfashield | Alfaplast Non-Woven Flex Strips** είναι επιθέματα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Από ανθεκτικό non-woven υλικό που κολλάει σταθερά για πολλές ώρες στο δέρμα προστατεύοντας το τραύμα, φέροντας στο κέντρο του αντικολλητικό επίθεμα υψηλής απορροφητικότητας.

Χαρακτηριστικά:

- Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει
- Με υπο-αλλεργική κολλητική ουσία για να μην δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα
- Υπερ-απορροφητικά
- Κόβονται εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος
- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm

Χρήση: Για την περιποίηση τραυμάτων και μικροτραυμάτων.
Κατάλληλα για άτομα με ευαίσθητη επιδερμίδα.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



NON-WOVEN 2-SIZES

Τα **Alfashield | Alfaplast Non-Woven Strips** είναι επιθέματα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Από ανθεκτικό non-woven υλικό που κολλάει σταθερά για πολλές ώρες στο δέρμα προστατεύοντας το τραύμα, φέροντας στο κέντρο του αντικολλητικό επίθεμα υψηλής απορροφητικότητας.

Χαρακτηριστικά:

- Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει
- Με υπο-αλλεργική κολλητική ουσία για να μην δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα
- Υπερ-απορροφητικά
- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm

Χρήση: Για την περιποίηση τραυμάτων και μικροτραυμάτων. Κατάλληλα για άτομα με ευαίσθητη επιδερμίδα.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



WATER RESISTANT ROUND STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Water Resistant Round Strips** είναι στρογγυλά αυτοκόλλητα επιθέματα με απορροφητικό κάλυμμα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Συσκευασία των 200 τεμαχίων.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Διαστάσεις 22,5mm
- Κρατάνε το τραύμα στεγνό όταν έρχεται σε επαφή με το νερό
- Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει
- Με υπο-αλλεργική κολλητική ουσία για να μην δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Χρήση: Κατάλληλα για χρήση μετά από αιμοληψίες.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



ELASTIC SLIM STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Elastic Slim Strips** είναι επιθέματα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Η αντικολλητική γάζα του επιθέματος προστατεύει απαλά το τραύμα. Η ισχυρή επικόλλησή του εξασφαλίζει τη σταθερότητα του επιθέματος πάνω στο τραύμα.

Χαρακτηριστικά:

- Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει
- Με υπο-αλλεργική κολλητική ουσία για να μην δημιουργούν ερεθισμούς στο δέρμα
- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm

Χρήση: Για την περιποίηση τραυμάτων, ιδίως σε κωνικά σημεία του σώματος και στις αρθρώσεις που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



ELASTIC FLEX STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Elastic Flex Strips** είναι επιθέματα κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Μπορούν να κοπούν στο ιδανικό σχήμα και μέγεθος που επιθυμείτε. Η αντικολλητική γάζα του επιθέματος προστατεύει απαλά το τραύμα. Η ισχυρή επικόλλησή του εξασφαλίζει τη σταθερότητα του επιθέματος πάνω στο τραύμα.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Υπο-αλλεργικά
- Από αεροδιαπερατό υλικό που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- Δεν κολλάνε στο τραύμα

Χρήση: Για την περιποίηση τραυμάτων, ιδίως σε κωνικά σημεία του σώματος και στις αρθρώσεις που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



AQUA SAFE STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Aqua Safe Strips** είναι αδιάβροχα επιθέματα, κατάλληλα για την κάλυψη και την προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Κατασκευασμένα από αδιάβροχο υλικό (PU), ώστε να προστατεύουν το τραύμα, ακόμη και όταν κάνετε ντους ή κολυμπάτε. Η συσκευασία περιέχει δύο διαφορετικά σχήματα strips για τη σωστή εφαρμογή σε διαφορετικά τραύματα. Η αντι-κολλητική γάζα του επιθέματος προστατεύει απαλά το τραύμα. Η ισχυρή επικόλλησή του εξασφαλίζει τη σταθερότητα του επιθέματος πάνω στο τραύμα.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Υπο-αλλεργικά
- Αδιάβροχα
- Διαφανή
- Κατάλληλα για ευαίσθητα δέρματα
- Δεν κολλάνε στο τραύμα

Χρήση: 100% αδιάβροχα επιθέματα για την κάλυψη και προστασία μικρών πληγών.
Πιστοποιημένο προϊόν CE.



WATER RESISTANT STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Water Resistant Strips** είναι επιθέματα ανθεκτικά στην επαφή με το νερό, κατάλληλα για την κάλυψη και την προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Σχεδιασμένα να προστατεύουν το τραύμα και να έχουν αντοχή στην επαφή με το νερό. Η αντικολλητική γάζα του επιθέματος προστατεύει απαλά το τραύμα. Η ισχυρή επικόλλησή του εξασφαλίζει τη σταθερότητα του επιθέματος πάνω στο τραύμα.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Υπο-αλλεργικά
- Αδιάβροχα
- Κατάλληλα για ευαίσθητα δέρματα
- Δεν κολλάνε στο τραύμα

Χρήση: Τα επιθέματα Alfashield Water Resistant είναι κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία κάθε είδους μικρής πληγής.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



WATER RESISTANT FAMILY STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Water Resistant Family Strips** είναι επιθέματα ανθεκτικά στην επαφή με το νερό, κατάλληλα για την κάλυψη και την προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Η συσκευασία περιέχει 5 σχήματα επιθεμάτων για την προστασία διαφορετικών τραυμάτων. Σχεδιασμένα να προστατεύουν το τραύμα και να έχουν αντοχή στην επαφή με το νερό. Η αντικολλητική γάζα του επιθέματος προστατεύει απαλά το τραύμα. Η ισχυρή επικόλλησή του εξασφαλίζει τη σταθερότητα του επιθέματος πάνω στο τραύμα.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Υπο-αλλεργικά
- Αδιάβροχα
- Από αεροδιαπερατό υλικό που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- Κατάλληλα για ευαίσθητα δέρματα
- Δεν κολλάνε στο τραύμα

Χρήση: Τα επιθέματα Alfashield Water Resistant είναι κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία κάθε είδους μικρής πληγής.

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



KIDS STRIPS

Τα **Alfashield | Alfaplast Kids Strips** είναι υπο-αλλεργικά και ιδιαίτερα φιλικά με το ευαίσθητο δέρμα των παιδιών, κατάλληλα για την κάλυψη και την προστασία όλων των τύπων μικρών τραυμάτων. Η αντικολλητική γάζα του επιθέματος προστατεύει απαλά το τραύμα. Η ισχυρή επικόλλησή του εξασφαλίζει τη σταθερότητα του επιθέματος πάνω στο τραύμα. Η συσκευασία περιέχει επιθέματα τριών διαφορετικών χρωμάτων.

Χαρακτηριστικά:

- Δερματολογικά Ελεγμένα & Εγκεκριμένα με την κορυφαία πιστοποίηση proderm
- Υπο-αλλεργικά
- Κατάλληλα για ευαίσθητα δέρματα
- Ιδιαίτερα άνετα στη χρήση
- Από αεροδιαπερατό υλικό που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει
- Δεν κολλάνε στο τραύμα



Χρήση: Τα επιθέματα Alfashield Kids είναι κατάλληλα για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων μικροτραυμάτων. Σε 3 χρώματα για να κάνουν την περιποίηση των πληγών πιο διασκεδαστική!

Πιστοποιημένο προϊόν CE.

Πίνακας κωδικών Alfashield Strips

Κωδικός	Barcode	Προϊόν	Διαστάσεις	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
PLS-AS-059	5206355032856	Non-Woven Family Strips	5 sizes	40	4000
PLS-AS-058	5206355032832	Non-Woven Flex Strips	60mmX10mm	10	1000
PLS-AS-060	5206355032870	Non-Woven 2-Sizes Strips	2 sizes	20	1200
PLS-AS-061	5206355032894	Water Resistant Round Strips	1 size	200	20000
PLS-AS-026	5206355022918	Elastic Slim Strips	2 sizes	20	2000
PLS-AS-025	5206355022901	Elastic Flex Strips	60mmX10mm	10	1000
PLS-AS-024	5206355022895	Aqua Safe Strips	2 sizes	20	1000
PLS-AS-030	5206355022956	Water Resistant Strips	2 sizes	20	100
PLS-AS-031	5206355022963	Water Resistant Family Strips	5 sizes	40	100
PLS-AS-027	5206355022925	Kids Strips	3 colors	24	100

Τρόπος Χρήσης των Επιθεμάτων:

1. Καθαρίστε και απολυμάνετε το τραύμα.
2. Στεγνώστε καλά το δέρμα.
3. Εφαρμόστε το επίθεμα Alfashield που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας χωρίς να το τεντώνετε.
4. Παρακολουθείτε την πληγή και αλλάζετε το επίθεμα τακτικά εφόσον είναι απαραίτητο.





ALFA SILK ROLLS

Η ταινία στερέωσης **Alfashield | Alfarolls Silk** είναι κατάλληλη για τη στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων.

Χαρακτηριστικά:

- Βιοσυμβατή
- Κατάλληλη για χρήση σε στεγνό δέρμα
- Φιλική προς την επιδερμίδα
- Αδιάβροχη
- Μπορεί να κοπεί με το χέρι
- Εύκολη χρήση με γάντια

Πιστοποιημένο προϊόν CE.

Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/ Κουτί	Τμχ/ Κιβώτιο
1,25cm x 5m	PLS-AS-041	5206355023144	12	30
2,5cm x 5m	PLS-AS-042	5206355023151	12	30
5cm x 5m	PLS-AS-043	5206355023168	6	30



ALFA FILM ROLLS

Η ταινία στερέωσης **Alfashield | Alfarolls Film** είναι κατάλληλη για τη στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων.

Χαρακτηριστικά:

- Διαφανής, με film PU
- Βιοσυμβατή
- Φιλική προς την επιδερμίδα
- Μπορεί να κοπεί με το χέρι
- Εύκολη χρήση με γάντια

Πιστοποιημένο προϊόν CE.

Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/ Κουτί	Τμχ/ Κιβώτιο
1,25cm x 5m	PLS-AS-032	5206355023052	12	30
2,5cm x 5m	PLS-AS-033	5206355023069	12	30
5cm x 5m	PLS-AS-034	5206355023076	6	30



ALFA FABRIC ROLLS

Η ταινία στερέωσης **Alfashield | Alfarolls Fabric** είναι κατάλληλη για ισχυρή στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων.

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανική για τον περιορισμό της κίνησης του τραυματισμένου σημείου
- Βιοσυμβατή
- Φιλική προς την επιδερμίδα

Πιστοποιημένο προϊόν CE.

Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/ Κουτί	Τμχ/ Κιβώτιο
1,25cm x 5m	PLS-AS-035	5206355023083	12	30
2,5cm x 5m	PLS-AS-036	5206355023090	12	30
5cm x 5m	PLS-AS-037	5206355023106	6	30



ALFA PAPER ROLLS

Η ταινία στερέωσης **Alfashield | Alfarolls Paper** είναι κατάλληλη για τη στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων, κυρίως για τις περιπτώσεις που απαιτείται συχνή αλλαγή της επίδεσης.

Χαρακτηριστικά:

- Βιοσυμβατή
- Ιδιαίτερα φιλική προς την επιδερμίδα
- Ισχυρή επικόλληση και χωρίς ιδιαίτερα υπολείμματα όταν αφαιρείται
- Μπορεί να κοπεί με το χέρι

Πιστοποιημένο προϊόν CE.

Διαστάσεις	Barcode	Κωδικός	Τμχ/ Κουτί	Τμχ/ Κιβώτιο
1,25cm x 5m	PLS-AS-038	5206355023113	12	30
2,5cm x 5m	PLS-AS-039	5206355023120	12	30
5cm x 5m	PLS-AS-040	5206355023137	6	30

ALFA URINE CUP**Alfashield | Alfa Urine Cup**

Αποστειρωμένο δοχείο συλλογής ούρων (ουροσυλλέκτης) 120ml.

Χαρακτηριστικά:

- Αποστειρωμένο με ΕΤΟ
- Με βιδωτό καπάκι που κλείνει σφικτά
- Άθραυστο

Χρήση:

Για συλλογή ούρων προς εργαστηριακό έλεγχο

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Περιεκτικότητα	Κωδικός	Barcode	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
120ml	URN-AS-001	5206355024264	1	100/120

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝΑποστειρωμένος συλλέκτης κοπράνων **Alfashield | Alfa Stool Collector**.**Χαρακτηριστικά:**

- Με σταθερό βιδωτό καπάκι
- Άθραυστο
- Σε ατομική συσκευασία από σελοφάν για απόλυτη προστασία στείρας

Χρήση:

Για εργαστηριακό έλεγχο

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Περιεκτικότητα	Κωδικός	Barcode	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
60ml	FEC-AS-001	5206355050751	1	100

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ

Κυλινδρικές σύριγγες **Alfashield | Alfa Syringes** τριών μερών κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο με ειδικά σχεδιασμένο πώμα ελαστομερούς που εξασφαλίζει ομαλή κίνηση ακριβείας κατά μήκος ολόκληρου του κυλίνδρου. Κατασκευασμένες από αδρανή υλικά, συμβατά με τα φάρμακα που διοχετεύουν. Αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ)

Χαρακτηριστικά:

- Ομοιόμορφη ποιότητα • Διαυγής κύλινδρος για ακριβή ανάγνωση του όγκου • Μιας χρήσης
- Χωρίς Latex • Σε ατομική συσκευασία blister για εύκολη χρήση • Με αποσπώμενη βελόνα

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας G	Περιεκτικότητα	Ύψος	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο
SYR-AS-002	5206355024516	21G	2,5ml	1½"	100	800/2400
SYR-AS-003	5206355024547	22G	2,5ml	1½"	100	800/2400
SYR-AS-005	5206355024608	23G	2,5ml	1¼"	100	800
SYR-AS-004	5206355024578	23G	2,5ml	1"	100	800
SYR-AS-006	5206355024639	21G	5ml	1½"	100	800/1800
SYR-AS-007	5206355024660	22G	5ml	1½"	100	800/1800
SYR-AS-008	5206355024691	23G	5ml	1½"	100	800
SYR-AS-009	5206355024721	21G	10ml	1½"	100	400/1200
SYR-AS-016	5206355026589	22G	10ml	1½"	100	400/1200
SYR-AS-010	5206355024752	21G	20ml	1½"	50	500/800



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1ml

Οι σύριγγες ινσουλίνης **Alfashield | Alfa Syringes** διαθέτουν εξαιρετικά λεπτή βελόνα που εξασφαλίζει ομαλή είσοδο στον ιστό μειώνοντας παράλληλα την δυσφορία. Κατασκευασμένες από αδρανή υλικά, συμβατά με τα φάρμακα που διοχετεύουν. Αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ).

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμονομημένες με μεγάλους αριθμούς • Ομοιόμορφη ποιότητα • Μιας χρήσης
- Χωρίς Latex • Σε ατομική συσκευασία blister για εύκολη χρήση • Με αποσπώμενη βελόνα

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας G	Περιεκτικότητα	Ύψος	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο
SYR-AS-017	5206355029382	27G	1ml	1/2"	100	800



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ

Σύριγγες **Alfashield | Alfa Syringes** τριών μερών χωρίς βελόνα, μιας χρήσης, αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ), σε ατομική συσκευασία blister για ευκολία στη χρήση.

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κωδικός	Barcode	Διάσταση	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
SYR-AS-012	5206355024813	2,5ml	100	400/3000
SYR-AS-013	5206355024844	5ml	100	400/2400
SYR-AS-014	5206355024875	10ml	100	400/1600
SYR-AS-015	5206355024899	20ml	40	160
SYR-AS-205	5206355024905	20ml	40/50	160/800
SYR-AS-011	5206355024783	ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 60ml	30	360



ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

Οι υποδερμικές βελόνες Alfashield I Alfa Needles εξασφαλίζουν ομαλή και απαλή διείσδυση λόγω της πρωτοποριακής κατασκευής τους. Μια ειδική διαδικασία λειοτριβήσης έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά αιχμηρή απόληξη της βελόνας χάρη στην οποία είναι σε θέση να διαπερνά τον ιστό ομαλά και με ελάχιστο τραυματισμό.

Χαρακτηριστικά:

- Το τοίχωμα της βελόνας είναι εξαιρετικά λεπτό σε σχέση με μία συμβατική βελόνα, επιτρέποντας έτσι την ταχεία και αποτελεσματική χορήγηση του φαρμάκου
- Ο άξονας έχει χρωματικό κώδικα για την ακριβή, γρήγορη ταυτοποίηση μέσα ή έξω από τη συσκευασία
- Η διαύγεια του άξονα παρέχει επιβεβαίωση της ανάκλησης του φαρμάκου
- Οι υποδερμικές βελόνες της Alfashield είναι αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ETO), σε ατομική συσκευασία blister για ευκολία στη χρήση

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Εξαιρετικά
αιχμηρό και
λεπτό άκρο

Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας	Μήκος Βελόνας (ίντσες)	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο	Color
NDL-AS-001	5206355024936	18G	1½	100	10000	
NDL-AS-002	5206355024967	19G	1½	100	10000	
NDL-AS-003	5206355024998	20G	1½	100	10000	
NDL-AS-004	5206355025025	21G	1½	100	10000	
NDL-AS-005	5206355025056	23G	1	100	10000	
NDL-AS-006	5206355025087	23G	1½	100	10000	
NDL-AS-007	5206355025117	25G	5/8	100	10000	
NDL-AS-008	5206355025148	27G	1½	100	10000	

PVC ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ 2L ΜΕ FLEECE ΘΗΚΗ

Ιδανική για χαλάρωση και ανακούφιση από:

- Πόνους αρθρώσεων
- Πόνους αρθρίτιδας
- Μυϊκούς πόνους
- Πόνους στην πλάτη

Χαρακτηριστικά:

- Διάσταση 19 cm x 31 cm
- Υψηλής ποιότητας βελούδινο fleece ύφασμα
- Κατασκευασμένη από PVC
- Κούμπωμα ασφαλείας
- Συμμορφούμενη με το Πρότυπο BS 1970:2012

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



Κωδικός	Barcode	Μέγεθος	Περιεκτικότητα	Τμχ/Κουτί	Τμχ/Κιβώτιο
KAR-AS-001	5206355020594	20x32cm	2l	1	50







**ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ**

**“ ΘΕΛΩ ΟΣΟ
ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΝΑ
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
ΚΑΙ Η
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ! ”**

Η NIPRO ιδρύθηκε το 1954 και είναι κορυφαίος κατασκευαστής ιατρικών-χειρουργικών προϊόντων, δημιουργώντας προϊόντα καινοτομίας και υψηλής ποιότητας, με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει εννέα τμήματα παραγωγής σε όλο τον κόσμο, ενώ επεκτείνει με ραγδαίους ρυθμούς τη δυνατότητα παραγωγής και σε νέες μονάδες. Ο θεμελιώδης στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προϊόντων αιχμής, τα οποία όχι μόνο είναι ασφαλή για τον πάροχο ιατρικών υπηρεσιών, αλλά είναι και κατασκευασμένα με σκοπό την ανακούφιση της δυσφορίας του ασθενή.

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ

- Κυλινδρική σύριγγα τριών μερών πολυπροπυλενίου και ειδικά σχεδιασμένο πώμα ελαστομερούς, που εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση ακριβείας κατά μήκος ολόκληρου του κυλίνδρου.
- Τα υλικά της σύριγγας είναι αδρανή και συμβατά με τα φάρμακα που διοχετεύουν.
- Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ) και υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επιθεώρηση για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη ποιότητά τους.
- Εξαιρετική διαύγεια κυλίνδρου για ανάγνωση του όγκου με ακρίβεια.
- Οι σύριγγες είναι μιας χρήσης, χωρίς Latex και σε ατομική συσκευασία blister για εύκολη χρήση.

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας G	Ύψος	Περιεκτικότητα	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο
SYR-21-104	5420040830538	21G	1½"	2,5ml	100	2400
SYR-22-104	5420040831573	22G	1½"	2,5ml	100	2400
SYR-23-104	5420040830996	23G	1¼"	2,5ml	100	2400
SYR-23-105	5420040830989	23G	1"	2,5ml	100	2400
SYR-21-101	5420040830545	21G	1½"	5ml	100	1800
SYR-22-101	5420040830941	22G	1½"	5ml	100	1800
SYR-23-101	4968420700909	23G	1½"	5ml	100	1800
SYR-21-102	5420040830552	21G	1½"	10ml	100	1000
SYR-21-103	5420040829730	21G	1½"	20ml	50	360

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

- Εξαιρετικά λεπτή βελόνα που εξασφαλίζει ομαλή είσοδο στον ιστό.
- Είναι βαθμονομημένη με αριθμούς μεγάλου μεγέθους για εύκολη ανάγνωση.
- Τα υλικά της σύριγγας είναι αδρανή και συμβατά με τα φάρμακα που διοχετεύουν.
- Οι σύριγγες είναι αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ) και υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επιθεώρηση για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη ποιότητά τους.
- Οι σύριγγες είναι μιας χρήσης, χωρίς Latex και σε ατομική συσκευασία blister για εύκολη χρήση.

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας G	Ύψος	Περιεκτικότητα	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο
SYR-27-105	5420040831122	27G	1/2"	1ml	100	3600

Η NIPRO
εξασφαλίζει προϊόντα
υψηλής ποιότητας που
ανταποκρίνονται και
στις πιο αυστηρές κλινικές
απαιτήσεις



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ

Σύριγγες τριών μερών χωρίς βελόνα, μιας χρήσης, αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ETO), σε ατομική συσκευασία blister για ευκολία στη χρήση.

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κωδικός	Barcode	Περιεχτικότητα	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο
SYR-WO-101	5420040830491	2,5ml	100	3200
SYR-WO-102	5420040830507	5ml	100	2400
SYR-WO-103	5420040829099	10ml	100	1500
SYR-WO-104	5420040830521	20ml	50	800
SYR-00-102	5420040829693	60ml Catheter Tip	30	360



NIPRO ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Οι Πεταλούδες Nipro με μεγάλα φτερά είναι σχεδιασμένες για την ασφαλή τοποθέτηση και έγχυση σε ασθενείς.

Τα μεγάλα φτερά και η εξαιρετικά αιχμηρή βελόνα διευκολύνουν την τοποθέτηση της πεταλούδας, εξασφαλίζοντας εύκολο χειρισμό από επαγγελματίες υγείας και τη μικρότερη δυνατή δυσφορία για τους ασθενείς. Μιας χρήσης, αποστειρωμένες, με αιθυλενοξειδίο, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία blister.

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετικά αιχμηρή βελόνα σιλικόνης με τρεις λοξοτομές για ελαχιστοποίηση της δυσφορίας του ασθενούς κατά την τοποθέτηση
- Μεγάλα, εύκαμπτα, ανάγλυφα φτερά για εύκολο κράτημα και σταθερότητα
- Κατασκευασμένες χωρίς LATEX, BPA ή DEHP
- Σωλήνας PVC ιατρικής ποιότητας, ανθεκτικός στο στρίψιμο για ομαλή έγχυση
- Χρωματικά κωδικοποιημένοι σύμφωνα με το ISO 6009

Χρήση: Για χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας	Μήκος Βελόνας	Χρώμα	Τμχ/ Πακέτο	Τμχ/ Κιβώτιο
NIP-PV-103	5420040825022	21G	1 3/4		100	2000
NIP-PV-105	5420040825046	23G	1 3/4		100	2000

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

Οι οδοντιατρικές βελόνες της NIPRO εξασφαλίζουν ομαλή και απαλή διείσδυση λόγω της πρωτοποριακής κατασκευής τους. Το άκρο της οδοντιατρικής βελόνας NIPRO έχει ιδιαίτερα λεπτό σχεδιασμό ώστε να ελαχιστοποιεί τον πόνο του ασθενούς.

- Ανώδυνη εισαγωγή, χάρη στον εξαιρετικό πολύ λεπτό σχεδιασμό της βελόνας.
- Σχεδιασμένη ώστε να αποφεύγεται η τυχόν θραύση της.
- Σήμανση της λοξοτομημένης αιχμής για τη σωστή φορά εισαγωγής της βελόνας.
- Με διαφορετικό χρώμα για εύκολη επιλογή μεγέθους.
- Αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ), χωρίς πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και Latex.

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Κωδικός	Διάμετρος Βελόνας	Μήκος Βελόνας (ίντσες)	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο
NDL-27-001	27G	13/16"	100	10.000
NDL-27-002	27G	13/8"	100	10.000
NDL-30-001	30G	5/8"	100	10.000
NDL-30-002	30G	13/16"	100	10.000



ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ

Οι υποδερμικές βελόνες της NIPRO εξασφαλίζουν ομαλή και απαλή διείσδυση λόγω της πρωτοποριακής κατασκευής τους. Μια ειδική διαδικασία λειοτρίβησης έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά αιχμηρή απόληξη της βελόνας χάρη στην οποία είναι σε θέση να διαπερνά τον ιστό ομαλά και με ελάχιστο τραυματισμό.

- Το τοίχωμα της βελόνας είναι εξαιρετικά λεπτό σε σχέση με μία συμβατική βελόνα, επιτρέποντας έτσι την ταχεία και αποτελεσματική χορήγηση του φαρμάκου.
- Ο άξονας έχει χρωματικό κώδικα για την ακριβή, γρήγορη ταυτοποίηση μέσα ή έξω από τη συσκευασία.
- Η διαύγεια του άξονα παρέχει επιβεβαίωση της ανάκλησης του φαρμάκου.
- Οι υποδερμικές βελόνες της NIPRO είναι αποστειρωμένες με αιθυλενοξειδίο (ΕΤΟ), σε ατομική συσκευασία blister για ευκολία στη χρήση.

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



**Εξαιρετικά
αιχμηρό
και λεπτό άκρο**

Κωδικός	Barcode	Μέγεθος Βελόνας	Μήκος Βελόνας (ίντσες)	Τμχ/Πακέτο	Τμχ/Κιβώτιο	Χρώμα
NDL-18-001	5420040828047	18G	1 ½	100	10.000	
NDL-19-009	5420040828078	19G	1 ½	100	10.000	
NDL-20-002	5420040828092	20G	1 ½	100	10.000	
NDL-21-003	5420040828122	21G	1	100	10.000	
NDL-23-004	5420040828160	23G	1 ½	100	10.000	
NDL-23-005	5420040828177	23G	1 ½	100	10.000	
NDL-25-006	5420040828214	25G	5/8	100	10.000	
NDL-27-008	5420040828290	27G	1 ½	100	10.000	




YPSOMED

SELFCARE SOLUTIONS

“ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΧΩΡΙΣ ΕΓΝΟΙΕΣ!”


Η εταιρεία IFAK στη Γερμανία διεξήγαγε έρευνα χρήσης της βελόνας Clickfine, στην οποία έλαβαν μέρος 150 άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν καθημερινά βελόνα ινσουλίνης. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις βελόνες mylife™ Clickfine® DiamondTip για 3 - 4 ημέρες και αξιολόγησαν την εμπειρία χρήσης.

Το 77,3% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν λιγότερο πόνο κατά τη διάρκεια της ένεσης σε σύγκριση με τη βελόνα ινσουλίνης που χρησιμοποιούν συνήθως




- Ένιωσα πολύ λιγότερο πόνο
- Ένιωσα κάπως λιγότερο πόνο
- Δεν παρατήρησα καμία διαφορά
- Ένιωσα περισσότερο πόνο

Το 69,4% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χρειάζονται λιγότερη δύναμη κατά τη διάρκεια της διείσδυσης σε σύγκριση με τη βελόνα ινσουλίνης που χρησιμοποιούν συνήθως



- Χρειάζεται πολύ λιγότερη δύναμη
- Χρειάζεται κάπως λιγότερη δύναμη
- Δεν παρατήρησα καμία διαφορά
- Χρειάζεται περισσότερη δύναμη

Το 76% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο στην προετοιμασία της ένεσης ινσουλίνης λόγω της τεχνολογίας universal click® (του ηχητικού «κλικ» ασφαλούς τοποθέτησης βελόνας)




- Συμφωνώ απόλυτα
- Συμφωνώ
- Δε συμφωνώ
- Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

ΒΕΛΟΝΕΣ MYLIFE CLICKFINE DIAMOND TIP

Η καλύτερη άκρη βελόνας

- Αποστειρωμένη και μιας χρήσης 6-κωνική βελόνα για πιο απαλή και ήπια διείσδυση στο δέρμα
- Τεχνολογία λεπτού τοιχώματος για ταχύτερη ροή φαρμάκου
- Ειδική επικάλυψη της επιφάνειας της βελόνας με σιλικόνη, για ομαλή διείσδυση
- Πατενταρισμένη τεχνολογία universal click®: Ηχητικό «κλικ» επιβεβαιώνει ότι η βελόνα είναι ασφαλισμένη καλά στη θέση της
- Ταϊριάζει σε όλες τις μεγάλες μάρκες στυλό ινσουλίνης
- Χρωματική κωδικοποίηση για απλή αναγνώριση των διαφορετικών μεγεθών βελόνας
- Διαθέσιμη σε 5 διαφορετικά μεγέθη



Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

DIAMOND TIP



4 mm, 32G / 0,23 mm
Κωδικός: YPS-CF-001
Barcode: 7613117121020

DIAMOND TIP



6 mm, 31G / 0,25 mm
Κωδικός: YPS-CF-002
Barcode: 7613117121036

DIAMOND TIP



8 mm, 31G / 0,25 mm
Κωδικός: YPS-CF-003
Barcode: 7613117141042



10 mm, 29G / 0,33 mm
Κωδικός: YPS-CF-011
Barcode: 7613117151058



12 mm, 29G / 0,33 mm
Κωδικός: YPS-CF-004
Barcode: 7613117110072



Hypertension & Diabetes



H&D Corner - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΙΜΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ H&D CORNER

Το νέο σύστημα διαχείρισης ατόμων με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου H&D Corner περιλαμβάνει συσκευές μέτρησης υπό το Brand H&D Corner (Technology by Microlife) και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση των χρηστών στην υπηρεσία. Στη συσκευασία των πιεσόμετρων H&D Corner ο χρήστης βρίσκει κάρτα με μοναδικό 10ψήφιο κωδικό με τη χρήση του οποίου μπορεί να εισέλθει εύκολα και γρήγορα στην υπηρεσία H&D Corner και να χρησιμοποιήσει το Portal Υγείας καθώς και τον τομέα Καταγραφής/ Επεξεργασίας των μετρήσεών του.

Η υπηρεσία **Hypertension & Diabetes Corner** δημιουργήθηκε από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.** με στόχο:

1. Μέσω του «Portal Υγείας» να ενημερώνει το κοινό με έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο που υπογράφουν διακεκριμένοι επιστήμονες και ιατροί, για τους 5 βασικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακές ασθένειες.
2. Μέσω της υπηρεσίας «Καταγραφή Μετρήσεων» να παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, να καταγράφουν τις καθημερινές μετρήσεις τους, να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά επεξεργασμένες αναφορές και να διατηρούν ένα έγκυρο και ενημερωμένο προσωπικό ιατρικό προφίλ.


Η υπηρεσία H&D Corner βασίζεται σε διεθνείς οδηγίες επιστημονικών εταιρειών, όπως ESH (European Society of Hypertension), ESC (European Society of Cardiology) και ADA (American Diabetes Association).

Από διεθνείς επιστημονικές μελέτες προκύπτει ότι η ομαδική προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει ιατρό και φαρμακοποιό στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα στη ρύθμιση τους, σε σύγκριση με τον τυπικό τρόπο διαχείρισης.

Η **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.** παρέχει στον φαρμακοποιό την κατάλληλη εκπαίδευση για τη σωστή υποστήριξη της υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site www.hdcorner.gr ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

Η υπηρεσία **Hypertension & Diabetes Corner** έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.** και υποστηρίζεται μέσω επιλεγμένων φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα.



2017
Αριστεία
Φαρμακευτικής
Αγοράς



2018
Best in Pharmacy 2018
Καλύτερη εκπαίδευση
φαρμακείων σε προϊόν
φαρμακείου



2018
HealthCare
Business Awards
2018 Πρόγραμμα
υποστήριξης
ασθενών

© Copyright **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.**. Η υπηρεσία Hypertension & Diabetes Corner, με αριθμό και ημερομηνία συμβολαιογραφικής πράξης 4287/01-08-2014, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.** Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, δημοσίευση ή χρησιμοποίηση όλου ή μέρους της υπηρεσίας χωρίς την έγγραφη έγκριση της **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.**

microlife®

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΗΣΗ!**

ΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
MICROLIFE
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

**Βέλτιστος έλεγχος
ταχύτητας και πίεσης
στην περιχειρίδα για
άνετες μετρήσεις!**

**“ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ”**

Η Microlife είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην ανάπτυξη και την κατασκευή ιατρικών διαγνωστικών συσκευών για μετρήσεις στο σπίτι αλλά και για επαγγελματική χρήση. Ψηφιακά πιεσόμετρα, ψηφιακά θερμόμετρα, νεφελοποιητές και ηλεκτρικές θερμοφόρες αποτελούν τον πυρήνα δραστηριότητας της Microlife.

ΟΦΕΛΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

microlife®

Η μόνη εταιρεία...

... με τόσο μεγάλο εύρος κλινικών μελετών

Πιεσόμετρα κλινικά ελεγμένα σε ειδικές κατηγορίες ασθενών: σε εγκύους, άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία

Τεχνολογία AFIB



Ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής για πρόληψη κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου (Πατενταρισμένη Τεχνολογία)

Τεχνολογία MAM



Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου

Τεχνολογία IHB



Η τεχνολογία IHB (IHB = Irregular HeartBeat) αναλύει τη συχνότητα των παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Τεχνολογία Gentle+



Βέλτιστος έλεγχος ταχύτητας και πίεσης στην περιχειρίδα για άνετες μετρήσεις

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα πιεσόμετρων ώστε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Αξιόπιστα πιεσόμετρα:



αναγνωρισμένα και ελεγμένα από τη Βρετανική Εταιρεία Υπέρτασης (BHS) & την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH)



Αισθητήρας κίνησης χεριού & περιχειρίδας



reddot design award

για το πιεσόμετρο BP A7 Touch BT για την εξαιρετική ακρίβεια, την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης και τον πρακτικό χειρισμό



Ευκολία στη χρήση με λειτουργία ενός κουμπιού και 2 χρήστες σε συγκεκριμένα μοντέλα

Άνετη περιχειρίδα εργονομικού design για όλα τα συνήθη μεγέθη βραχίονα (22-42cm) σε όλα τα μοντέλα ως standard περιχειρίδα. Διατίθενται περιχειρίδες από small έως extra large με δωρεάν αντικατάσταση.

Εγγύηση 2 χρόνια (vs βασικός ανταγωνισμός 6 μήνες)



Υπηρεσία H&D Corner - Υπηρεσίες ενίσχυσης της συμμόρφωσης και συμβολής στη ρύθμιση για άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

- GOLD Award "Βραβεία Φαρμακευτικής Αγοράς" 2017
- BRONZE Award "Best in Pharmacy" 2018. Καλύτερη εκπαίδευση φαρμακείων σε προϊόν φαρμακείου
- BRONZE Award "HealthCare Business Awards" 2018. Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών



Κορυφαίοι υπερτασιολόγοι και διαβητολόγοι εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν τα πιεσόμετρα Microlife



10 STAR PLATINUM με δωρεάν επέκταση εγγύησης στα 10 χρόνια για τα πιεσόμετρα BP B6 Connect, BP A7 Touch BT, BP A6 PC, BP B3 BT, BP B3 AFIB, BP B2 Basic



After Sales Service

Άμεση εξυπηρέτηση των πελατών του φαρμακείου (εντός 24 ωρών) ή εντός μιας ώρας για παραλαβή πιεσόμετρου σε ένα απο τα 30 εξουσιοδοτημένα σημεία service σε όλη την Ελλάδα



5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για τα πιεσόμετρα BP B1 Classic, BP B2 Easy, BP W1 Basic, BP W2 Slim



Ενέργειες Marketing: τηλεοπτικές καμπάνιες, social media, καμπάνιες στο Internet

Παρέχουμε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα φαρμακεία και στους πελάτες τους.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

MICROLIFE BP B6 CONNECT BLUETOOTH

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με τεχνολογίες AFIBsens για ανίχνευση κοιλιακής μαρμαρυγής & MAM για τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου



- **Τεχνολογία AFIBsens** Ανίχνευσης Κοιλιακής Μαρμαρυγής για την πρόληψη κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου
- **Τεχνολογία MAM** - Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου
- Συμβατό με την υπηρεσία **Hypertension & Diabetes Corner** (www.hdcorner.gr) για σωστή Διατροφή, Άσκηση & Καταγραφή Μετρήσεων
- **Τεχνολογία IHB**: Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης



NEO
4G

Χαρακτηριστικά:

- Θύρα USB για σύνδεση σε PC (H/Y) και καλώδιο USB
- Gentle+: Βέλτιστος έλεγχος ταχύτητας και πίεσης για άνετες μετρήσεις
- MyCheck: δείκτης για σύγκριση του αποτελέσματος με τον μέσο όρο
- MyBP: μέσος όρος μετρήσεων 7 ημερών
- Μεγάλη οθόνη με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων
- Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών
- Αποθήκευση 99 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα
- Δείκτης ελέγχου περιχειρίδας για εξασφαλισμένη αξιοπιστία μέτρησης
- Δείκτης μετακίνησης χεριού: Ανίχνευση κίνησης κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση
- Λειτουργία κλειδώματος / ξεκλειδώματος
- Με περιχειρίδα κατάλληλη για όλα τα κοινά μεγέθη βραχίονα (M-L /22-42cm)



Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Bluetooth
SMART

Κλινικά ελεγμένο για χρήση από άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία

Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-404,
Barcode: 4719003342333

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



MICROLIFE BP A7 TOUCH BLUETOOTH ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με τεχνολογίες AFIBsens για ανίχνευση κοιλιακής μαρμαρυγής & MAM για τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου

- Πιεσόμετρο με οθόνη αφής για εύκολη χρήση
- Με τεχνολογία **Bluetooth** για σύνδεση με το κινητό σας στο application "Microlife Connected Health" ή μέσω USB link στην υπηρεσία **Hypertension & Diabetes Corner** (www.hdcorner.gr)
- Τεχνολογία **AFIBsens** Ανίχνευσης Κοιλιακής Μαρμαρυγής για την πρόληψη κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου
- Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών & Αποθήκευση 99 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα
- Τεχνολογία **MAM** - Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου
- Θύρα USB για σύνδεση σε PC (H/Y)



Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη οθόνη με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων
- Δείκτης ελέγχου περιχειρίδας για εξασφαλισμένη αξιοπιστία μέτρησης
- Δείκτης μετακίνησης χεριού: Ανίχνευση κίνησης κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση
- Λειτουργία κλειδώματος / ξεκλειδώματος
- Με περιχειρίδα κατάλληλη για όλα τα κοινά μεγέθη βραχίονα (M-L / 22-42cm)

Κλινικά ελεγμένο για χρήση από άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία

Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-162,
Barcode: 4719003341114

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Clinically Tested
BHS protocol: A/A

Clinically Tested
in special population

Clinically Tested
with atrial fibrillation



MICROLIFE BP B3 AFIB

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με τεχνολογίες AFIBsens για ανίχνευση κοιλιακής μαρμαρυγής & MAM για τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου

- Συμβατό με την υπηρεσία **Hypertension & Diabetes Corner** (www.hdcorner.gr) για σωστή Διατροφή, Άσκηση & Καταγραφή Μετρήσεων
- **Τεχνολογία AFIBsens** Ανίχνευσης Κοιλιακής Μαρμαρυγής για την πρόληψη κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου
- **Τεχνολογία MAM** - Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου
- **Τεχνολογία IHB**: Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη οθόνη με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων
- Μνήμη: 1 χρήστης, 99 μετρήσεις
- Μαλακή περιχειρίδα που πλένεται
- Υψηλής ποιότητας περιχειρίδα για όλα τα κοινά μεγέθη βραχίονα (M-L / 22-42cm)
- Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας

Κλινικά ελεγμένο για χρήση από άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία

Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-406,
Barcode: 4719003342234

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Clinically Tested
BHS protocol: A/A

Clinically Tested
in special population

Clinically Tested
with atrial fibrillation

MICROLIFE BP B3 BLUETOOTH

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με τεχνολογίες IHB για ανίχνευση αρρυθμίας & MAM για τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου

- Με **τεχνολογία Bluetooth** για σύνδεση με το κινητό σας στο application "Microlife Connected Health" ή μέσω USB στην υπηρεσία **Hypertension & Diabetes Corner** (www.hdcorner.gr)
- **Τεχνολογία MAM** - Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέσου όρου
- **Τεχνολογία IHB**: Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
- **Τεχνολογία GENTLE +** για ιδανική ταχύτητα μέτρησης και την ελάχιστη απαιτούμενη πίεση

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη οθόνη με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων
- Μνήμη: 2 χρήστες, 99 μνήμες
- Μαλακή περιχειρίδα που πλένεται
- Υψηλής ποιότητας περιχειρίδα για όλα τα κοινά μεγέθη βραχίονα (M-L / 22-42cm)
- Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας

Κλινικά ελεγμένο για χρήση από άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία

Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-407
Barcode: 4719003342135

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Clinically Tested
BHS protocol: A/A

Clinically Tested
in special population

MICROLIFE BP B2 BASIC

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με τεχνολογία IHB για ανίχνευση καρδιακής αρρυθμίας

- **Τεχνολογία IHB:** Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
- **Τεχνολογία Gentle+:** Βέλτιστος έλεγχος ταχύτητας και πίεσης για άνετες μετρήσεις

Χαρακτηριστικά:

- Μαλακή περιχειρίδα που πλένεται: Υψηλής ποιότητας περιχειρίδα για όλα τα κοινά μεγέθη βραχίονα (M-L / 22-42 εκ.)
- 30 μνήμες δεδομένων με μέση εμφάνιση όλων των αποθηκευμένων μετρήσεων
- Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας
- Δείκτης εμφάνισης αποτελέσματος μέτρησης σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες υπέρτασης

Κλινικά ελεγμένο για χρήση από άτομα με διαβήτη, παιδιά άνω των 12 ετών, νεφροπαθείς, παχύσαρκους, εγκύους και εγκύους σε προεκλαμψία

Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-401,
Barcode: 4719003342821

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



NEO
4G



Clinically Tested
BHS protocol: A/A

Clinically Tested
in special population





MICROLIFE BP B1 CLASSIC

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με τεχνολογία IHB για ανίχνευση καρδιακής αρρυθμίας



- **Τεχνολογία IHB:** Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
- **Τεχνολογία Gentle+:** Βέλτιστος έλεγχος ταχύτητας και πίεσης για άνετες μετρήσεις

Χαρακτηριστικά:

- Μαλακή περιχειρίδα που πλένεται: Υψηλής ποιότητας περιχειρίδα για όλα τα κοινά μεγέθη βραχίονα (M-L / 22-42 εκ.)
- 30 μνήμες δεδομένων με μέση εμφάνιση όλων των αποθηκευμένων μετρήσεων
- Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας
- Δείκτης εμφάνισης αποτελέσματος μέτρησης σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες υπέρτασης



Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-412
Barcode: 4719003344269

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

MICROLIFE BP W1 BASIC

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού με τεχνολογία IHB για ανίχνευση καρδιακής αρρυθμίας



- Ένδειξη σωστής τοποθέτησης με LED, η οποία βοηθά στην τοποθέτηση της συσκευής στο επίπεδο της καρδιάς για να εξασφαλίσει ακριβείς μετρήσεις
- **Τεχνολογία IHB:** Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Χαρακτηριστικά:

- Αποθήκευση 60 μετρήσεων με ημερομηνία & ώρα
- Μεγάλη οθόνη με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων
- Δείκτης χαμηλής μπαταρίας
- Μπαταρία που επαναφορτίζεται
- Πολύ ελαφρύ, μόλις 124g μαζί με τις μπαταρίες για εύκολη χρήση και μεταφορά



Clinically Tested
BHS protocol: A/A

Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-153,
Barcode: 4719003330200

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

MICROLIFE BP W2 SLIM

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού με τεχνολογία IHB για ανίχνευση καρδιακής αρρυθμίας και τεχνολογία Gentle+



- **Τεχνολογία Gentle+:** Βέλτιστος έλεγχος ταχύτητας και πίεσης για άνετες μετρήσεις
- Κατάλληλο για μεγάλη περιφέρεια καρπού έως 23cm
- Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
- **Τεχνολογία IHB:** Αναλύει τη συχνότητα παλμών και ανιχνεύει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
- Κατάλληλο για μέτρηση αρτηριακής πίεσης και σφυγμών

Χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα υποστήριξης 2 χρηστών
- Αποθήκευση 60 μετρήσεων ανά χρήστη με ημερομηνία & ώρα
- Μεγάλη οθόνη με χρωματική ένδειξη αν η μέτρηση είναι εντός ή εκτός φυσιολογικών ορίων
- Δείκτης χαμηλής μπαταρίας
- Μπαταρία που επαναφορτίζεται
- Πολύ ελαφρύ, μόλις 115g μαζί με τις μπαταρίες για εύκολη χρήση και μεταφορά



Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-165,
Barcode: 4719003330224

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Clinically Tested
BHS protocol: A/A

MICROLIFE AG1-30

Αναλογικό Πιεσόμετρο Μπράτσου



- Σχεδιασμένο για να παρέχει ευκολία στην αυτομέτρηση
- Υψηλής ακρίβειας
- Εύκολο στη χρήση
- Επαγγελματική περιχειρίδα
- Υφασμάτινη θήκη αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά:

- Υψηλής ποιότητας πιεσόμετρο
- Στηθοσκόπιο
- Πουάρ και βαλβίδα



Κωδικός προϊόντος: MIC-AG-130,
Barcode: 4719003340216

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Πιεσόμετρα με ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής



BP B6 Connect



BP A7 Touch BT



BP B3 AFIB

AFIB sens	Ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής	•	•	•
3 MAM	Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέρου όρου	•	•	•
IHB	Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών	•		•
Gentle+	Ιδανική ταχύτητα μέτρησης και ελάχιστη απαιτούμενη άσκηση πίεσης	•	•	•
Bluetooth	Bluetooth®	•	•	
USB	Θύρα USB για σύνδεση με Υπολογιστή	•	•	
Color display	Χρωματική ένδειξη αποτελέσματος	•	•	•
Touch button	Μέτρηση της πίεσης με το πάτημα ενός κουμπιού	•	•	•
2 users	2 χρήστες	•	•	
M	Μνήμες	2×99	2×99	99
M average	Εμφάνιση μέσου όρου μετρήσεων	•	•	•
Checklist	Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας	•	•	•
Clinically validated	Clinically validated	•	•	•
Warranty	Εγγύηση	10 χρόνια	10 χρόνια	10 χρόνια

Πιεσόμετρα χωρίς ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής

Πιεσόμετρα καρπού



BP B3 BT



BP B2 Basic



BP B1 Classic



BP W1 Basic



BP W2 Slim

AFIB sens	Ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής					
3 MAM	Τριπλή μέτρηση και εμφάνιση του μέρου όρου	•				
IHB	Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών	•	•	•	•	•
Gentle+	Ιδανική ταχύτητα μέτρησης και ελάχιστη απαιτούμενη άσκηση πίεσης	•	•	•	•	•
Bluetooth	Bluetooth®	•				
	Θύρα USB για σύνδεση με Υπολογιστή					
	Χρωματική ένδειξη αποτελέσματος	•	•	•	•	•
	Μέτρηση της πίεσης με το πάτημα ενός κουμπιού	•	•	•	•	•
1 2	2 χρήστες	•				•
M	Μνήμες	2x99	30	30	60	2x60
M average	Εμφάνιση μέσου όρου μετρήσεων	•	•	•	•	•
	Έλεγχος σωστής τοποθέτησης περιχειρίδας	•	•	•	•	•
	Clinically validated	•	•	•	•	•
	Εγγύηση	10 χρόνια	10 χρόνια	5 χρόνια	5 χρόνια	5 χρόνια



ΟΦΕΛΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	<p>Το πρώτο παγκοσμίως θερμόμετρο με αντιμικροβιακό χαλκό (πατέντα)</p>	<p>Αξιόιστα θερμόμετρα Κλινικά ελεγμένα στην Ευρώπη</p>	<p>Τεχνολογία Silent Glow™ Προειδοποίηση πυρετού (πατέντα)</p>	Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα θερμόμετρων ώστε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.	
	<p>Ρύγχος μέτρησης Gold Temp™ για άτομα που είναι αλλεργικά στο νικέλιο. Το ρύγχος του αισθητήρα της Microlife είναι ένα μοναδικό επίτευγμα της τεχνολογίας (πατέντα)</p>	<p>Θερμόμετρα με υπέρυθρες και πολλαπλή χρήση: μέτρηση πυρετού, χώρου, αντικειμένων</p>	<p>Flexible tip</p>		<input checked="" type="checkbox"/> ΑΣΦΑΛΕΙΑ <input checked="" type="checkbox"/> ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ <input checked="" type="checkbox"/> ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ <input checked="" type="checkbox"/> ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
	<p>Ευκολία στη χρήση με λειτουργία ενός κουμπιού</p>	<p>Τεχνολογία 1 sec Κατοχυρωμένη τεχνολογία από τη Microlife που εξασφαλίζει άριστη ακρίβεια.</p>	<p>Τεχνολογία 3 sec Με ασφαλή και αξιόιστα αποτελέσματα Τα θερμόμετρα NC της Microlife εκτελούν 12 μετρήσεις το δευτερόλεπτο και η οθόνη θα δείξει την υψηλότερη τιμή από τα 36 σημεία μέτρησης.</p>		

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<p>After sales service Άμεση εξυπηρέτηση των πελατών του φαρμακείου (εντός 24 ωρών)</p>	Παρέχουμε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα φαρμακεία και στους πελάτες τους.	
	<p>Εγγύηση εφ' όρου ζωής σε ορισμένα ψηφιακά θερμόμετρα Pen type</p>		<input checked="" type="checkbox"/> ΑΣΦΑΛΕΙΑ <input checked="" type="checkbox"/> ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
	<p>Ενέργειες Marketing: Καμπάνιες internet & social media</p>		<input checked="" type="checkbox"/> ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ

Τεχνολογία Silent Glow™ - Προειδοποίηση πυρετού

US Patent 5.829.878

Φωτεινή προειδοποίηση πυρετού.



Η Microlife είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που λάνσαρε την κατοχυρωμένη τεχνολογία Silent Glow™, η οποία επιτρέπει εύκολη ανάγνωση υψηλών θερμοκρασιών. Η τεχνολογία Silent Glow™, κατατεθειμένη στην Ελβετία και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ, αποτελεί το νέο πρότυπο για όλα τα υπέρυθρα θερμόμετρα της Microlife.

- Το πράσινο φως δείχνει θερμοκρασία έως 37,4 °C
- Το κόκκινο φως δείχνει θερμοκρασία άνω των 37,4 °C

Τεχνολογία 1 δευτερολέπτου

Σήμα κατατεθέν 559901 (CH)

Η Microlife ανέπτυξε ένα νέο υπέρυθρο θερμόμετρο αυτιού 1 δευτερολέπτου. Η νέα αυτή κατοχυρωμένη τεχνολογία εξασφαλίζει άριστη ακρίβεια.



Πώς επιτυγχάνονται οι άριστες επιδόσεις του θερμόμετρου αυτιού της Microlife;

- Ο αισθητήρας θερμότητας βρίσκεται στην άκρη του ρύγχους μέτρησης και επομένως βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή θερμότητας, δηλαδή στο σώμα σας.
- Ο ειδικός, κατοχυρωμένος σχεδιασμός του ρύγχους αποτρέπει λανθασμένες ενδείξεις από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Χάρη στην υψηλή ποιότητά του, ο αισθητήρας αυτιού εξασφαλίζει αξιόπιστες ενδείξεις για πολλά χρόνια.

Τεχνολογία 3 δευτερολέπτων

Η Microlife χρησιμοποιεί θερμόμετρα χωρίς επαφή (NC) των 3 δευτερολέπτων για γρήγορη, αξιόπιστη και υγιεινή θερμομέτρηση του μετώπου.



Πώς επιτυγχάνονται οι ακριβείς ενδείξεις με το θερμόμετρο NC της Microlife;

- Ο χρόνος μέτρησης 3 δευτερολέπτων δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί ένα μεγάλο μέρος του μετώπου, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια.
- Τα θερμόμετρα NC της Microlife εκτελούν 12 μετρήσεις το δευτερόλεπτο και η οθόνη θα δείξει την υψηλότερη τιμή από τα 36 σημεία μέτρησης.
- Εγγύηση ασφαλούς και υγιεινής μέτρησης μέσα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.

Τεχνολογία 10 δευτερολέπτων

Σήμα κατατεθέν 559900 (CH)

Η νέα τεχνολογία 10 δευτερολέπτων της Microlife εφαρμόζεται στα τελευταία ψηφιακά θερμόμετρα. Οι βελτιώσεις στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του (κατοχυρωμένου) ρύγχους μέτρησης επιτρέπουν θερμομέτρηση σε μόλις 10 δευτερόλεπτα – 4 φορές πιο γρήγορα από τα συμβατικά ψηφιακά θερμόμετρα.



• Η άριστη ακρίβεια και αξιοπιστία της θερμομέτρησης επιτυγχάνεται με τη χρήση της τεχνολογίας μικροϋπολογιστών.

- Το ρύγχος του αισθητήρα της Microlife είναι ένα μοναδικό επίτευγμα της τεχνολογίας, που προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Ρύγχος μέτρησης Gold Temp™



Τα θερμόμετρα GoldTemp™ της Microlife έχουν επίχρυσο άκρο και είναι ιδανικά για άτομα με ευαισθησία στο νικέλιο, ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των κοινών θερμόμετρων.

Το κατοχυρωμένο (EM Design 000168737) επίχρυσο άκρο είναι το πρώτο στο είδος του που προσφέρει αυτή την λύση. Είναι κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και μωρά.

Θερμόμετρα χωρίς υδράργυρο



Τα θερμόμετρα με υδράργυρο απαγορεύθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2009 λόγω του γεγονότος ότι φέρει ένα εξαιρετικά τοξικό βαρύ μέταλλο. Η Microlife ποτέ δε χρησιμοποίησε υδράργυρο στα θερμόμετρα της, φροντίζοντας την υγεία του ανθρώπου και προστατεύοντας το περιβάλλον.

MICROLIFE NC 200

Θερμόμετρο μετώπου με ανίχνευση σωστής απόστασης

- Συνιστάται από ιατρούς
- Μέτρηση χωρίς επαφή σε 3 δευτερόλεπτα
- Σύστημα καθοδήγησης με φωτεινή ένδειξη όταν ο ασθενής βρίσκεται στη σωστή απόσταση
- Πραγματοποίηση αυτόματης μέτρησης όταν ανιχνεύει σωστή απόσταση 5εκ.
- Πολλαπλή χρήση: μέτρηση πυρετού, χώρου, αντικειμένων
- Κατάλληλο για μωρά

Χαρακτηριστικά:

- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου: Αθόρυβη λειτουργία ειδικά για μετρήσεις τη νύχτα
- Ειδοποίηση πυρετού
- Φωτιζόμενη μεγάλη οθόνη LCD
- 30 μνήμες δεδομένων



Μετράει τη θερμοκρασία αντικειμένων



Μετράει τη θερμοκρασία σώματος

Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-010,
Barcode: 4719003402914

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

3
SEC

Clinically Tested
in Europe

36,2°C
37,6°C
SILENT Glow™



Blue tracking light



Blue tracking light

MICROLIFE NC 150

Ψηφιακό Θερμόμετρο Μετώπου 3 δευτερολέπτων

- Το θερμόμετρο εκτελεί 12 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο και η οθόνη επιδεικνύει την υψηλότερη τιμή από τα 36 σημεία μέτρησης
- Μέτρηση χωρίς επαφή σε 3 δευτερόλεπτα
- Εύκολη και υγιεινή χρήση
- Συνιστάται από ιατρούς
- Πολλαπλή χρήση: Μέτρηση πυρετού, χώρου, αντικειμένων
- Κατάλληλο για μωρά

Χαρακτηριστικά:

- Ειδοποίηση πυρετού
- Φωτιζόμενη μεγάλη οθόνη LCD
- 30 μνήμες δεδομένων
- Μετρήσεις σε °C και °F
- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου: Αθόρυβη λειτουργία ειδικά για μετρήσεις τη νύχτα



Μετράει τη θερμοκρασία αντικειμένων



Μετράει τη θερμοκρασία σώματος

Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-150,
Barcode: 4719003402419

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

3
SEC

Clinically Tested
in Europe

36,2°C
37,6°C
SILENT Glow™

MICROLIFE IR 150**Ψηφιακό Θερμόμετρο Αυτιού 1 δευτερολέπτου**

- Συνιστάται από ιατρούς
- Πολύ εύκολο στη χρήση
- Ακριβής ένδειξη σε 1 δευτερόλεπτο
- Πολλαπλή χρήση: μέτρηση πυρετού, χώρου, αντικειμένων
- Κατάλληλο για μωρά

Χαρακτηριστικά:

- Ειδοποίηση πυρετού
- Φωτιζόμενη οθόνη
- 30 μήνες δεδομένων με ημερομηνία και ώρα
- Μετρήσεις σε °C και °F
- Υπενθύμιση καθαρισμού μετά τη μέτρηση
- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου: Αθόρυβη λειτουργία ειδικά για μετρήσεις τη νύχτα



Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-151,
Barcode: 4719003402310



Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ακριβής
μέτρηση σε 1
δευτερόλεπτο



1
SEC

Clinically Tested
in Europe

36,2°C

37,6°C

SILENT Glow™



MICROLIFE MT 410

Το 1° θερμόμετρο με αντιμικροβιακό χαλκό παγκοσμίως (πατενταρισμένο)

- Η καλύτερη λύση για την ασφαλέστερη διαχείριση του πυρετού
- Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων μεταξύ των χρηστών
- Παρέχει ακριβή θερμομέτρηση σε 10 δευτερόλεπτα
- Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού μειώνει σημαντικά τα παθογόνα μικρόβια

Χαρακτηριστικά:

- Παρέχει αξιόπιστη θερμομέτρηση σε μόλις 10 δευτερόλεπτα
- Κλινικά ελεγμένο
- Flexy άκρο για απαλή επαφή
- Ηχητική ειδοποίηση πυρετού
- Μνήμη τελευταίας μέτρησης
- Ίδανικό για όλη την οικογένεια
- Ειδοποίηση πυρετού
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)

Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-208,
Barcode: 4719003070144

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Το νέο καινοτόμο ψηφιακό θερμόμετρο Microlife με αντιμικροβιακό χαλκό παρέχει την καλύτερη λύση για την ασφαλέστερη διαχείριση του πυρετού.

- Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων μεταξύ των χρηστών
- Παρέχει ακριβή θερμομέτρηση σε 10 δευτερόλεπτα
- Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού μειώνει σημαντικά τα παθογόνα μικρόβια



Μέσω της πατενταρισμένης τεχνολογικής εφαρμογής του, στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς θερμομέτρησης όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά και για τη συνολική «αλυσίδα της υγείας» (γιατρούς – νοσηλευτές – ασθενείς).

Η δράση του αντιμικροβιακού χαλκού που επικαλύπτει το άκρο (μύτη) και το κάλυμμα της μπαταρίας του θερμόμετρου, σκοτώνει μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροβίων μειώνοντας δραστικά τη μικροβιακή χλωρίδα στις επικαλυμμένες περιοχές και προκαλεί σημαντική μείωση παθογόνων μικροβίων στο υπόλοιπο σώμα του θερμόμετρου.

Το αποτέλεσμα της συνεχούς και διαρκούς αντιμικροβιακής δράσης του είναι η μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροβίων και η παροχή υψηλής ασφάλειας και προστασίας στον χρήστη.

MICROLIFE MT 850

Ψηφιακό Αδιάβροχο Θερμόμετρο 8 δευτερολέπτων με εύκαμπτο άκρο


- Πατενταρισμένη επικρυσωμένη άκρη για άτομα με ευαισθησία στο νικέλιο
- Αδιάβροχο 100%
- Ψηφιακό θερμόμετρο 8 δευτερολέπτων
- Με εύκαμπτο άκρο για άνετη χρήση

Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακό θερμόμετρο 8 δευτερολέπτων
- Αδιάβροχο 100%
- Flexy άκρο για άνετη χρήση
- Τεχνολογία SilentGlow για εύκολη ανάγνωση υψηλών θερμοκρασιών
- Τεχνολογία 3in1 για μέτρηση θερμοκρασίας ανθρώπινου σώματος, νερού και χώρου
- Μεγάλη οθόνη
- Ειδοποίηση πυρετού
- Τελευταία μνήμη μέτρησης
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Εγγύηση εφ' όρου ζωής
- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)

Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-303,
Barcode: 4719003070168

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



MICROLIFE MT 800

Ψηφιακό Θερμόμετρο 10 δευτερολέπτων με εύκαμπτο άκρο για άνετη χρήση


- Ψηφιακό θερμόμετρο 10 δευτερολέπτων
- Αδιάβροχο 100%
- Με εύκαμπτο άκρο για άνετη χρήση

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη οθόνη
- Ειδοποίηση πυρετού
- Τελευταία μνήμη μέτρησης
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)

Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-014,
Barcode: 4719003070113

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



MICROLIFE MT 3001

Ψηφιακό Θερμόμετρο 60 δευτερολέπτων

- Βομβητής
- Ψηφιακό θερμόμετρο 60 δευτερολέπτων
- Μνήμη τελευταίας μέτρησης

Χαρακτηριστικά:

- Χωρίς υδράργυρο
- Μεγάλη οθόνη
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)



Κωδικός προϊόντος:
MIC-TH-008,

Barcode: 4719003001346

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



MICROLIFE MT 60

Ψηφιακό Θερμόμετρο 60 δευτερολέπτων διαθέσιμο σε 4 χρώματα

- Υποαλλεργικό άκρο
- Εύκολο στη χρήση
- Με μνήμη τελευταίας μέτρησης

Χαρακτηριστικά:

- Θερμομέτρηση 60 δευτερολέπτων
- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)
- Αδιάβροχο 100%
- Εύκολος καθαρισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας



Κωδικός προϊόντος: MIC-TH-006

Barcode: 4719003000028

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.





Ψηφιακά θερμομέτρα















MT410

MT 850

MT800

MT3001

MT60

	Χρόνος θερμομέτρησης	10 δευτερόλεπτα	8 δευτερόλεπτα	10 δευτερόλεπτα	60 δευτερόλεπτα	60 δευτερόλεπτα
	Εύρος θερμομέτρησης	34 – 42.9°C	34 – 43.9°C	34 – 43.9°C	32 – 42.9°C	32 – 42.9°C
	Εύκαμπτο άκρο	●	●	●		
	Ειδοποίηση πυρετού	●	●	●		
3 in 1	Πολλαπλή χρήση: Μέτρηση πυρετού, χώρου, αντικειμένων		●			
	Βομβητής	●	●	●	●	●
	Φωτιζόμενη οθόνη	●	●			
	Αδιάβροχο		●	●		●
	Πατενταρισμένη επιχρυσωμένη άκρη για άτομα με ευαισθησία στο νικέλιο		●			
	Τεχνολογία Silent Glow		●			
	Αντιμικροβιακές ιδιότητες	●				
	Αυτόματη απενεργοποίηση	●	●	●	●	●
0% Mercury	Χωρίς υδράργυρο	●	●	●	●	●
	Κλινικά ελεγμένο	●	●	●	●	●
	Εγγύηση	5 χρόνια	Εφόρου ζωής	Εφόρου ζωής	Εφόρου ζωής	Εφόρου ζωής

Θερμόμετρα μετώπου - χώρου με τεχνολογία υπερύθρων



NC 200



NC 150



IR 150

	Χρόνος θερμομέτρησης	3 δευτερόλεπτα	3 δευτερόλεπτα	1 δευτερόλεπτα
	Εύρος θερμομέτρησης	0 – 100°C	0 – 100°C	0 – 100°C
	Μέτρηση χωρίς επαφή	•	•	
	Μέτρηση αυτιού			•
3in1	Πολλαπλή χρήση: Μέτρηση πυρετού, χώρου, αντικειμένων	•	•	•
	Αυτό-μέτρηση	•	•	
	Σύστημα καθοδήγησης με φωτεινή ένδειξη όταν ο ασθενής βρίσκεται στη σωστή απόσταση	•	•	
	Τεχνολογία Silent Glow	•	•	•
	Λειτουργία σίγασης	•	•	•
	Φωτιζόμενο άκρο			•
	Φωτιζόμενη οθόνη	•	•	•
	30 μνήμες δεδομένων με ημερομηνία και ώρα	•	•	•
	Εναλλαγή °C / °F	•	•	•
	Κλινικά ελεγμένο	•	•	•
	Εγγύηση	5 χρόνια	5 χρόνια	5 χρόνια

MICROLIFE OXY 300 OLED Οθόνη

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου Λευκό

- Μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2%) και της συχνότητας των καρδιακών παλμών
- Προβολή των μετρήσεων σε οθόνη OLED δύο χρωματικών τόνων
- Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται σε δέκα διαφορετικά επίπεδα
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 8 δευτερόλεπτα
- 6 διαφορετικοί τρόποι εμφάνισης
- Ελαφρύ για εύκολη μεταφορά

Χαρακτηριστικά:

- SpO2 Εύρος μέτρησης: 70 – 100 %
- Εύρος μέτρησης παλμών: 30 – 250 bpm
- Εύρος μέτρησης: 70 – 100%
- Θήκη μεταφοράς
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 2 x 1.5V (AAA)
- Βάρος: 56gr (με τις μπαταρίες)



Κωδικός προϊόντος: MIC-OX-001,
Barcode: 4719003690045

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

MICROLIFE OXY 210 OLED Οθόνη

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου Λευκό

- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2%) και της συχνότητας των καρδιακών παλμών
- Προβολή των μετρήσεων σε οθόνη OLED

Χαρακτηριστικά:

- Ελαφρύ για εύκολη μεταφορά
- SpO2 Εύρος μέτρησης: 35 – 100 %
- Εύρος μέτρησης παλμών: 25 – 250 bpm
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 2 x 1.5V (AAA)
- Θήκη μεταφοράς
- Βάρος: 29gr (χωρίς τις μπαταρίες)



Κωδικός προϊόντος: MIC-OX-003,
Barcode: 4719003641962

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

MICROLIFE OXY 200

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου Λευκό

- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2%) και της συχνότητας των καρδιακών παλμών
- Προβολή των μετρήσεων σε οθόνη LED

Χαρακτηριστικά:

- SpO2 Εύρος μέτρησης: 35 – 100 %
- Εύρος μέτρησης παλμών: 25 – 250 bpm
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 2 x 1.5V (AAA)
- Βάρος 50g (μαζί με μπαταρίες)
- Θήκη μεταφοράς

Κωδικός προϊόντος: MIC-OX-002,
Barcode: 4719003690052

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



MICROLIFE NEB 200

Compressor Νεφελοποιητής

- Συμπαγής & εύχρηστος
- Γρήγορη και αποτελεσματική νεφελοποίηση
- Κατάλληλος για όλη την οικογένεια

Χαρακτηριστικά:

- Για θεραπεία του άσθματος, της χρόνιας βρογχίτιδας και άλλων αναπνευστικών ασθενειών
- Ρυθμός νεφελοποίησης: 0,4 ml / λεπτό (NaCl 0,9%)
- Μέγεθος σωματιδίων: 71,2% <5 μm; 3.16 μm (MMAD)
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: 52 dBA
- Εύκολη χρήση με 1 πλήκτρο
- Συμπεριλαμβάνονται: Μάσκα για ενήλικες και παιδιά, επιστόμιο & ρινικό ρύγχος, 5 αναπληρωματικά φίλτρα αέρος και θήκη μεταφοράς
- Κατάλληλος για όλα τα κοινά εισπνεόμενα διαλύματα

NEO



Ελέγξτε τις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις με τη Microlife

Οι αναπνευστικές ασθένειες μπορούν να ρυθμιστούν επιτυχώς με τη θεραπεία εισπνοών που διαχέει το φάρμακο στα βρογχιόλια των πνευμόνων. Σε σύγκριση με τους δοσιμετρικούς εισπνευστήρες και τους εισπνευστήρες ξηράς σκόνης, οι νεφελοποιητές επιτρέπουν πιο αποτελεσματική διανομή του φαρμάκου με λιγότερα προβλήματα συντονισμού. Συνεπώς, το φάρμακο διανέμεται ομοιόμορφα μέσα στην ανώτερη και κατώτερη αναπνευστική οδό, όπου αναπτύσσει και τη μέγιστη δράση. Οι μετρήσεις κορεσμού του οξυγόνου εκτελούνται εύκολα στο σπίτι ή στο ταξίδι σε παιδιά, ενήλικους και ηλικιωμένους. Τα οξυμέτρα Microlife δείχνουν τα αποτελέσματα αμέσως με ευανάγνωστο τρόπο.

Κωδικός προϊόντος: MIC-NB-030,
Barcode: 719003621223

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα
με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.

MICROLIFE NEB 210

Compressor Νεφελοποιητής

- Για θεραπεία του άσθματος, της χρόνιας βρογχίτιδας και άλλων αναπνευστικών ασθενειών
- Γρήγορη και αποτελεσματική νεφελοποίηση
- Κατάλληλος για όλα τα κοινά εισπνεόμενα διαλύματα
- Εύκολη χρήση με 1 πλήκτρο
- Εξαρτήματα που πλένονται και απολυμαίνονται
- Ρυθμιζόμενος ρυθμός ροής
- Κατάλληλος για όλη την οικογένεια

Χαρακτηριστικά:

- Εύχρηστος
- Ταχύτητα νεφελοποίησης: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)
- RF (αναπνεύσιμο κλάσμα 0.5 - 5): 95.8 % < 5 μm; 2.08 μm (MMAD)
- Μέγιστη πίεση αέρα: 2.41 bar
- Χαμηλό επίπεδο ακουστικής: 51.5 dBA
- Βάρος: 1306 gr
- Συμπεριλαμβάνονται: Μάσκα για ενήλικες και παιδιά, επιστόμιο & ρινικό ρύγχος, 5 αναπληρωματικά φίλτρα αέρος
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



Κωδικός προϊόντος: MIC-NB-031,
Barcode: 4719003641993


Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα
με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.



ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ MICROLIFE ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΩΡΑΚΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^η ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ

TIPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ

- Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το μωράκι σας
- Μπορείτε να ενημερωθείτε και να εκπαιδευτείτε για τον θηλασμό πριν γεννήσετε, ώστε να είστε προετοιμασμένη όταν έρθει το μωράκι σας
- Είτε θηλάζετε απευθείας από το στήθος σας το μωράκι σας, είτε χρησιμοποιείτε θήλαστρο είναι σημαντικό να βρείτε τη στάση που σας δίνει άνεση και σας χαλαρώνει
- Η θερμότητα και η χαλάρωση βοηθούν τη ροή του γάλακτος. Πριν τον θηλασμό τοποθετήστε μια ζεστή πετσέτα πάνω στο στήθος σας για λίγα λεπτά, ειδικά εάν νιώθετε το στήθος σας πρησμένο ή πληγωμένο
- Εάν χρησιμοποιείτε θήλαστρο και δείτε ότι το γάλα δεν ξεκινά να ρέει από το στήθος σας αμέσως, προσπαθήστε να χαλαρώσετε και επαναλάβετε ξανά λίγα λεπτά αργότερα
- Εάν το μωρό σας φαίνεται χαρούμενο και ήρεμο μεταξύ των θηλασμών και παίρνει σταθερά βάρος, να είστε σίγουρες ότι το γάλα σας ρέει σωστά και ότι θηλάζετε με σωστό τρόπο



Βρείτε το θήλαστρο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και απολαύστε το μοναδικό ταξίδι θηλασμού!

MICROLIFE BC 100 Soft

Χειροκίνητο Απλό Θήλαστρο χωρίς BPA 180ml



Άνετη χρήση μέσα & έξω από το σπίτι. Ιδανικό για περιστασιακή, χειροκίνητη άντληση. Δύο επίπεδα άντλησης για περισσότερη άνεση. Περιλαμβάνει μπιμπερό και θηλή σιλικόνης.

- Εξαιρετικά αθόρυβο
- Εύκολη συναρμολόγηση
- Εύκολος καθαρισμός
- Ειδικά σχεδιασμένο για νεογέννητα
- Σχεδιασμένο για να μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού

Χαρακτηριστικά:

- Εξοπλισμένο με μπιμπερό 180 ml (χωρίς BPA) με καπάκι, βάση για μπιμπερό, δύο βιδωτές τάπες για χρήση και για μπιμπερό NUK ή Avent, θηλή σιλικόνης εύκολης σίτισης
- Το μπιμπερό και η θηλή αποστειρώνονται
- Με τσάντα μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση

NEO

0%
BPA



Κωδικός προϊόντος: MIC-BR-100,
Barcode: 4719003641344

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα
με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



MICROLIFE BC 200 Comfy

Ηλεκτρικό Απλό Θήλαστρο χωρίς BPA 180ml

10 επίπεδα άντλησης για εξαιρετική άνεση και χρήση. Μεγάλη φωτεινή οθόνη με χρονοδιακόπτη. Ιδανικό για περιστασιακή ή συχνή άντληση. Σχεδιασμένο για να μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού.

- Μοντέρνο & αθόρυβο
- Με λειτουργία ρύθμισης του αγαπημένου σας επιπέδου άντλησης
- Λειτουργεί με μπαταρία ή ρεύμα
- Εύκολη συναρμολόγηση
- Εύκολος καθαρισμός

Χαρακτηριστικά:

- Εξοπλισμένο με μπιμπερό 180 ml (χωρίς BPA) με καπάκι, βάση για μπιμπερό, δύο βιδωτές τάπες για χρήση και για μπιμπερό NUK ή Avent, θηλή σιλικόνης εύκολης σίτισης
- Το μπιμπερό και η θηλή αποστειρώνονται
- Με τσάντα μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά

Κωδικός προϊόντος: MIC-BR-200,
Barcode: 4719003641351

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



Microlife BC Σετ Ανταλλακτικών Θηλάστρου για Microlife BC Soft 200 – 300

Ανταλλακτικό για Microlife BC 200-300

- Κατάλληλο για τα προϊόντα Microlife BC 200 Comfy
- Κατάλληλο για τα προϊόντα Microlife BC 300 Comfy Maxi 2 in 1

Περιλαμβάνει:

1 μπιμπερό 180 ml με καπάκι, 1 μαλακό μαξιλαράκι σιλικόνης, 1 σωληνάκι σιλικόνης μονού τύπου, 1 σωληνάκι σιλικόνης διπλού τύπου

Κωδικός προϊόντος: MIC-BR-001,
Barcode: 4719003641412

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΣΑΣ

Σημαντικά δεδομένα για τη σωματική σύνθεση

Για να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την κατάσταση της υγείας μας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη σύνθεση του σώματός μας. Αυτό που πρέπει να προσδιορίσουμε είναι η ποιότητα του σώματος και όχι το βάρος του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχωρίσουμε δύο βασικά συστατικά του ανθρώπινου σώματος:

- Άλιπη μάζα σώματος: οστά, μύες, νερό κ.λπ.
- Λιπώδης μάζα σώματος: λιπώδη κύτταρα

Σωματικό βάρος

Οι αξιόπιστες μετρήσεις του σωματικού βάρους σας είναι απαραίτητες, αν θέλετε να βρείτε το ιδανικό σας σωματικό βάρος και να το διατηρήσετε. Ζυγίζεστε πάντα στην ίδια ζυγαριά και την ίδια ώρα της ημέρας, κατά προτίμηση χωρίς ρούχα και πριν το πρωινό.

Οι ζυγαριές βάρους και οι διαγνωστικές ζυγαριές είναι πολύ εύκολες στη χρήση και δίνουν ακριβή αποτελέσματα.

Σωματική σύνθεση

Το βάρος ενός ανθρώπου, από μόνο του, πολλές φορές δεν αποτελεί σωστή ένδειξη της γενικότερης ευεξίας του. Για μια σωστή εκτίμηση της υγείας ενός ανθρώπου, πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες, όπως το σωματικό λίπος, το σωματικό νερό, τη μυϊκή μάζα, τη μάζα των οστών, τον δείκτη σωματικής μάζας (BMI) και τον βασικό ρυθμό μεταβολισμού (BMR).

Επιπλέον, η γνώση της σωματικής σύνθεσης, μας επιτρέπει να συνδυάσουμε σωστή διατροφή και σωματική δραστηριότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η υγεία μας και να αποτραπούν παθολογικές καταστάσεις.

Η διαγνωστική ζυγαριά της Microlife σας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσετε τη σωματική σύνθεσή σας και υπολογίζει αυτόματα το σωματικό λίπος, το σωματικό νερό, τη μυϊκή μάζα, τη μάζα οστών, το δείκτη σωματικής μάζας και τον βασικό ρυθμό μεταβολισμού ανάλογα με το ύψος, την ηλικία και το φύλο σας.



MICROLIFE WS 200

Ψηφιακή Ζυγαριά με Bluetooth & Λιπομετρητή σε Navy Μπλε χρώμα

- Σύνδεση με το "Microlife Connected Health" app μέσω Bluetooth®
- Γρήγορη ανάλυση της σύνθεσης του σώματός: Σωστή εκτίμηση του λίπους και καθορισμός ενδεδειγμένου βάρους ως συνάρτηση της διατροφικής σας κατάστασης
- Επιφάνεια ΙΤΟ με ηλεκτρόδια
- Υπενθύμιση λήψης φαρμάκων

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη
- Λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός
- Δυνατότητα μέτρησης έως 180kg
- Επιλογή KG - lb
- Μέτρηση: βάρους σώματος, λίπους σώματος, νερού σώματος, μυϊκής μάζας, οστικής μάζας, Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), Δείκτη Βασικού Μεταβολισμού (BMR)



Bluetooth™



Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-138,
Barcode: 4719003621247

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα
με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.


MICROLIFE WS 80

Ψηφιακή Ζυγαριά με Λιπομετρητή σε Γκρι χρώμα

- Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων 10 ατόμων
- Λεπτός και σύγχρονος σχεδιασμός
- Μέτρηση: βάρους σώματος, λίπους σώματος, νερού σώματος, μυϊκής μάζας, οστικής μάζας, Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), Δείκτη Βασικού Μεταβολισμού (BMR)

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη
- Λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός
- Δυνατότητα μέτρησης έως 180kg
- Διαβάθμιση 100g
- Επιλογή Kg - St - lb



Κωδικός προϊόντος: MIC-BP-134,
Barcode: 4719003669058

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα
με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.



H&D CORNER BODY SCALE ADVANCED

Έξυπνη Ζυγαριά με τεχνολογία Bluetooth και οθόνη LED

Έξυπνη Ζυγαριά H&D CORNER BODY SCALE ADVANCE. Χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάλυσης βιοηλεκτρικής αντίστασης για την εκτίμηση του ποσοστού σωματικού λίπους, ποσοστού νερού σώματος, ποσοστού σπλαχνικού λίπους, μυϊκής μάζας και οστικής μάζας, BMR, BMI, Βάρος, Πρωτεΐνη, Παχυσαρκία, Ηλικία Σώματος, LBM, σε συνολικά 12 σετ που συγχρονίζουν όλες τις μετρήσεις σε συζευγμένες συσκευές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Με Ηλεκτρόδιο από Ατσάλι
- Κατασκευασμένη από γυαλί ασφαλείας
- Εύρος μέτρησης: 3-180KGS/6-400LBS
- Μετατροπή: 0.1KG/0.2LB
- Ευανάγνωστη οθόνη LED
- Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
- Τροφοδοσία: 3*AAA Batteries
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας & υπερφόρτωσης
- Λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός

Κωδικός προϊόντος: ZHE-HD-002,
Barcode: 5206355051079

Πιστοποιημένο προϊόν CE



H&D CORNER BODY SCALE PREMIUM

Έξυπνη Ζυγαριά με τεχνολογία Bluetooth

Έξυπνη Ζυγαριά H&D CORNER BODY SCALE PREMIUM. Χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάλυσης βιοηλεκτρικής αντίστασης για την εκτίμηση του ποσοστού σωματικού λίπους, ποσοστού νερού σώματος, ποσοστού σπλαχνικού λίπους, μυϊκής μάζας και οστικής μάζας, BMR, BMI, Βάρος, Πρωτεΐνη, Παχυσαρκία, Ηλικία Σώματος, LBM, σε συνολικά 12 σετ που συγχρονίζουν όλες τις μετρήσεις σε συζευγμένες συσκευές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια με επίστρωση ITO
- Κατασκευασμένη από γυαλί ασφαλείας
- Εύρος μέτρησης: 3-180KGS/6-400LBS
- Μετατροπή: 0.1KG/0.2LB
- Μονάδες μέτρησης: KG, LB, ST
- Ευανάγνωστη οθόνη LED
- Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
- Μπλε φωτισμός
- Τροφοδοσία: 4*AAA Batteries
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας & υπερφόρτωσης
- Λεπτός και συμπαγής σχεδιασμός

Κωδικός προϊόντος: ZHE-HD-001,
Barcode: 5206355051062

Πιστοποιημένο προϊόν CE



Alfacheck®

**ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ**

**“ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ!”**

Η KARABINIS MEDICAL με απόλυτη αφοσίωση στον άνθρωπο και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ηλικίας κατασκευάζει διαγνωστικές ιατρικές συσκευές, τεχνολογικά προηγμένες, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

ALFACHECK BASIC

Ψηφιακό Θερμόμετρο Μασχάλης 60 δευτερολέπτων

- Υψηλής ακρίβειας
- Μνήμη τελευταίας μέτρησης
- Γρήγορη θερμομέτρηση
- Ήχος ειδοποίησης

Χαρακτηριστικά:

- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ευκολία στη χρήση



Κωδικός προϊόντος: KAR-AC-003
Barcode: 5206355020143

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.

ALFACHECK FLEXY

Ψηφιακό Θερμόμετρο με Εύκαμπο Ρύγχος 20 δευτερολέπτων

- Υψηλής Ακρίβειας
- Γρήγορο
- Αυτόματη Απενεργοποίηση
- Ήχος Ειδοποίησης
- Εύκαμπο Ρύγχος

Χαρακτηριστικά:

- Επιλογή μέτρησης θερμοκρασίας από διάφορα μέρη του σώματος (στόμα, μασχάλη, πρωκτός)
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ευκολία στη χρήση



Κωδικός προϊόντος: KAR-AC-022
Barcode: 5206355021508

Πιστοποιημένο προϊόν CE.

ALFACHECK NC FAMILY

Ψηφιακό Θερμόμετρο Μετώπου

- Ασφαλές & εύκολο στην χρήση
- Μέτρηση πυρετού - Χωρίς Επαφή
- Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος-αντικειμένων-υγρών
- Μέτρηση σε 1 δευτερόλεπτο
- Νυχτερινή λειτουργία-Λειτουργία σίγασης
- Μνήμη 30 μετρήσεων
- Ειδοποίηση πυρετού ηχητικά και μέσω συμβόλου:
☺ Χαμογελαστό πρόσωπο θερμοκρασία < 38 °C
☹ Στεναχωρημένο πρόσωπο θερμοκρασία ≥ 38 °C
- Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη LCD
- Δυνατότητα εναλλαγής °C/°F
- Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταριών
- Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες (2 x 1.5 AAA)
- Κατάλληλο για Μωρά



Κωδικός προϊόντος: KAR-NC-001.
Barcode: 520635502959

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.


ALFACHECK ADVANCED

Αυτόματο Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου IHD

- Με τεχνολογία IHD για ανίχνευση αρρυθμίας
- Ιδανικό για 2 χρήστες
- Κλινικά ελεγμένο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπέρτασης (BHS)

Χαρακτηριστικά:

- 2 Χρήστες x 90 Μήνες
- Ένδειξη αποτελέσματος μέτρησης με χρωματική διαβάθμιση
- Μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη
- Μέσος όρος των τελευταίων 3 μετρήσεων στη μνήμη



Κωδικός Προϊόντος: MIC-AC-013
Barcode: 5206355020532

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.


ALFACHECK BASIC

Αυτόματο Ψηφιακό Πιεσόμετρο

- Μνήμη 90 μετρήσεων
- Μεγάλη & ευανάγνωστη οθόνη
- Κλινικά ελεγμένο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπέρτασης (BHS)

Χαρακτηριστικά:

- Μέσος όρος των τελευταίων 3 μετρήσεων στη μνήμη
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας



Κωδικός Προϊόντος: MIC-AC-014
Barcode: 5206355020556

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.


ALFACHECK CLASSIC

Αναλογικό Πιεσόμετρο

- Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
- Ακρίβεια μέτρησης
- Εύχρηστο
- Κλινικά ελεγμένο

Περιέχει:

- Σφυγμομανόμετρο υψηλής ποιότητας
- Ενσωματωμένο στηθοσκόπιο
- Περιβραχιόνιο μεγέθους medium (22-32cm)
- Πουάρ και Βαλβίδα εισαγωγής
- Υφασμάτινη θήκη αποθήκευσης



Κωδικός Προϊόντος: KAR-AC-008
Barcode: 5206355026008

Πιστοποιημένο προϊόν CE 2803.

ALFACHECK PLUS

Παλμικό Οξύμετρο

- Προσδιορισμός κορεσμού οξυγόνου (SpO2) και καρδιακού παλμού PR
- Ένδειξη PI (Perfusion Index)
- Απεικόνιση κυματομορφής PR και ραβδογράμματος
- Οθόνη τεσσάρων κατευθύνσεων και προβολή έξι λειτουργιών
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης
- Λειτουργία παλμικού ήχου
- Λειτουργία ειδοποίησης
- Λειτουργία επίδειξης

Χαρακτηριστικά:

- Εύρος μέτρησης SpO2: 35% – 100 %
- Εύρος μέτρησης παλμών: 25bpm – 250 bpm
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ελαφρύ για εύκολη μεταφορά
- Θήκη μεταφοράς



Κωδικός Προϊόντος: JPD-OX-003
Barcode: 5206355050713

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ALFACHECK OXIMETER

Παλμικό Οξύμετρο Λευκό

- Ακριβής προσδιορισμός κορεσμού οξυγόνου (SpO2) και καρδιακού παλμού
- Ελαφρύ και φορητό
- Άνετο στη χρήση

Χαρακτηριστικά:

- Προσδιορισμός κορεσμού οξυγόνου SpO2 και καρδιακού παλμού
- Οθόνη LED με SpO2 και ένδειξη παλμών
- Ίδανικό για χρήση στο σπίτι και σε ιατρικούς χώρους
- Μέτρηση χωρίς πόνο
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματη απενεργοποίηση



Κωδικός Προϊόντος: JPD-OX-002
Barcode: 5206355050164

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ALFACHECK THERMAL

Διπλό Ηλεκτρικό Υπόστρωμα Πλενόμενο

- Γρήγορη θέρμανση
- Επιπλέον σύστημα ασφάλειας για προστασία υπερθέρμανσης
- 3 επίπεδα θέρμανσης
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας

Χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομη θερμοκρασία στην κάθε πλευρά
- Πλενόμενο κάλυμμα 40°C (αποσπώμενα χειριστήρια)

Κωδικός προϊόντος: KAR-AC-020
Barcode: 5206355029085

- Ιδανικό για άτομα που χρειάζονται ζέστη για να κοιμηθούν ή για περισσότερη άνεση
- Μείωση του κόστους θέρμανσης στο ελάχιστο

- Διάσταση: 140x160cm
- Καλώδιο 1,5m
- Ισχύς: 2x60W

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



ALFACHECK THERMAL

Μονό Θερμαινόμενο Υπόστρωμα

Χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιστής θερμοκρασίας 3 επιπέδων
- Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας για μέγιστη ασφάλεια
- Πλενόμενο χάρη στα αποσπώμενα χειριστήρια
- Εύκολη προσαρμογή στο στρώμα με ελαστικά κορδόνια

Κωδικός προϊόντος: KAR-AC-023
Barcode: 5206355051710

- Κατασκευασμένο από ελαφρύ υλικό πολυεστέρα
- Με εγγύηση 2 ετών
- Πιστοποιημένο με CE LVD
- Ισχύς: 55-60 W
- Διαστάσεις: 150x80cm

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



ALFACHECK RELIEF

Ηλεκτρική Θερμοφόρα για τη Μέση & τον Αυχένα

- Ευκολη χρήση
- Άνετη και απαλή επιφάνεια
- Προστασία υπερθέρμανσης

Χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη απενεργοποίηση στα 90 λεπτά
- Πλένεται στο χέρι σε κλιαρό νερό
- Αποσπώμενο χειριστήριο
- Διάσταση: 40x30εκ.
- Ισχύς: 100W



Κωδικός προϊόντος: MIC-AC-012
Barcode: 5206355020105

Πιστοποιημένο προϊόν CE.



BIONIME

Αξιοπιστία. Τεχνολογία. Σιγουριά στη μέτρηση του διαβήτη.

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΤΗ ΝΙΩΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ**

**ΘΕΛΩ ΝΑ
ΖΩ ΣΤΟ
ΜΑΞΙΜΟΥΜ
ΚΑΘΕ
ΣΤΙΓΜΗ!**

Η εταιρεία **BIONIME** ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003, εξειδικεύεται στο χώρο της βιοτεχνολογίας και του ιατρικού ελέγχου και παράγει εξελιγμένα συστήματα Αυτομέτρησης της Γλυκόζης του Αίματος (SMBG/ Self-Monitoring Blood Glucose). Η Bionime ενοποιεί την τεχνογνωσία της ιατρικής επιστήμης και της χημείας δημιουργώντας πατενταρισμένες τεχνολογίες τις οποίες εφαρμόζει στις ταινίες μέτρησης που παράγει.


ΟΦΕΛΟΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ GM 700S BIONIME

ΠΡΟΪΟΝ



Ο πιο αξιόπιστος μετρητής
της αγοράς βάσει και της Κλινικής Μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ.



Τεχνολογία **Validus**
για μεγαλύτερη αξιοπιστία μετρήσεων



Auto coding



Εργονομικός Σχεδιασμός της Ταινίας μέτρησης



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Hypertension & Diabetes



Υπηρεσία H&D Corner - Υπηρεσίες ενίσχυσης της συμμόρφωσης και συμβολής στη ρύθμιση για άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

• **GOLD Award** "Βραβεία Φαρμακευτικής Αγοράς" 2017

• **BRONZE Award** "Best in Pharmacy" 2018.

Καλύτερη εκπαίδευση φαρμακείων σε προϊόν φαρμακείου

• **BRONZE Award** "HealthCare Business Awards" 2018.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ




ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ




VALIDUS TECHNOLOGY

Ο σχεδιασμός της ταινίας εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία μέτρησης, με αποτέλεσμα την ακρίβεια μέτρησης



- Πατενταρισμένη ταινία μέτρησης με Validus Technology για αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας & αξιοπιστίας
- Πλαστική ταινία με ηλεκτρόδια από ευγενή μέταλλα - Όχι εκτυπωμένα
- Μεγάλη σταθερότητα στην περιοχική αντίδρασης
- Εύχρηστη - Στιβαρή
- Μικρή διαδρομή σήματος
- Πλάγια τοποθέτηση ταινίας στον μετρητή για αποφυγή επαφής με το αίμα




BIONIME ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ AUTO-CODING TECHNIQUE



Coding Module

International Patents:

- US Application Date : 2007/03/23 Pub date : 2009/09/25
 TWN Application Date : 2007/11/08
 DE Application Date : 2008/07/08
 CN Application Date : 2008/07/18



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ISO 15197:2015

Εύρος απόκλισης τιμής μεταξύ μετρητή BIONIME GM700S και εργαστηριακού οργάνου	Ακροδάχτυλο	Παλάμη	Πήχης	Φλεβικό
Δείγματα αποτελεσμάτων μελέτης για συγκέντρωση γλυκόζης < 100 mg/dL (5,55 mmol/L)				
Εντός ±10 mg/dL (0.56mmol/L)	100%	100%	100%	100%
Εντός ±15 mg/dL (0.83mmol/L)	100%	100%	100%	100%
Δείγματα αποτελεσμάτων μελέτης για συγκέντρωση γλυκόζης ≥100 mg/dL (5.55 mmol/L)				
Εντός ± 10%	99,4%	94,4%	98,8%	96,0%
Εντός ± 15%	100%	100%	100%	100%

Τα κριτήρια αποδοχής του προτύπου ISO 15197/2013 ορίζουν ότι το 95% όλων των αποκλίσεων ανάμεσα στις τιμές γλυκόζης πρέπει να βρίσκεται μέσα σε εύρος ±15 mg/dL (0.83 mmol/L) στις συγκεντρώσεις γλυκόζης <100 mg/dL (5.55 mmol/L) και μέσα σε εύρος ±15% για συγκεντρώσεις γλυκόζης ≥100 mg/dL (5.55 mmol/L).









ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η BIONIME επιχορήγησε κλινική μελέτη στην Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου με τίτλο: Αξιολόγηση ακρίβειας και χρηστικότητας 6 συστημάτων αυτοπαρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος (SMBG) κατά το πρότυπο DIN EN ISO 15197:2013. Η κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016 και είχε Πρωτεύοντα ερευνητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Τεντολούρη, παρουσιάστηκε με poster στο 10^ο Διεθνές Συνέδριο ATTD 15-18 Φεβρουαρίου 2017 στο Παρίσι.

Στην Κλινική Μελέτη ο μετρητής σακχάρου BIONIME GM700S πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό ακρίβειας βάσει των πιο αυστηρών κριτηρίων του ISO 15197:2013.

Η Κλινική Μελέτη έχει αναρτηθεί στο www.karabinismedical.gr

ΝΙΩΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΗΣΗ

- 
Εύρος αιματοκρίτη (HCT) 10-70% για δυνατότητα μέτρησης τριχοειδικού, φλεβικού, αρτηριακού & νεογνικού αίματος. Είναι κατάλληλος ακόμα και για νεογνά αλλά και για ανθρώπους που έχουν αναιμία.
- 
Αξιοπίστα αποτελέσματα μέτρησης εντός 5 δευτερολέπτων.
- 
Με τη Validus Technology εξασφαλίζεται υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις.
- 
Προγευματική ή μεταγευματική καταγραφή της γλυκόζης στο αίμα. Η μέτρησή της πριν ή μετά το φαγητό, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση και διαχείριση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας και των μεταγευματικών διακυμάνσεων της γλυκόζης στο αίμα.
- 
Αυτόματη κωδικοποίηση με το που εισάγεται η ταινία μέτρησης στον μετρητή.
- 
Μεγάλη χωρητικότητα μνήμης. Αυτόματη αποθήκευση των τελευταίων 500 μετρήσεων με υπολογισμό μέσου όρου μίας (1) ημέρας, 7, 14, 30 και 90 ημερών.
- 
Ακριβής μέτρηση με μικρή ποσότητα αίματος.
- 
Επιλογή βάθους τρυπήματος. Επτά ρυθμίσεις για αποτελεσματικό ανώδυνο τρύπημα ανάλογα με το πάχος ή τη σκληρότητα του δέρματος.



GM700S

Σύστημα μέτρησης γλυκόζης

- Αυτόματη κωδικοποίηση ταινίας μέτρησης
- Καταγραφή γλυκόζης ως προ-γευματική και μετα-γευματική
- Ευρύ φάσμα HCT για δυνατότητα μέτρησης τριχοειδικού, φλεβικού, αρτηριακού και νεογνικού αίματος
- Validus τεχνολογία για μέγιστη αξιοπιστία

Χαρακτηριστικά:

- Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 0,75μL
- Άμεση μέτρηση σε 5 δευτερόλεπτα
- Αποθήκευση 500 αποτελεσμάτων με ημερομηνία και ώρα
- Κλίμακα αιματοκρίτη: 10% - 70%
- Μεγάλη οθόνη LCD

Κωδικός προϊόντος: BIO-GM-702,
Barcode: 4710627338122

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με
την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία



TAINIΕΣ GS700

Ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος

Χαρακτηριστικά:

- Εύχρηστες ταινίες χρυσών ηλεκτροδίων
- 2 φιαλίδια των 25 τεμαχίων
- Έλεγχος γλυκόζης σε πλήρες αίμα τριχοειδών αγγείων
- Νέας γενιάς ταινίες μέτρησης με ανάγλυφη και μεγάλη λαβή για καλύτερη αίσθηση επαφής στα δάχτυλα

Κωδικός προϊόντος: BIO-GS-700
Barcode: 4710627336609

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με
την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Νέας
γενιάς ταινίες
μέτρησης με ανάγλυφη
και μεγάλη λαβή για
καλύτερη αίσθηση
επαφής στα
δάχτυλα





**GET
WELL**
NATURALCORNER

**ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΑΣ**

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε.** δημιούργησε μία μοναδική web υπηρεσία ολοκληρωμένης και επιστημονικής ενημέρωσης για τα συμπληρώματα διατροφής και τα προϊόντα περιποίησης της ESI και της SON (Science Of Nature).



**2017
Αριστεία
Φαρμακευτικής
Αγοράς**





ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

www.getwell.gr

Το **GET WELL Natural Corner** είναι η μοναδική web υπηρεσία που:

- παρέχει στο φαρμακείο όλη την απαραίτητη επιστημονική ενημέρωση για την ακριβή αντιμετώπιση συμπτωμάτων με φυσικό τρόπο
- αναβαθμίζει την εικόνα και τη λειτουργία του φαρμακείου αφού παρέχει στους πελάτες του μια εξειδικευμένη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας


Εάν θέλετε και το δικό σας φαρμακείο να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία **GET WELL Natural Corner**, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας μας.



© Copyright ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.. Η υπηρεσία GET WELL Natural Corner, με αριθμό και ημερομηνία συμβολαιογραφικής πράξης 4286/01-08-2014, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E. Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, δημοσίευση ή χρησιμοποίηση όλου ή μέρους της υπηρεσίας χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E..



**“ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ! ”**



ΟΦΕΛΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Η ESI προμηθεύεται μόνο τις καλύτερες πρώτες ύλες από εγκεκριμένους & πιστοποιημένους προμηθευτές.

CERTIFIED

Ποιότητα από το **1975**

Η ESI από το 1975 παράγει τις δικές της συνθέσεις προϊόντων βασισμένων στην επιστημονική έρευνα και τις ανάγκες της αγοράς. Πλέον έχει μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν μεγάλο φάσμα συμπληρωμάτων τόσο σε ΣΔ όσο και σε καλλυντικά / προϊόντα προστασίας.



Ευρωπαϊκό Σύστημα HACCP

Η ESI ήταν από τις πρώτες εταιρείες παραγωγής που το εφάρμοσε για την ασφάλεια των προϊόντων.



Η ESI έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001

Εγγύηση ολικής ποιότητας από τον σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι την παραγωγή και την πώλησή τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πλήρης γκάμα προϊόντων για την κατηγορία Ανοσοποιητικό:

- A** Σε εναλλακτικές φαρμακοτεχνικές μορφές (κάψουλες, σιρόπι, spray, ταμπλέτες) ώστε να καλύπτει τις εναλλακτικές προτιμήσεις των πελατών.
- B** Σε εναλλακτικούς συνδυασμούς συστατικών ανάλογα με το σύμπτωμα.



Πλήρης ικνηλασιμότητα από τις πρώτες ύλες μέχρι την παράδοση του προϊόντος στο σημείο πώλησης κατά εφαρμογή της οδηγίας 178/2002 της ΕΕ.



Γίνονται δοκιμές αποσυσσωματοποίησης για να εξασφαλιστεί ότι τα δισκία και οι κάψουλες διαλύονται σύμφωνα με τον χρόνο που προβλέπεται από τη φαρμακοποιία, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.



Τα δισκία (κάψουλες, ταμπλέτες) καλύπτονται με ένα ειδικό film αμέσως μετά την παραγωγή τους, το οποίο εμποδίζει την υγρασία και την οξείδωση του τελικού προϊόντος.



Οι NATURCAPS (PROPOLURTO) είναι φυσικές κάψουλες που κατασκευάζονται από καθαρές ίνες κυτταρίνης (ένα φυσικό συστατικό) και έχουν εγκριθεί από τη Vegetarian Society. Δεν έχουν τεχνητά χρώματα, είναι εύκολες στην πέψη και κατάλληλες για χορτοφάγους.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Υπηρεσία GET WELL NATURAL CORNER

- A** Παρουσίαση των προϊόντων βάσει επιστημονικής βιβλιογραφίας με ενδείξεις & αντενδείξεις για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών
- B** Ειδικό επιστημονικό περιεχόμενο υπογεγραμμένο από ιατρό για την καλύτερη και αρτιότερη ενημέρωση του κοινού (GOLD Award "Βραβεία Φαρμακευτικής Αγοράς" 2017).



Ενέργειες Marketing: Τηλεοπτικές και digital καμπάνιες & social media



site myesi.gr: Άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία ESI και τα προϊόντα της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ



Γενικές πληροφορίες για τα συμπληρώματα διατροφής

- Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση και να συμβουλευέστε τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων που αναγράφονται στις συσκευασίες τους
- Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα και δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή
- Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας
- Τα προϊόντα να καταναλώνονται μόνο από ενήλικες εκτός αν συνιστώνται για παιδιά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται επάνω στις συσκευασίες τους
- Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά, σε ξηρό και δροσερό μέρος
- Για τα σκευάσματα που περιέχουν εχινάκεια να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαλείψευς των συμπτωμάτων και όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες - μπορείτε να επαναλάβετε μετά από διακοπή 2 εβδομάδων
- Τα προϊόντα δεν προορίζονται για πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου
- Ο Αρ. Γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Συνεργασία με ιταλικά & διεθνή Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα & Νοσοκομεία προκειμένου να δοκιμαστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των προϊόντων.

Η ειδική φόρμουλα RETARD που μελετήθηκε από την ESI, δημιουργεί επιβράδυνση και σταδιακή απορρόφηση του προϊόντος από τον οργανισμό ώστε να επωφελείται περισσότερο. Η κάψουλα RETARD περιέχει 4 μικρές ταμπλέτες που απελευθερώνονται σταδιακά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτά τα 4 δισκία που μπορεί να είναι ανθεκτικά στις γαστρεντερικές επιδράσεις, αποσυντίθενται σε διαφορετικούς χρόνους. Έτσι επιτρέπει μια σταδιακή και συνεπή απελευθέρωση των δραστικών συστατικών δίνοντας σε όλο το σώμα αρκετό χρόνο για να αφομοιώσει τα θρεπτικά συστατικά, προσφέροντας ταυτόχρονα μια μακράς διάρκειας δράση.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός CERTIQUALITY είναι διαπιστευμένος για την παροχή πιστοποίησης σε επιχειρήσεις για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας, καθώς και πιστοποίηση προϊόντος. Ο εν λόγω οργανισμός πιστοποιεί και εγγυάται σχετικά με τη γραμμή Aloe Vera της ESI ότι:

- Τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή χημικών λιπασμάτων
- Το βλεννοπολυσακχαρίδιο δεν είναι λιγότερο από 7.000 mg / λίτρο

Οι NATURCAPS (φυσικές κάψουλες) κατασκευάζονται από καθαρές ίνες κυτταρίνης (ένα φυσικό συστατικό) και έχουν εγκριθεί από την Vegetarian Society. Δεν έχουν τεχνητά χρώματα, είναι εύκολες στην πέψη και κατάλληλες για χορτοφάγους.



Πιστοποιήσεις

- 1995:** Χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Υγείας για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής
- 1997:** Αδειοδότηση για την παραγωγή ομοιοπαθητικών φαρμάκων
- 1999:** Πιστοποίηση ISO 9001, το οποίο εγγυάται την απόλυτη ποιότητα παραγωγής
- 2002:** Αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001: 2000
- 2004:** Πιστοποίηση για τη σειρά προϊόντων με Αλόη «Aloe Vera Juices line»
- 2009:** Άδεια CCPB για εμπορία βιολογικών προϊόντων
- 2017:** Αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ISO 9001:2015

Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου

- Προμηθευόμαστε μόνο τις καλύτερες πρώτες ύλες από εγκεκριμένους & πιστοποιημένους προμηθευτές.
- Αποθηκεύουμε τις πρώτες ύλες σε κατάλληλους χώρους, προφυλαγμένες από τη θερμότητα και την υγρασία.
- Δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τις πρώτες ύλες κατά την παραλαβή τους, με φυσικό-χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρωτόκολλα και τις πιο εξελιγμένες μεθόδους ελέγχου σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τους προμηθευτές.
- Εναλλάσσουμε συχνά τις παρτίδες των πρώτων υλών ώστε να διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε κάθε φορά τις πιο πρόσφατες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων μας.
- Εξασφαλίζουμε ότι το κάθε προϊόν μας, ακόμα και στο τέλος της διάρκειας ζωής που αναγράφεται στη συσκευασία του, είναι ποιοτικά κατάλληλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην ετικέτα του και στη συσκευασία του.
- Χρησιμοποιούμε συστατικά φυσικής προέλευσης, εκχυλίσματα φυτών ή κονιοποιημένα φυτά.
- Κοκκοποιούμε εφόσον απαιτείται ορισμένα συστατικά ώστε να διασφαλιστεί η ομοιογενής μίξη των συστατικών.
- Παράγουμε τα προϊόντα μας σε ασφαλή αφυγραμένα περιβάλλοντα, ώστε να προστατεύσουμε εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που είναι ευαίσθητα στην υγρασία.
- Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας τεχνικές συμπίεσης αποφεύγοντας τη χρήση βλαβερών στοιχείων.
- Καλύπτουμε ομοίομορφα τα δισκία με ένα ειδικό film αμέσως μετά την παραγωγή τους, το οποίο εμποδίζει την υγρασία και την οξειδωση του τελικού προϊόντος.
- Πραγματοποιούμε δοκιμές αποσυσσωματοποίησης για να εξασφαλιστεί ότι τα δισκία και οι κάψουλες διαλύονται σύμφωνα με τον χρόνο που προβλέπεται από την Φαρμακοποιία, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.
- Ελέγχουμε όλες τις παρτίδες για την καταλληλότητά τους πριν την ολοκλήρωση της παραγωγής τους και έπειτα προχωράμε άμεσα στη συσκευασία του προϊόντος.
- Συσκευάζουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγιεινή, την ασφάλεια των τροφίμων και με διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τυχόν επιπτώσεις από έκθεση των προϊόντων στο φως, σε θερμότητα ή υγρασία.
- Χρησιμοποιούμε κατάλληλες συσκευασίες για τρόφιμα.
- Ελέγχουμε περιοδικά τα συστατικά των προϊόντων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
- Εφαρμόζουμε δοκιμές και έλεγχο όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων, με φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.
- Παρακολουθούμε προσεκτικά μέσω ενός εξελιγμένου ηλεκτρονικού συστήματος, τα αποθέματα των προϊόντων ώστε να προσφέρουμε πάντα τις πιο πρόσφατες παρτίδες παραγωγής στους καταναλωτές.
- Διασφαλίζουμε πάντα την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών ασφαλείας σύμφωνα με εγκεκριμένα συστήματα ανάλυσης κινδύνου.
- Διασφαλίζουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα από τις πρώτες ύλες μέχρι την παράδοση του προϊόντος στο σημείο πώλησης κατά εφαρμογή της οδηγίας 178/2002 της ΕΕ.



PROPOLAID PROPOLGOLA SPRAY

Καταπραΐνει τον ερεθισμένο λαιμό & απολυμαίνει τη στοματική κοιλότητα

Το **PropolGola Spray** με Πρόπολη είναι συμπλήρωμα διατροφής που καταπραΐνει τον λαιμό. Η δράση της Πρόπολης βοηθά στη φυσική απολύμανση της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα, που αποτελούν την πιο κοινή πρόσβαση στους παθογόνους μικροοργανισμούς. Κατάλληλο για την αντιμετώπιση της αφθώδους στοματίτιδας ή κοινώς «άφθες» που είναι η συχνότερη πάθηση του στόματος. Δεν περιέχει αλκοόλ και έχει αιθέριο έλαιο μέντας.

ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΣΗΧΩΡΙΣ
GMOΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: 4-5 εφαρμογές ημερησίως. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Συνιστάται να μην καταναλώνετε υγρά για 10 λεπτά μετά την εφαρμογή. Η παρουσία ιζήματος οφείλεται στη φυσική προέλευση του προϊόντος και δεν επηρεάζει την ποιότητά του.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Φυτικά Συστατικά	Ανά 0,5ml	Ανά 100ml	Συσκευασία
Πρόπολη τιτλοδοτημένο ξηρό εκχύλισμα 12% φλαβονοειδή ως galangine	15mg Galangine=1,8mg	3g Galangine=0,36mg	μπουκάλι 20ml με ακροφύσιο
Αιθέριο έλαιο μέντας	1,5mg	300g	

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 14919/03.03.2006. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-AL-068, Barcode: 8008843004010



PROPOLAID PROPOLGOLA HONEY SPRAY

Καταπραΐνει τον λαιμό με Πρόπολη & Μέλι

Το **PropolGola Honey Spray** με Πρόπολη, *Sisymbrium officinale*, Μέλι Μανούκα (500 MGO) και αιθέριο έλαιο Μανούκα είναι συμπλήρωμα διατροφής για την ανακούφιση του ερεθισμένου λαιμού και των συμπτωμάτων του κρυολογήματος. Η δράση της Πρόπολης βοηθά στη φυσική απολύμανση της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα. Το *Sisymbrium officinale* καταπραΐνει τον λαιμό και βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του βήχα και για την βραχνάδα. Το μέλι Μανούκα προέρχεται από τη γύρη του φυτού μανούκα, είναι αγνό και πλούσιο σε φυσικές ουσίες και έχει μαλακτική δράση, ενώ τα αιθέρια έλαια Μανούκα έχουν ήπια καταπραϋντική δράση.

ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΣΗΧΩΡΙΣ
GMOΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: 4-5 εφαρμογές ημερησίως. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Συνιστάται να μην καταναλώνετε υγρά για 10 λεπτά μετά την εφαρμογή. Η παρουσία ιζήματος οφείλεται στη φυσική προέλευση του προϊόντος και δεν επηρεάζει την ποιότητά του.

Φυτικά Συστατικά	Ανά 0,5ml	Ανά 100ml	Συσκευασία
Πρόπολη τιτλοδοτημένο ξηρό εκχύλισμα 12% σε galangine	15mg	3g	μπουκάλι 20ml με ακροφύσιο
Εκχύλισμα ανθέων και φύλλων <i>Sisymbrium officinale</i>	42,5mg	8,5g	
Μέλι Μανούκα (Manuka honey 500 MGO)	25mg	5g	
Αιθέριο έλαιο Μανούκα (<i>Leptospermum scorparium</i>)	1mg	200mg	

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 123272/03.12.2018. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-PR-086, Barcode: 8008843128853



PROPOLAID PROPOL C 1000mg

Για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Το Propolaid Propol C 1000 είναι συμπλήρωμα διατροφής με Πρόπολη, White Willow (Salix Alba) Dog Rose, Ψευδάργυρο και Βιταμίνη C, που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, η Βιταμίνη C διατηρεί τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από έντονη σωματική άσκηση. Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 200mg, πλέον της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C, όπως συμβαίνει με το Propol C 1000mg.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: Συνιστάται η λήψη 1 δισκίου την ημέρα, διαλυμένο σε ένα ποτήρι νερό (περίπου 200 ml).

Φυτικά Συστατικά	Ανά 0,5ml	Ανά 100ml	Συσκευασία
White willow ξηρό εκχύλισμα (Salix afba)	30,0mg	0,67g	20 αναβράζουσες ταμπλέτες σε ατομικά φακελάκια
15% σε σαλικίνη	4,5mg	0,10g	
Dog Rosae (Rosa canina) ξηρό εκχύλισμα	10,0mg	0,22g	
50% σε βιταμίνη C (βιταμίνη C)	5mg	0,11g	
Πρόπολης ξηρό εκχύλισμα	100,0mg	2,20g	

Φυτικά Συστατικά	Ανά 0,5ml	Ανά 100ml	ΗΣΔ% ανα ταμπλέτα
L-ascorbic acid (βιταμίνη C)	1000,0mg	22,22g	1250
ZnSO4 ισοδύναμο σε ψευδάργυρο	7,5mg	0,17g	75



Η Πρόπολη έχει
αντι-ική και
αντιβακτηριδιακή
δράση

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 59039/12.09.2007. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Κωδικός: ESI-PR-069, Barcode: 8008843128495



PROPOLAID BALSAMIC ΣΙΡΟΠΙ

Συμπλήρωμα διατροφής για ενήλικες

Το Propolaid Balsamic Σιρόπι είναι συμπλήρωμα διατροφής με Πρόπολη, Echinacea, Μέλι καστανιάς, Αλθαία, Τίλιο, Red Poppy, Verbascum, Helichrysum, αιθέρια έλαια των Mugo pine, Red thyme & Fennel και συνιστάται για την ανακούφιση του ερεθισμένου λαιμού και των συμπτωμάτων του κρυολογήματος. Ο συνδυασμός της Echinacea με την Πρόπολη ενισχύει τη δράση του προϊόντος.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: 2-3 κουταλιές της σούπας ημερησίως.
Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο έως 30 ημέρες.

Φυτικά Συστατικά	Ανά 0,5ml	Ανά 100ml	Συσκευασία
Πρόπολη υγρό εκχύλισμα	0,08ml	0,8ml	Φιάλη 180ml
Echinacea angustifolia υγρό εκχύλισμα ρίζας	0,02ml	0,2ml	
Αλθαία υγρό εκχύλισμα ρίζας	0,05ml	0,5ml	
Linden/Lime, υγρό εκχύλισμα ανθέων	0,05ml	0,5ml	
Red Poppy υγρό εκχύλισμα από πέταλα	0,03ml	0,3ml	
Verbascum υγρό εκχύλισμα ανθέων	0,025ml	0,25ml	
Helichrysum υγρό εκχύλισμα κορυφών	0,02ml	0,2ml	
Mugo pine αιθέριο έλαιο	10mg	100mg	
Red thyme αιθέριο έλαιο	3,5mg	35mg	
Fennel αιθέριο έλαιο	1,5mg	15mg	

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 3322/16.01.2012.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-PR-085 Barcode: 8008843131235



Η Πρόπολη
είναι προϊόν που
παράγουν οι μέλισσες
από ρητίνες και διάφορες
άλλες φυτικές ουσίες, τις
οποίες αναμειγνύουν με
δικά τους ένζυμα



PROPOLAID PROPOLBABY ΣΙΡΟΠΙ

Συμπλήρωμα διατροφής για παιδιά

Το **Propolbaby Σιρόπι** είναι συμπλήρωμα διατροφής με Πρόπολη, Echinacea, Μέλι και Acerola, ειδικά μελετημένο για τις ανάγκες του παιδικού οργανισμού και συνιστάται για την ανακούφιση του λαιμού. Ο συνδυασμός της Echinacea με την Πρόπολη ενισχύει τη δράση του προϊόντος. Το Propolbaby Σιρόπι δεν περιέχει αλκοόλ και έχει ευχάριστη γεύση φράουλας.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: Για παιδιά 3-8 ετών, 2-3 κουταλάκια ημερησίως.

Για παιδιά άνω των 8 ετών, 2 κουταλιές της σούπας ημερησίως.

Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για 30 ημέρες.



Φυτικά Συστατικά	Ανά 0,5ml	Ανά 100ml	Συσκευασία
Πρόπολη τιτλ. Ξηρό εκχύλισμα 12% φλαβονοειδή	17mg	0.17g	Φιαλίδιο 180ml
Galangine	2.04mg	0.02g	
Echinacea angustifolia υγρό εκχύλισμα ριζώματος	56mg	0.56g	
Acerola καρπών Ξηρό εκχύλισμα	56mg	0.56g	
Everlasting (Helycrisum Italicum) βάμμα ανθέων	56mg	0.56g	

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 89048/15.12.2011. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-PR-079, Barcode: 8008843004089

PROPOLAID ESTRATTO PURO

Συμπλήρωμα διατροφής με Πρόπολη

Το **Propolaid Estratto Puro** είναι συμπλήρωμα διατροφής με καθαρή Πρόπολη. Η χρήση της πρόπολης συνιστάται σε περιπτώσεις λοιμώξεων και παθολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα. Η υγρή μορφή του Propolaid Estratto Puro το καθιστά εύληπτο ακόμα και σε περιπτώσεις δυσκολίας στην κατάποση. Ευχάριστη γεύση φρούτων. Αλκοόλ 80% vol
Κατάλληλο για χορτοφάγους

Οδηγίες χρήσης: 20-30 σταγόνες 1 φορά την ημέρα



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Συστατικά	Συσκευασία
Υδατο-αλκοολικό εκχύλισμα Πρόπολης 50ml	Φιαλίδιο 50ml



Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 59977/11-09-2015. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-PR-082, Barcode: 8008843004096

PROPOLAID PROPOLURTO

Για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Οι φυτικές κάψουλες **Propolaid PropolUrto** περιέχουν τιτλοδοτημένο εκχύλισμα Πρόπολης, Acerola, Echinacea, White Willow, Meadowsweet και Βιταμίνης C, που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο συνδυασμός της Echinacea, της Πρόπολης και της Βιταμίνης C ενισχύει τη δράση του προϊόντος.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: 2 φυτικές κάψουλες ημερησίως με νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Συστατικά	Ανά κάψουλα	Ανά 100g	Συσκευασία
Πρόπολη, Ξηρό εκχύλισμα	100mg	18.18g	κουτί με 30 φυτικές κάψουλες
12 % σε φλαβονοειδή (galangine)	12mg	2.18g	
White willow, φλοιός, Ξηρό εκχύλισμα	100mg	18.18g	
3% σε σαλικίνη	3.0mg	0.54g	
Spiraeaulmaria, φύλλα Ξηρό εκχύλισμα	100mg	18.18g	
0,2% σε σαλικυλικό οξύ	0,2mg	0,54g	
Ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη C)	60mg	10,90g	
Echinacea, Ξηρό εκχύλισμα D/E 4:1	30mg	5,45g	
Acerola (Malpigia runicifolia) καρποί Ξηρό εκχύλισμα	11mg	2,00g	
25% σε Βιταμίνη C	2,75mg	0,5g	



Αρ.Γνωστοποίησης ΕΟΦ: ΑΠ3324/16.01.2012.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-PR-065

Barcode: 8008843003990

PROPOLAID LIP BALM

Προστατεύει τα χείλη από τον ήλιο και το κρύο με UVA & UVB SPF 20

Το **Propolaid Lip Balm με UVA & UVB SPF 20** προστατεύει τα χείλη και έχει καταπραυντική και μαλακτική δράση, χάρη στα φυσικά δραστικά συστατικά του: Πρόπολη, Aloe Vera, Βιταμίνη E, και Tea Tree Oil. Είναι ιδανικό για την προστασία των χειλιών από επιθετικούς εξωτερικούς παράγοντες όπως το κρύο, ο ήλιος ή ο αέρας. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και περιποίηση.

Κατάλληλο και για την προστασία από τον ήλιο κατά τη διάρκεια θεραπείας του έρπητα.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ



Συστατικά	Συσκευασία
Ricini communis oil, Candelilla cera, Butyrospermum parkii butter Ethylhexyl methoxycinnamate, Helianthus annuus seed wax, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia chinensis oil, Cera alba, Butyl methoxydibenzoylmethane, Propolis cera, Copernicia cerifera (CARNAUBA), Aloe barbadensis juice extract, Melaleuca alternifolia oil (Tea Tree oil), Tocopheryl acetate (Vitamin E), aroma	Stick 5,7ml

Το προϊόν είναι καταχωρημένο στον ευρωπαϊκό διαδικτυακό ιστότοπο Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 1223/2009 με κωδικό: Stick labbra propolaid 1459729

Κωδικός: ESI-PR-077, Barcode: 8008843003372

GINSENG PLUS RAPID ENERGY - 30 ΚΑΨΟΥΛΕΣ

Άμεση ενέργεια & τόνωση

Το **Ginseng Plus Rapid Energy Capsules** με φυτικές κάψουλες είναι τονωτικό συμπλήρωμα διατροφής για την πνευματική και σωματική κόπωση. Περιέχει 2 είδη Ginseng, Guarana, Cola, Καρνιτίνη, Κρεατίνη, Βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ), που συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και Βιταμίνη E που συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Το **Ginseng Plus Capsules** βοηθά αποτελεσματικά τον οργανισμό να διατηρήσει με φυσικό τρόπο την ενέργειά του, σε καταστάσεις έντονης σωματικής ή πνευματικής καταπόνησης και άγχους. Ιδανικό για αθλητές, φοιτητές, ηλικιωμένους και ασθενείς σε ανάρρωση. Κατάλληλο και για χορτοφάγους.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: 1 κάψουλα την ημέρα, κατά προτίμηση το πρωί

Φυτικά Συστατικά	Ανά κάψουλα	ΣΗΔ/ κάψουλα	Συσκευασία
Guarana εκχύλισμα τιτλ. 10% σε καφεΐνη	25mg 2.5mg		Κουτί με 30 κάψουλες
Ginseng Korean εκχύλισμα τιτλ. 12% σε τζινσεννοσίδες	20mg 2.4mg		
Cola εκχύλισμα τιτλ. 10% σε καφεΐνη	20mg 2mg		
Siberian Ginseng τιλ. Εκχύλισμα 5% σε σαπωνοσίτες	5mg 0.25mg		
Βιταμίνη C	90mg	112.5%	
Βιταμίνη E	5mg	41.5%	
L-καρνιτίνη φουμαρική	180mg		
Ισοδύναμα με 100mg καρνιτίνης Κρεατίνη	50mg		



Το όνομα "Ginseng" έχει κινεζική προέλευση και ετυμολογικά σημαίνει ανθρώπινη ρίζα

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 14922/03.03.2006. Ο Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Κωδικός: ESI-AL-440. Barcode: 8008843000142



10 HERBS

Ευνοεί την ομαλή λειτουργία του εντέρου και του πεπτικού συστήματος

Το 10 Herbs Colon Cleanse είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα διατροφής προσεκτικά επιλεγμένων βοτάνων που η σύνθεσή του ευνοεί την πεπτική λειτουργία και βοηθά στην κανονικότητα των κινήσεων του εντέρου.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Συνιστώμενη ημερήσια δόση: απο 1-4 με υγρό, κατά προτίμηση το βράδυ ή σύμφωνα με την οδηγία του γιατρού.



Συστατικά	Δόση σε mg ανά 1 έως 4 ταμπλέτες				Σ.Η.Δ.*
	1	2	3	4	
Cascara (Rhamnus purshiana) bark/ Κασκάρρα	107.2	214.4	321.6	428.8	-
Frangula (Rhamnus frangula L.) bark/ Φραγκούλα	73.6	146.2	220.8	294.4	-
Senna (Cassia angustifolia) fruit/ Σέννα	64	128	192	256	-
Περιεκτικότητα σε Sennosides B**	1.41	2.82	4.23	5.64	-
Senna (Cassia angustifolia) leaf Σέννα	25	50	75	100	-
Περιεκτικότητα σε Sennosides B**	1.75	3.5	5.25	7	-
Mallow (Malva sylvestris L.) leaf/ Μολόχα	22.4	44.8	67.2	89.6	-
Fennel (Foeniculum vulgare) fruit/ Μάραθο	16	32	48	64	-
Rhubarb (Rheum palmatum L.) root and rhizome/ Ραβέντι	16	32	48	64	-
Mint (Mentha x piperita L.) leaf/ Μέντα	9.6	19.2	28.8	38.4	-
Dandelion (Taraxacum officinalis) root/ Ταραξάκο	4.8	9.6	14.4	19.2	-
Cinnamon (Cinnamomum verum J. Presl.) bark/ Καννέλα	3.2	6.4	9.6	12.8	-
Lemon balm (Melissa officinalis L.) leaf/ Μελισσόχορτο	3.2	6.4	9.6	12.8	-

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 54618/09.06.2021

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-AL-131. Barcode: 8008843004331



10 HERBS LACTULOSE

Βοηθά την εντερική διέλευση

Το **10 HERBS LACTULOSE** είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με βάση τη Λακτουλόζη και επιπλέον συμπυκνωμένο χυμό δαμάσκνου και φυτικών εκχυλισμάτων από: ρίζα Αλθαίας (*Althaea officinalis* L.), καρπό Γαϊδουράγκαθου (*Silybum marianum*), φύλλα Αγκινάρας (*Cynara scolimus*), καρπό Ταμάρινδου (*Tamarindus indica*), ρίζα Ταράξακο (*Taraxacum officinale*) φύλλα Μαλάχης (*Malva sylvestris*), φλοιό Κανέλας (*Cinnamomum verum*), φύλλα Αμαμελίδος (*Hamamelis virginiana*) και φύλλα Μέντας (*Mentha piperita*).

Η Λακτουλόζη συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού των εντερικών κενώσεων. (τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 10 g λακτουλόζης.)

Ο συμπυκνωμένος χυμός του δαμάσκνου, ο καρπός Ταμάρινδος, η ρίζα Αλθαίας, η ρίζα Ταράξακο, ο φλοιός Κανέλας και τα φύλλα Αμαμελίδος διευκολύνουν την τακτικότητα των εντερικών κενώσεων. Ο καρπός Ταμάρινδος και η ρίζα Αλθαίας βοηθούν στη συχνότητα και τον όγκο των κενώσεων. Η ρίζα Αλθαίας βοηθά στην εντερική διέλευση και έχει καταπραυντική επίδραση στα έντερα. Ο καρπός του Γαϊδουράγκαθου, τα φύλλα Αγκινάρας και η ρίζα Ταράξακο υποστηρίζουν την ηπατική και την πεπτική λειτουργία και συμβάλλουν στην αποτοξίνωση. Επίσης τα φύλλα Αγκινάρας, ο φλοιός Κανέλας και τα φύλλα Μέντας μειώνουν τα εντερικά αέρια. Επιπλέον τα φύλλα Μέντας και ο φλοιός Κανέλας συμβάλλουν στη σωστή εντερική κινητικότητα και έχουν χωνευτικές ιδιότητες.

Εκδοχα:

Νερό, κιτρικό οξύ, σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο, φυσικό άρωμα και γεύση (black cherry).



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO




ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Συνιστώμενη ημερήσια δόση: 1 δοσομετρικό καπάκι (20 ml) ημερησίως, σκέτο ή διαλυμένο σε νερό πριν τον βραδινό ύπνο ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού σας ή του φαρμακοποιού σας. Αμέσως μετά την κατάποση συνιστάται η λήψη ενός ποτηριού νερού.

Θρεπτικό Συστατικό	Ποσότητα ανά μέγιστη ημερήσια δόση 20ml	%ΣΗΔ*
Λακτουλόζη	10 g	-
Δαμάσκνο (συμπ. χυμός)	1,6 g	-
Ρίζα Αλθαίας (<i>Althaea officinalis</i> L.) τιτλοδοτημένο υγρό εκχύλισμα 5% σε: Mucilages	400 mg	-
Καρπός Γαϊδουράγκαθου (<i>Silybum marianum</i> L. Gaertn.). Υδρογλυκερινικό εκχύλισμα 1/2	20 mg	-
Φύλλα Αγκινάρας (<i>Cynara scolimus</i> L.). Υδρογλυκερινικό εκχύλισμα 1/2	400 mg	-
Καρπός Ταμάρινδος (<i>Tamarindus indica</i> L.). Ξηρό εκχύλισμα 4/1	400 mg	-
Ρίζα Ταράξακο (<i>Taraxacum officinale</i> L.). Υδρογλυκερινικό εκχύλισμα 1/2	200 mg	-
Φύλλα Μαλάχης (<i>Malva sylvestris</i> L.). Υδρογλυκερινικό εκχύλισμα τιτλοδοτημένο 5% σε: Mucilages	200 mg	-
Φλοιός Κανέλας (<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl.). Ξηρό εκχύλισμα 4/1	10 mg	-
Φύλλα Αμαμελίδος (<i>Hamamelis virginiana</i> L.). Υδροαλκοολικό εκχύλισμα	100 mg	-
Φύλλα Μέντας (<i>Mentha x piperita</i> L.). Ξηρό εκχύλισμα 4/1	100 mg	-

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση



Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 29829/27.3.2023.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-AL-133, Barcode: 8008843133802

NORMOLIP 5 STRONG

Συμβάλλει στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και λιπιδίων (Berberis aristata)

Το συμπλήρωμα διατροφής **NORMOLIP 5 STRONG** περιέχει εκχύλισμα *Berberis aristata*, Κόκκινο ρύζι ζυμωμένο από *Monascus purpureus*, εκχύλισμα Γαϊδουράγκαθου, Φολικό Οξύ, Συνένζυμο Q10, Χρώμιο και Πολυκοσανόλες. Η βερβερίνη από το *Berberis aristata* συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων του πλάσματος, των λιπιδίων και στη ρύθμιση της λειτουργικότητας του καρδιαγγειακού συστήματος, ενώ συμβάλλει και στην υγεία του δέρματος. Η σιλυμαρίνη από το γαϊδουράγκαθο προάγει την αποτοξίνωση και την αναγέννηση του ήπατος, την υγεία της καρδιάς, την έκκριση χολής, τις λειτουργίες καθαρισμού του οργανισμού και δρα ως αντιοξειδωτικό. Το συνένζυμο Q10, απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των κυττάρων, παρέχει αντιοξειδωτική προστασία. Το φολικό οξύ συμβάλλει στη φυσιολογική αιμοποίηση, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης. Το Χρώμιο συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών.



Έκδοχα:

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, δι-φωσφορικό ασβέστιο, διασυνδεδεμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, λιπαρά οξέα του μαγνησίου, διοξειδίου του πυριτίου.

Οδηγίες χρήσης:

Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση: 1 δισκίο το βράδυ με ένα γεμάτο ποτήρι νερό ή σύμφωνα με τη οδηγία του ιατρού σας και για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Συστατικά	Ανά δισκίο	%ΣΗΔ*
Berberis aristata tit 85%	588 mg	
Berberine hydrochloride intake	500 mg	
Milk thistle d.e. tit 80%	100 mg	
Silymarin intake	80 mg	
Red Rice from <i>Monascus purpureus</i> tit 5% total monacolins	58 mg	
Total monacolins intake	2.9 mg	
Coenzyme Q10	10 mg	
Policosanol tit 60%	10 mg	
Octacosanol intake	6 mg	
Folic Acid (Folate)	200 mcg	100
Chromium	40 mcg	100

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 70482/24.6.2022

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης

Κωδικός: ESI-NR-004, Barcode: 8008843134717

Συμβάλλει
στη διατήρηση
φυσιολογικών επιπέδων
της χοληστερόλης,
των λιπιδίων και των
τριγλυκεριδίων

CARDIO PLUS

Το **CARDIO PLUS** είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με υδρολυμένη καζεΐνη, εκχύλισμα φύλλων ελιάς που διατηρεί τη φυσιολογική αρτηριακή πίεση και εκχύλισμα κράταιγου το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και του καρδιαγγειακού συστήματος.

Συστατικά φυσικής προέλευσης

Συνιστώμενη ημερήσια δόση: 2 δισκία το πρωί και 2 το απόγευμα με ένα ποτήρι νερό ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού. Το προϊόν προορίζεται για ενήλικες.

Έκδοχα: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαλτοδεξτρίνη, μετά μαγνησίου άλατα λιπαρών οξέων και διοξείδιο του πυριτίου.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Συστατικά	Δόση ανά 4 δισκία	%ΣΗΔ*
Εκχύλισμα φύλλων ελιάς 6%, εκ των οποίων: oleuropein	1000 mg 60 mg	-
Κράταιγος (Crataegus oxyacantha auct.)	340 mg	-
Κράταιγος (Crataegus monogyna Jacq.)	340 mg	-
Ολικά φλαβονοειδή ως vitexin	10.2 mg	-
Υδρολυμένη καζεΐνη	250 mg	-

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 29827/27.3.2023.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-PR-012 Barcode: 8008843007301

NOGLIC

Το **NOGLIC** είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με εκχυλίσματα από Momordica Charantia, Gymnema (Gymnema silvestre R.BR.), Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), Άλφα Λιποϊκό Οξύ και Χρώμιο, συστατικά που συμβάλουν στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.

Συνιστώμενη ημερήσια δόση: 2 δισκία την ημέρα 15 λεπτά πριν από κάθε γεύμα ως εξής: 1 δισκίο με ένα ποτήρι νερό 15 λεπτά πριν το μεσημεριανό γεύμα και 1 δισκίο με ένα ποτήρι νερό πριν το βραδινό γεύμα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού σας ή του φαρμακοποιού σας. Το προϊόν προορίζεται για ενήλικες.

Έκδοχα: Φωσφορικό ασβέστιο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυ-πρόπυλ-κυτταρίνη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαλτοδεξτρίνη, μετά μαγνησίου άλατα λιπαρών οξέων και διοξείδιο του πυριτίου, κλωριούχο χρώμιο.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Συστατικά	Ανά 2 δισκία	%ΣΗΔ*
Εκχύλισμα Momordica Charantia 3%, περιέχει πικρά συστατικά	300 mg 9 mg	-
Εκχύλισμα Gymnema 25%, περιέχει Gymnemic acid	300 mg 75 mg	-
Εκχύλισμα κανέλας 4/1	250 mg	-
Άλφα Λιποϊκό οξύ	250 mg	-
Χρώμιο	200 mg	500%

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 29826/27.3.2023.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Κωδικός: ESI-NG-001 Barcode: 8008843002825

MELATONIN PURA

Για την αντιμετώπιση της αϋπνίας & του jet lag

Το **Melatonin Pura** είναι συμπλήρωμα διατροφής με Μελατονίνη (1mg). Η Μελατονίνη συμβάλλει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί και ανακουφίζει το υποκειμενικό αίσθημα της χρονικής υστέρησης του βιολογικού ρολογιού λόγω μεγάλων ταξιδιών (jet lag). Τα ευεργετικά της αποτελέσματα για τον ύπνο εξασφαλίζονται με την πρόσληψη 1mg μελατονίνης πριν την κατάκλιση. Συμβάλλει για την αποφυγή του jet lag συνιστάται η πρόσληψη τουλάχιστον 0,5mg πριν από την κατάκλιση την πρώτη ημέρα του ταξιδιού, καθώς και η ίδια ημερήσια πρόσληψη για 2-3 ημέρες μετά την άφιξη στον προορισμό. Το **Melatonin Pura** συνιστάται ιδιαίτερα σε μεγάλους ανθρώπους που έχουν αντικειμενική δυσκολία ύπνου.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες Χρήσης: 1 μικροταμπλέτα με νερό, κατά προτίμηση 1 ώρα πριν τον βραδινό ύπνο.

Συστατικά	Ανά ταμπλέτα	Ανά 100g	Συσκευασία
Melatonin	1mg	0,833g	Blister με 120 μικροταμπλέτες/ 1mg ανά μικροταμπλέτα

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 79079/11.10.2013. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
Κωδικός: ESI-ME-023, Barcode: 8008843010905



MELATONIN PURA SPRAY

Βοηθά στην αϋπνία και στο jet lag

Το **Melatonin Pura Spray** είναι συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή spray με Μελατονίνη (1 mg). Η Μελατονίνη συμβάλλει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί και ανακουφίζει το υποκειμενικό αίσθημα της χρονικής υστέρησης του βιολογικού ρολογιού λόγω μεγάλων ταξιδιών (jet lag). Με γεύση μέντα. Τα ευεργετικά της αποτελέσματα για τον ύπνο εξασφαλίζονται με την πρόσληψη 1 mg μελατονίνης πριν την κατάκλιση, ενώ για την αποφυγή του jet lag με την πρόσληψη τουλάχιστον 0,5 mg πριν από την κατάκλιση την πρώτη ημέρα του ταξιδιού και τη ίδια ημερήσια πρόσληψη για 2-3 ημέρες μετά την άφιξη στον προορισμό.



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

Οδηγίες χρήσης: 1 έως 2 ψεκασμούς ημερησίως κάτω από τη γλώσσα ή σύμφωνα με τις οδηγίες ιατρού.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 20ml σε σπρέι

Συστατικά: Melatonin 1mg ανά ημερήσια δόση.

Συστατικά	Ημερήσια πρόσληψη		Συσκευασία
	1 ψεκασμός (0,2ml)	2 ψεκασμοί (0,4ml)	20ml
Melatonin	0,5mg	1 mg	



Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 5831218062021 Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Κωδικός: ESI-ME-300, Barcode: 8008843132881

ALOE VERA GEL PURO 100% ORGANIC

Χαρίζει άμεση ενυδάτωση και ανάπλαση στο δέρμα σας

Το Aloe Vera Gel της ESI έχει νέα φόρμουλα απο αγνή οργανική Aloe Vera χωρίς συντηρητικά. Τα συστατικά του είναι 100% φυσικά. Ενυδατώνει, μαλακώνει και βοηθάει στην ελαστικότητα του ξηρού και ταλαιπωρημένου δέρματος, ενώ χάρη στους πολυσακχαρίτες που περιέχει, διευκολύνει τη σταθερότητα της υδρολιπιδικής στοιβάδας του δέρματος, διατηρώντας την ελαστικότητά του. Οι καταπραυντικές ιδιότητες της Aloe Vera καθιστούν το προϊόν χρήσιμο κατά των ερεθισμών, της ερυθρότητας του δέρματος και των εγκαυμάτων ακόμα και μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Οδηγίες χρήσης: Τοποθετήστε αρκετή ποσότητα γέλης στο δέρμα και απλώστε με ήπιες κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί.

Συστατικά	Συσκευασία
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum, Glycerin, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Phytate, Citric Acid	100ml / 200ml



Το προϊόν είναι καταχωρημένο στον ευρωπαϊκό διαδικτυακό ιστότοπο Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) κατά εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 1223/2009 με κωδικό: ESI-AL-401 ΚΑΛΜΥΝΤΙΚΟ ALOE VERA GEL PURO 100% ORGANIC 100 ml / ESI-AL-402 ΚΑΛΜΥΝΤΙΚΟ ALOE VERA GEL PURO 100% ORGANIC 200 ml **Barcode: 8008843132430 (100ml), 8008843132447 (200ml)**

ALOE FRESH ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

Λεύκανση / Πρόληψη τερηδόνας και ουλίτιδας

Οδοντόκρεμα με βάση την **Aloe Vera**, η οποία συνιστάται για την πρόληψη της τερηδόνας, της πέτρας και της ουλίτιδας. Το προϊόν δεν περιέχει μέντα και φθόριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που υπόκεινται σε ομοιοπαθητική αγωγή ή θεραπεία.

Οδηγίες χρήσης: Βουρτσίστε επιμελώς και κατά τις υποδείξεις του οδοντιάτρου σας τα δόντια σας μετά από κάθε γεύμα.

Συστατικά	Συσκευασία
Hydrated silica, Xylitol Cetraria islandica extract, Aloe barbadensis οπός φύλλων, Salvia officinalis εκχύλισμα φύλλων.	100ml

Το προϊόν είναι καταχωρημένο στον ευρωπαϊκό διαδικτυακό ιστότοπο Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 1223/2009 με κωδικό: Aloefresh whitening paste 1318795

Κωδικός: ESI-PS-006, Barcode: 8008843010059





το **SON** της φύσης

**“ΘΕΛΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΦΥΣΙΚΑ**

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και φροντίδας της υγείας, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε., δημιούργησε τις σειρές συμπληρωμάτων διατροφής και εντομοασπληθτικών προϊόντων SON (Science of Nature). Η έμπνευσή μας βασίζεται στον καλύτερο συνδυασμό βοτάνων και φυτών προς όφελος πάντα του ανθρώπου και με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Με τα SON φροντίζουμε τόσο την υγεία μας όσο και το περιβάλλον!

SON το συν της φύσης.

Τα συμπληρώματα διατροφής SON, είναι μια ολοκληρωμένη σειρά από αναβράζοντα δισκία, ταμπλέτες και λιποσωμιακά σπρέι, για τόνωση, ενέργεια και προστασία κάθε μέρα. Με ποικιλία γεύσεων, μοναδικές συνθέσεις και την αξιοπιστία της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL, συμπληρώνουν όλες τις ανάγκες του οργανισμού σου.

Επίσης η νέα σειρά εντομοαπωθητικών προϊόντων SON, προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία και ανακούφιση από τσιμπητά εντόμων για όλη την οικογένεια (βρέφη, παιδιά ενήλικες). Διαθέτει προϊόντα που δρουν εντομοαπωθητικά αλλά και προϊόντα που καταπραΰνουν τον κνησμό από τσιμπήματα.

Τα συμπληρώματα διατροφής SON είναι ο καλύτερος σύμμαχος της υγείας σου αλλά και του περιβάλλοντος. Γιατί μέσω του περιβαλλοντικού προγράμματος "Η Φροντίδα για το περιβάλλον είναι στο DNA μας" πραγματοποιούν ουσιαστικές παρεμβάσεις με στόχο την προστασία του πλανήτη μας.



VITAMIN C 1000 mg Vivid**Αντιοξειδωτική δράση Άμυνα - Ενέργεια**

Το SON Vitamin C 1000mg Vivid είναι συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος, στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου. Ευχάριστη γεύση πορτοκάλι.

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα διαλυμένη σε 200ml νερού

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 11608/29.01.2020.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	Συσκευασία
Βιταμίνη C 1000mg Vivid*	20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamin C1000mg Vivid + ΔΩΡΟ 20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamin C1000mg Vivid

*Σ.Η.Δ: 1250%

Κωδικός προϊόντος: PAK-SN-005, Barcode: 5206355030111



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ECHINACEA Frizz

Για την άμυνα του οργανισμού

Το Echinacea Frizz της SON είναι συμπλήρωμα διατροφής με Echinacea purpurea και Βιταμίνη C, που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. Με γεύση lime.

Δεν περιέχει: ζάχαρη

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα ημερησίως σε 200ml νερού.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 47473/29.06.2012.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.



Συστατικά	Ανά ταμπλέτα	Ανά 100g	Συσκευασία
Echinacea Purpurea, ρίζωμα, ξηρό εκχύλισμα 4:1	100mg	2.22g	20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Echinacea
Βιταμίνη C*	80mg	1.78g	+ ΔΩΡΟ 20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamin C 1000mg Vivid

* ΣΗΔ:100%

Κωδικός προϊόντος: PAK-SN-007

Barcode: 5206355030135



MULTIVITAMIN Fortius

Θωρακίζει τον οργανισμό

Το **Multivitamin Fortius** της **SON** είναι πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει 12 Βιταμίνες, 6 μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Με βιταμίνες A, B12, B6, B9, C, σίδηρο, σελήνιο, ψευδάργυρο και χαλκό, που συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και βιταμίνες B2, B3, B5 και μαγνήσιο που συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης και της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Επίσης, περιέχει ασβέστιο που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών και στη φυσιολογική λειτουργία των μυών. Τα μεταλλικά στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία περιέχονται ως: Na₂SeO₃, Cu SO₄, ZnSO₄, CaCO₃, Mg CO₃, C12H-24FeO14. Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι.

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα ημερησίως σε 200ml νερού. Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 66128/28.08.2013. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	Ανά ταμπλέτα	ΣΗΔ%	Συσκευασία
Βιταμίνη A	1200µg	150	20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Multivitamin + ΔΩΡΟ 20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamin C1000mg Vivid
Βιταμίνη D	7,5µg	150	
Βιταμίνη E	18 mg	150	
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη)	1,65 mg	150	
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη)	2,1 mg	150	
Βιταμίνη B3 (Νιασίνη)	24 mg	150	
Βιταμίνη B5 (Παντοθενικό Οξύ)	9 mg	150	
Βιταμίνη B6 (Πυριδοξίνη)	2,1 mg	150	
Βιταμίνη B7 (Βιοτίνη)	75 µg	150	
Βιταμίνη B9 (Φολικό Οξύ)	300 µg	150	
Βιταμίνη B12 (Κοβαλαμίνη)	3,75 µg	150	
Βιταμίνη C	120 mg	150	
Ασβέστιο	120 mg	15	
Μαγνήσιο	56,25 mg	15	
Σίδηρος	2,1 mg	15	
Χαλκός	0,5 mg	50	
Σελήνιο	50 mg	91	
Ψευδάργυρος	4,5 mg	45	



PROMO
PACK

Δεν
περιέχει
Ιώδιο



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

(*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
Κωδικός προϊόντος: PAK-SN-006
Barcode: 5206355030128



VITAMIN C & Ginseng

Άμυνα - Τόνωση - Ζωτικότητα

Το SON Vitamin C + Ginseng περιέχει βιταμίνη C και Ginseng. Η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Το Ginseng βοηθά στη διατήρηση σωματικής και πνευματικής ικανότητας σε περιπτώσεις αδυναμίας, εξάντλησης και κόπωσης. Με ευχάριστη γεύση λεμόνι.

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα ημερησίως σε 200ml νερού.
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 11612/29.01.2020.
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	Ανά ταμπλέτα	Συσκευασία
Βιταμίνη C*	1000mg	20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamic C & Ginseng
Εκχύλισμα Ginseng	50mg	+ ΔΩΡΟ 20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamin C 1000mg ViVid

ΣΗΔ: 1250%

Κωδικός προϊόντος: PAK-SN-008

Barcode: 5206355030142



MAGNESIUM & Vitamins B

Ενέργεια και ανοσοποιητικό

Το SON MAGNESIUM & Vitamins B περιέχει Μαγνήσιο και Βιταμίνες B1, B6 & B12, που συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μεταβολικών διεργασιών, που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι.

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα ημερησίως σε 200ml νερού.
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 11943/30.01.2020.
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	Ανά ταμπλέτα	ΣΗΔ%	Συσκευασία
Μαγνήσιο (από Magnesium carbonate)	300 mg	80%*	20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Magnesium & Vitamin B + ΔΩΡΟ 20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON Vitamin C1000mg Vivid
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη)	1,4 mg	127%*	
Βιταμίνη B6 (Πυριδοξίνη)	2 mg	143%*	
Βιταμίνη B12 (Κυανοκοβαλαμίνη)	1 µg	40%*	



ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝ

ΣΗΔ: 1250%

Κωδικός προϊόντος: PAK-SN-009

Barcode: 5206355030159

SON VITAMIN D3 (800 IU)

Ανοσοποιητικό - Αντιοξειδωτική δράση

Το **SON VITAMIN D3** περιέχει βιταμίνες A, C, D3 ιχνοστοιχεία Σελήνιο (Se) και Χαλκό (Cu), που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη C, ο Χαλκός και το Σελήνιο συμβάλλουν στη προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η βιταμίνη C και ο Χαλκός συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στη παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και της κόπωσης και αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου. Η βιταμίνη A συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό του σιδήρου και στη διατήρηση της κατάστασης των βλεννογόνων. Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου. Ο Χαλκός συμβάλλει στη φυσιολογική μεταφορά του σιδήρου μέσα στον οργανισμό. Το Σελήνιο συμβάλλει στη φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία. Έκδοχα: Κιτρικό οξύ, μονοξικό ανθρακικό νάτριο, μαλτοδεξτρίνη, άμυλο, κυκλαμικό νάτριο, φυσικά αρώματα κίτρου και λεμονιού, σακχαρίνη, φωσφορική ριβοφλαβίνη. Με ευχάριστη γεύση λεμόνι.

Οδηγίες χρήσης: 1 ταμπλέτα ημερησίως σε 200ml νερού.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: Α.Π. 125983/27.11.2020. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	Ανά ταμπλέτα 4,2g:	ΣΗΔ%	Συσκευασία
Βιταμίνη C (L- ασκορβικό οξύ)	120 mg	150%	20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON VITAMIN D3 + ΔΩΡΟ 20 αναβράζουσες ταμπλέτες SON VITAMIN D3
Βιταμίνη A (Ρετινόλη)	1.000 µg	125%*	
Βιταμίνη D3 (Χοληκαλσιφερόλη)	20 µg	400%*	
Se (Σελήνιο)	110 µg	200%	
Cu (Χαλκός)	1.000 µg	100%	



PROMO
PACK



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

(*)ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
Κωδικός προϊόντος: PAK-SN-013
Barcode: 5206355033198



VITAMIN B12 ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

Νευρικό σύστημα - Ψυχολογική λειτουργία

Το συμπλήρωμα διατροφής **SON Liposomal Vitamin B12 spray** περιέχει βιταμίνη B12 (ως υδροξοκοβαλαμίνη), σε λιποσωματική μορφή που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της κόπωσης και της κούρασης, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης, στον φυσιολογικό σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. Με γεύση φράουλα και βανίλια.

Συσκευασία: 30ml Spray (150 ψεκασμοί, 75 δόσεις)
Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 135416/2-12-2022
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Ψεκασμοί	Συστατικά	Ποσότητα	ΣΗΔ%	Συσκευασία
1 Ψεκασμός (200μl)	B12	25μg	1000%*	Συσκευασία των 30 ml (150 ψεκασμοί)
2 Ψεκασμοί (400μl)	B12	50μg	2000%*	

(*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1-2 ψεκασμοί την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός προϊόντος: SON-SP-001
BARCODE: 52063550119



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ VEGAN



ΧΩΡΙΣ
ΣΟΓΙΑ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

VITAMINS D3 & K2 ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

Μυοσκελετικό σύστημα

Το συμπλήρωμα διατροφής **SON Liposomal D3 & K2 spray** περιέχει βιταμίνες D3 (χολικαλσιφερόλη), σε λιποσωματική μορφή που συμβάλλει στην υγεία μυών & οστών και στην απορρόφηση ασβεστίου & φωσφόρου και βιταμίνη K2 (μενακινόνη) που συμβάλλει στην υγεία των οστών. Με γεύση κεράσι, βανίλια. Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση / χρησιμοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, των μυών και των δοντιών και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η βιταμίνη K συμβάλλει στη φυσιολογική πήξη του αίματος και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

Συσκευασία: 30ml Spray (150 δόσεις)
Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 135551/2-12-2022
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	1 Ψεκασμός (200μl)	ΣΗΔ%	Συσκευασία
D3 (Cholecalciferol)	25μg (1000 IU)	500%	Συσκευασία των 30 ml (150 ψεκασμοί)
Vitamin K2 (menaquinone)	50μg	66.67%*	

(*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1 ψεκασμός την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός προϊόντος: SON-SP-002
BARCODE: 52063550126



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ



ΧΩΡΙΣ
ΣΟΓΙΑ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

VITAMINS D3, C & ZINC ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

Ανοσοποιητικό σύστημα - Αντιοξειδωτική δράση

Το συμπλήρωμα διατροφής **SON Liposomal Vitamins D3, C & Zn spray** περιέχει βιταμίνες D3, C και Ψευδάργυρο σε λιποσωματική μορφή, συστατικά που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική χρησιμοποίηση/απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, των μυών και των δοντιών και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Με γεύση μέντα.

Συσκευασία: 30ml Spray (150 ψεκασμοί, 75 δόσεις)

Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 135517/2-12-2022

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	2 Ψεκασμοί (400μl)	ΣΗΔ%	Συσκευασία
D3 (Cholecalciferol)	30μg (1200 IU)	600%*	Συσκευασία των 30 ml (150 ψεκασμοί)
Vitamin C	40mg	50%*	
Zn (picolinate)	5mg	50%*	

(*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 2 ψεκασμοί την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός προϊόντος: SON-SP-004

BARCODE: 5206355050140



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ



ΧΩΡΙΣ
ΣΟΓΙΑ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ

MELATONIN ΛΙΠΟΣΩΜΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

Βοηθά στην αϋπνία και το jet lag

Το συμπλήρωμα διατροφής **SON Melatonin Liposomal Spray** περιέχει Μελατονίνη, σε λιποσωματική μορφή. Η μελατονίνη μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται κανείς για να κοιμηθεί. Με γεύση μύρτιλο, βατόμουρο & φραγκοστάφυλο.

Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται όταν 1 mg μελατονίνης καταναλώνεται λίγο πριν από τον ύπνο. Επιπλέον, η μελατονίνη συμβάλλει στην ανακούφιση από το υποκειμενικό αίσθημα της χρονικής υστέρησης του βιολογικού ρολογιού (jet lag). Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ελάχιστη πρόσληψη 0,5 mg πριν από την κατάκλιση την πρώτη ημέρα του ταξιδιού και για λίγες ημέρες μετά την άφιξη στον προορισμό.

Συσκευασία: 30ml Spray (150 δόσεις)

Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 135419/2-12-2022

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Συστατικά	1 Ψεκασμός (200μl)	ΣΗΔ%	Συσκευασία
Μελατονίνη	1mg	-	Συσκευασία των 30 ml (150 ψεκασμοί)

(*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1 ψεκασμός την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός προϊόντος: SON-SP-003

BARCODE: 5206355050133



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ VEGAN



ΧΩΡΙΣ
ΣΟΓΙΑ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



DETOX

Αποτοξίνωση – Αντιοξειδωτική δράση

Το **SON DETOX** είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με εκχυλίσματα: πράσινου τσαγιού, κουρκουμά, αγκινάρας, γαϊδουράγκαθου, ορθοσίφωνα και μαύρου πιπεριού. Περιέχει επιπλέον συστατικά: χολίνη, συνένζυμο Q10, ψευδάργυρο, σελήνιο, χρώμιο και βιταμίνες: B2, B6, B12 και E, που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, συμβάλλουν στην αποτοξίνωση του ήπατος αλλά και ολόκληρου του σώματος, στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα, στον φυσιολογικό μεταβολισμό λιπαρών οξέων, στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, στη μείωση της κόπωσης και της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Συστατικά	Ανά 1 δισκίο	% ΣΗΔ*	Ανά 2 δισκία	% ΣΗΔ*
Χολίνη	50mg	-	100mg	-
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού	100mg	-	200mg	-
Εκχύλισμα Γαϊδουράγκαθου	90mg	-	180mg	-
Εκχύλισμα Κουρκουμά	80mg	-	160mg	-
Εκχύλισμα Αγκινάρας	80mg	-	160mg	-
Εκχύλισμα Ορθοσίφωνα	50mg	-	100mg	-
Βιταμίνη E	16mg	133 %	32mg	266%
Συνένζυμο Q10	20mg	-	40mg	-
Εκχύλισμα μαύρου πιπεριού	10mg	-	20mg	-
Ψευδάργυρος	7,5mg	75%	15mg	150%
Βιταμίνη B6 (Πυριδοξίνη)	4,2mg	300%	8,4mg	600%
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη)	2,8mg	200%	5,6 mg	400%
Σελήνιο	55mcg	100%	110mcg	200%
Χρώμιο	20mcg	50%	40mcg	100%
Βιταμίνη B12	5mcg	200%	10mcg	400%

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1 -2 κάψουλες την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Το προϊόν προορίζεται για ενήλικες.

Κωδικός: SON-CP-003, Barcode: 5206355050089



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ VEGAN



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

FOCUS PLUS

Νευρικό σύστημα - Ψυχολογική λειτουργία

Τα συστατικά του **SON FOCUS PLUS** τονώνουν το νευρικό σύστημα, μειώνουν την κόπωση και την κόπωση, προσφέρουν ενέργεια και προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, συμβάλλουν στη φυσιολογική νοτική επίδοση, στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.

Τα συστατικά του συμπληρώματος βελτιώνουν την αντίσταση του σώματος στο άγχος και τη διατήρηση συναισθηματικής σταθερότητας. Βοηθούν στη διατήρηση της σωματικής και πνευματικής ικανότητας σε περιπτώσεις αδυναμίας, εξάντλησης, κόπωσης και απώλειας της συγκέντρωσης. Υποστηρίζουν την απόδοση της μνήμης και της μάθησης, την πνευματική λειτουργία στους ηλικιωμένους, τη διατήρηση καλών γνωστικών επιδόσεων, τη φυσική άμυνα του οργανισμού και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και προωθούν την ζωτικότητα και την εγρήγορση.

Συστατικά	Ανά 1 δισκίο	% ΣΗΔ*	Ανά 2 δισκία	% ΣΗΔ*
Εκχύλισμα Guarana	150mg	-	300mg	-
Μαγνήσιο	75mg	20%	150mg	40%
Βιταμίνη C	120mg	150%	240mg	300%
Εκχύλισμα Ashwagandha	100mg	-	200mg	-
Εκχύλισμα Rhodiola	100mg	-	200mg	-
Βιταμίνη E (α-TE)	18mg	150%	36mg	300%
Σίδηρος	14mg	100%	28mg	200%
Εκχύλισμα φύλλων Ginkgo Biloba	40mg	-	80mg	-
Εκχύλισμα τζίνσενγκ	20mg	-	40mg	-
Ψευδάργυρος	15mg	150%	30mg	300%
Νιασίνη	16mg	100%	32mg	200%
Παντοθενικό οξύ	12mg	200%	24mg	400%
Μαγγάνιο	2mg	100%	4mg	200%
Βιταμίνη A (Ρετινόλη)	800mcg	100%	1600mcg	200%
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη)	4,4mg	400%	8,8mg	800%
Βιταμίνη B6 (Πυριδοξίνη)	2,8mg	200%	5,6mg	400%
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη)	2,8mg	200%	5,6mg	400%
Σελήνιο	55mcg	100%	110mcg	200%
Χαλκός	0,5mg	50%	1mg	100%
Ιώδιο	100mcg	67%	200mcg	134%
Φολικό οξύ	800mcg	400%	1600mcg	800%
Χρώμιο	20mcg	50%	40mcg	100%
Βιταμίνη B12	5mcg	200%	10mcg	400%

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1-2 κάψουλες την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός: SON-CP-005, Barcode: 5206355050102



MULTIVITAMIN FORTIUS for MEN

Πολυβιταμινούχο Συμπλήρωμα Διατροφής

Τα συστατικά του **SON Multivitamin Fortius Men** προσφέρουν αντιοξειδωτική δράση, προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ενίσχυση των μυών και των οστών, μείωση της κόπωσης και της κόπωσης, διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών, του δέρματος, των μαλλιών, των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα και διατήρηση της φυσιολογικής όρασης.

Υποστηρίζει τη λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, τη διατήρηση της υγείας του ήπατος, το αιμοποιητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, ως επίσης και το κατώτερο ουροποιητικό (ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την καλοήγη υπερπλασία του προστάτη, μετά από αποκλεισμό σοβαρών παθήσεων από γιατρό). Βοηθά στη χαλάρωση, την ψυχική και σωματική ευεξία, ιδιαίτερα σε περιόδους υπερέντασης και άγχους.

Συστατικά	Ανά 1 δισκίο	% ΣΗΔ*	Ανά 2 δισκία	% ΣΗΔ*
Ασβέστιο	128 mg	16%	256 mg	32%
Χολίνη	50 mg	-	10 mg	-
Βιταμίνη C	100 mg	125%	200 mg	250%
Μαγνήσιο	60 mg	16%	120 mg	32%
Βιταμίνη E	12 mg	100%	24 mg	200%
Εκχύλισμα Saw Palmetto	10 mg	-	80 mg	-
Εκχύλισμα Ashwagandha	30 mg	-	60 mg	-
Εκχύλισμα Κουρκουμά	30 mg	-	60 mg	-
Ψευδάργυρος	20 mg	200%	40 mg	400%
Βιταμίνη K2	30 mcg	40%	60 mcg	80%
Νιασίνη	20 mg	125%	40 mg	250%
Αλφα λιποϊκό οξύ	20 mg	-	40 mg	-
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού	20 mg	-	40 mg	-
Εκχύλισμα Rhodiola	20 mg	-	40 mg	-
Βιταμίνη B6 (Πυριδοξίνη)	10 mg	714%	20 mg	1428%
Παντοθενικό οξύ	10 mg	167%	20 mg	334%
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη)	9 mg	818%	18 mg	1636%
Βιταμίνη D	20 mcg	400%	40 mcg	800%
Συνένζυμο Q10	10 mg	-	20 mg	-
Βιταμίνη A (Ρετινόλη)	1200 mcg	150%	2400 mcg	300%
Λυκοπένιο	0,5 mg	-	1 mg	-
Σίδηρος	3,75 mg	27%	7,5 mg	54%
Μαγγάνιο	1 mg	50%	2 mg	100%
Σελήνιο	55 mcg	100%	110 mcg	200%
Χαλκός	0,5 mg	50%	1 mg	100%
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη)	2,1 mg	150%	4,2 mg	300%
Ιώδιο	100 mcg	67%	200 mcg	134%
Φολικό οξύ	1 mg	500%	2 mg	1000%
Μολυβδαίνιο	25 mcg	50%	50 mcg	100%
Χρώμιο	60 mcg	150%	120 mcg	300%
Βιοτίνη	125 mcg	250%	250 mcg	500%
Βιταμίνη B12	30 mcg	1200%	60 mcg	2400%

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1 -2 δισκία την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός: SON-CP-001, **Barcode:** 5206355050065



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ VEGAN



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ



ΧΩΡΙΣ
GMO

MULTIVITAMIN FORTIUS for WOMEN

Πολυβιταμινούχο Συμπλήρωμα Διατροφής

Τα συστατικά του **SON Multivitamin Fortius Women** προσφέρουν αντιοξειδωτική δράση, προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ενίσχυση των μυών και των οστών, μείωση της κούρασης και της κόπωσης σε γυναίκες όλων των ηλικιών, διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών, του δέρματος, των μαλλιών, διατήρηση της φυσιολογικής όρασης, μείωση της απώλειας της οστικής πυκνότητας και σε μετ' εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, μετά από αποκλεισμό από τον γιατρό σοβαρών καταστάσεων οστεοπενίας και οστεοπόρωσης που χρήζουν ειδικής αγωγής.

Υποστηρίζει τη λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, τη διατήρηση της υγείας του ήπατος, το αιμοποιητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Βοηθά στη χαλάρωση, την ψυχική και σωματική ευεξία, ιδιαίτερα σε περιόδους υπερέντασης και άγχους.

Συστατικά	Ανά 1 δισκίο	% ΣΗΔ*	Ανά 2 δισκία	% ΣΗΔ*
Ασβέστιο	128mg	16%	256 mg	32%
Χολίνη	50mg	-	100 mg	-
Βιταμίνη C	60mg	75%	120 mg	150%
Μαγνήσιο	60mg	16%	120 mg	32%
Βιταμίνη E	24mg	200%	48 mg	400%
Νιασίνη	40mg	250%	80mg	500%
Παντοθενικό οξύ	30mg	500%	60 mg	1000%
Αλφα λιποϊκό οξύ	20mg	-	40 mg	-
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού	20mg	-	40 mg	-
Εκχύλισμα Ashwagandha	20mg	-	40 mg	-
Εκχύλισμα Rhodiola	20mg	-	40 mg	-
Βιταμίνη K2	24.75mcg	33%	49.5 mg	66%
Λουτεΐνη	1mg	-	2 mg	-
Εκχύλισμα Κουρκουμά	15mg	-	30mg	-
Βιταμίνη B6 (Πυριδοξίνη)	12mg	857%	24mg	1714%
Σίδηρος	14mg	100%	28mg	200%
Ψευδάργυρος	10mg	100%	20mg	200%
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη)	9.9mg	900%	19.8mg	1800%
Κερσετίνη	10mg	-	20mg	-
Συνένζυμο Q10	10mg	-	20mg	-
Μαγγάνιο	2mg	100%	4mg	200%
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη)	6.3mg	450%	12.6 mg	900%
Βιταμίνη A (Ρετινόλη)	800mcg	100%	1600 mcg	200%
Λυκοπένιο	0.5mg	-	1 mg	-
Βιταμίνη D	10mcg	200%	20 mcg	400%
Σελήνιο	70mcg	127%	140 mcg	254%
Μολυβδαίνιο	50mcg	100%	100 mcg	200%
Χαλκός	1mg	100%	2 mg	200%
Ιώδιο	100mcg	67%	200 mcg	134%
Φολικό οξύ	1200mcg	600%	2400 mcg	1200%
Χρώμιο	60mcg	150%	120 mcg	300%
Βιοτίνη	125mcg	250%	250 mcg	500%
Βιταμίνη B12	30mcg	1200%	60 mcg	2400%



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ VEGAN



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝΗ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΣΗ



ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ



ΧΩΡΙΣ
GMO

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1 -2 δισκία την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός: SON-CP-002, **Barcode:** 5206355050072

VITAMIN C 1000mg TIME RELEASE

Ανοσοποιητικό σύστημα – Αντιοξειδωτική Δράση

Το SON VITAMIN C 1000mg Time Release είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που προσφέρει στον οργανισμό βιταμίνη C παρατεταμένης διάρκειας, αφού με τον συνδυασμό ασκορβικού οξέος, βιοφλαβονοειδών (Citrus bioflavonoids) και εκχυλίσματος καρπών αγριοτριανταφυλλιάς (Rose hips extract) παρέχει στον οργανισμό βιταμίνη C άμεσα απορροφήσιμη (50% την πρώτη ώρα) μαζί με βιταμίνη C η οποία απορροφάται με βραδείς ρυθμούς (50% την τέταρτη ώρα).

Έτσι η βιταμίνη C, που απορροφάται σταδιακά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια και μετά από έντονη σωματική άσκηση, στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, των οστών, των χόνδρων, των ούλων, του δέρματος, των δοντιών και των αιμοφόρων αγγείων, στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης και στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	Ανά 1 δισκίο	% ΣΗΔ
Βιταμίνη C	1000 mg	1250%
Βιοφλαβονοειδή εσπεριδοειδών	34 mg	-
Εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς	25 mg	-

*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Συνιστώμενη δόση: 1 δισκίο την ημέρα ή σύμφωνα με την οδηγία του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Κωδικός: SON-CP-004, Barcode: 5206355050096



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ VEGAN



ΧΩΡΙΣ
ΓΛΟΥΤΕΝ



ΧΩΡΙΣ
ΛΑΚΤΟΖΗ



ΧΩΡΙΣ
GMO



ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

PROPOLIS NASAL SPRAY

Με πρόπολη και θυμάρι

Το SON Propolis Nasal Spray είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω του 1 έτους, που δημιουργήθηκε από αλατούχο διάλυμα περιεκτικότητας 0,9% κλωρικού οξέος. Ενδείκνυται για την υγιεινή της μύτης, καθώς απομονώνει παθολογικές καταστάσεις όπως ρινίτιδα, εκτεταμένες εκκρίσεις, ιούς και καταρροές.

Το προϊόν περιέχει πρόπολη και θυμάρι, που του προσδίδουν ευχάριστο άρωμα.

Οδηγίες χρήσης: Ψεκάστε 1 φορά σε κάθε ρουθούνι, μέχρι 3 φορές την ημέρα. Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 3 μηνών.

Συστατικά	Συσκευασία
Κεκαθαρισμένο ύδωρ, κλωριούχο νάτριο, γλυκερινικό εκχύλισμα πρόπολης, EDTA disodium salt dehydrate, γλυκερινικό εκχύλισμα από θυμάρι, βενζαλκόνιο κλωριούχο και υδροξείδιο του νατρίου	20 ml

Ιατροτεχνολογικό Προϊόν
Κωδικός προϊόντος: SON-PR-001
Barcode: 5206355026633

Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με
την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.





Προστασία & Ανακούφιση

SON MOSQUITO PROTECTION LOTION 100ml

Άοσμο Εντομοαπωθητικό

Το **SON MOSQUITO PROTECTION LOTION** είναι μια άοσμη εντομοαπωθητική λοσιόν η οποία απωθεί αποτελεσματικά κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης), και τσιμπούρια. Περιέχει IR 3535 (10% κ.β.), απωθητική ουσία αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Προστατεύει έως και 8 ώρες με μία εφαρμογή και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

	Κουνούπια	Τσιμπούρια	Συσκευασία
Ενήλικες	78 (10,58ml)	68 (9,20ml)	Συσκευασία των 100 ml
Παιδιά (6-12)	43 (5,87ml)	37 (5,10ml)	
Μικρά Παιδιά (2-6)	31 (4,33ml)	27 (3,77ml)	
Νήπια (1-2)	22 (3,06ml)	19 (2,66ml)	
Βρέφη (0-1)	19 (2,61 ml)	16 (2,27ml)	

Κωδικός Προϊόντος: **SON-MS-004**

BARCODE: 5206355050782



SON MOSQUITO PROTECTION SPRAY 100ml

Άοσμο Εντομοαπωθητικό

Το **SON MOSQUITO PROTECTION SPRAY** είναι ένα άοσμο εντομοαπωθητικό spray το οποίο απωθεί αποτελεσματικά κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης). Περιέχει IR 3535 (20% κ.β.), απωθητική ουσία αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Προστατεύει αποτελεσματικά από κουνούπια για έως και 7 ώρες με μία εφαρμογή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά από ενός έτους.

	Ψεκασμοί	Συσκευασία
Ενήλικες	76 (9g)	Συσκευασία των 100 ml
Παιδιά (6-11)	36 (4,2g)	
Μικρά Παιδιά (1-2)	15 (1,8g)	

Κωδικός Προϊόντος: **SON-MS-003**

BARCODE: 5206355050775



SON MOSQUITO PROTECTION DIFFUSER 30ml

Αποσμητικό χώρου με ισχυρή εντομοαπωθητική δράση

Το **SON MOSQUITO PROTECTION DIFFUSER** με αιθέρια έλαια γερανιού και τεϊόδεντρου, είναι ένα φυσικό προϊόν που διαχέει στον χώρο ένα ευχάριστο άρωμα το οποίο λειτουργεί απωθητικά για τα κουνούπια και άλλα έντομα. Αποτελεσματικό για έως 30 ημέρες.

Σύνθεση / Συστατικά: ISOPROPYL MYRISTATE, GERANIOL, SILICA, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL, EUGENOL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) BUD OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) LEAF OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS (GERANIUM) FLOWER OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, LITSEA CUBEBA FRUIT OIL, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, CITRONELLOL, THYMUS VULGARIS FLOWER/LEAF OIL, ISOEUGENOL.

Κωδικός Προϊόντος: SON-MS-002
BARCODE: 5206355050744



SON MOSQUITO PROTECTION AFTER BITE gel 30ml

Άμεση ανακούφιση από τσιμπήματα εντόμων


Το **SON MOSQUITO PROTECTION AFTER BITE gel** με φυτικά εκχυλίσματα, προσφέρει άμεση ανακούφιση στο ερεθισμένο δέρμα από τσιμπήματα εντόμων, καθώς και από την επαφή με τσουχτρες, μέδουσες & τσουκνίδες. Η σύνθεσή του με χαμομήλι, επιλόβιο και πανθενόλη, απαλύνει άμεσα τους ερεθισμούς, καταπραΰνει τον κνησμό και δροσίζει το δέρμα.

Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο. Κατάλληλο για ενήλικους και παιδιά άνω του 1 έτους. Για εξωτερική χρήση μόνο. Δεν περιέχει αμμωνία και καμφορά.

Συστατικά: AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT., LAURETH-9, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, GLYCERIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE, BENZYL ALCOHOL, EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALLANTOIN, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, GLYCYRRHETINIC ACID, MENTHYL LACTATE, SODIUM HYALURONATE, BISABOLOL, SODIUM METABISULFITE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.

Το προϊόν είναι καταχωρημένο στον ευρωπαϊκό διαδικτυακό ιστότοπο Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) κατά εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 1223/2009 με κωδικό: SON-MS-001 SON MOSQUITO PROTECTION AFTER BITE GEL
Barcode: 5206355050737 (30ml)







Στρατηγική συμμαχία

Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
συσκευασιών συμπληρωμάτων
διατροφής στα φαρμακεία



1. Ο καταναλωτής ενθαρρύνεται να επιστρέψει στο φαρμακείο και να τοποθετήσει τις άδειες συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής στον **κάδο ανακύκλωσης powered by SON**.
2. Όταν ανακυκλώσει τις άδειες συσκευασίες, σκανάρει το QR code που βρίσκεται στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης και συμμετέχει **σε κληρώσεις με πλούσια δώρα**.
3. Το φαρμακείο αναδεικνύεται ως **εξειδικευμένο σημείο ανακύκλωσης συσκευασιών συμπληρωμάτων διατροφής**.

**Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε.
& τα SON χρηματοδοτούν
καθαρισμούς παραλιών
σε όλη την Ελλάδα.**



Παρέμβαση στη φύση!

Με ποσοστό από τις πωλήσεις των συμπληρωμάτων διατροφής **SON**, η **ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E.** χρηματοδοτεί επαγγελματικούς καθαρισμούς σε επιβαρυμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα όπως παραλίες, δάση κλπ. Όλες οι συσκευασίες οι οποίες συλλέγονται κατά τη διάρκεια των καθαρισμών, παραλαμβάνονται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και οδηγούνται σε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας.



Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «**Η Φροντίδα για το Περιβάλλον είναι στο DNA μας**» απέσπασε το **GOLD AWARD** από τα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2022 στην κατηγορία Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής & την Προστασία του Περιβάλλοντος.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού



microlife®

MT 60

Επιτραπέζιο Stand



Χωρητικότητα: 20τμχ

MT 3001

Επιτραπέζιο Stand



Χωρητικότητα: 25τμχ



Stand και καρέκλα
Microlife

MT 410

Επιτραπέζιο Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

MT 800

Επιτραπέζιο Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

OXY 300 & NC 150

Επιτραπέζιο Stand



Χωρητικότητα: 4τμχ



ALFA Επιδαπέδιο Stand

- Ελαφρύ και με ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του φαρμακείου σας.
- 15 μεταλλικοί αποσπώμενοι γάντζοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όποιον συνδυασμό επιθυμείτε.
- 2 αποσπώμενα μεταλλικά ράφια που μπορούν να τοποθετηθούν σε όποιο ύψος επιθυμείτε.

Διαστάσεις: 1,80εκ. ύψος x 55εκ. πλάτος



ALFA Επιτραπέζιο Stand

- Ελαφρύ και compact.
- 6 μεταλλικοί αποσπώμενοι γάντζοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όποιον συνδυασμό επιθυμείτε.
- Ειδικό ράφι για τοποθέτηση προϊόντων.

Διαστάσεις: 55εκ. ύψος x 33εκ. πλάτος



NORMOLIP 5

Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

10 HERBS

Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

PROPOLURTO

Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

PROPOLGOLA

Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

LIP BALM

Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 18τμχ



Protection Diffuser
Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

Protection Lotion
Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

Protection Spray
Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 12τμχ

After Bite
Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 24τμχ

Liposomal
Επιτραπέζιο
Stand



Χωρητικότητα: 20τμχ





KARABINIS MEDICAL
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ



KARABINISMEDICAL

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΝΑ ΜΑΣ

est.1967

📍 Λεωφόρος Λαυρίου 151, Παιανία, 190 02 Αθήνα ☎ (+30) 210 66 45 751 📠 (+30) 210 66 46 000
✉ info@karabinismedical.gr 🌐 www.karabinismedical.gr